

# Cutimed® Gelling Fiber

Gelvormend fiber verband



## Eigenschappen en functies

Cutimed Gelling Fiber is een fiber verband gemaakt van natriumcarboxymethyl cellulose (CMC) en versterkende vezels. Het absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed. Het ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen.

## Eigenschappen

- ♦ Verticale absorptie voorkomt maceratie.
- ♦ Behoudt een vochtig wondmilieu, ondersteunt autolytisch debridement.
- ♦ Vormt zich uitstekend naar het wondbed: vermindert dode ruimte.
- ♦ Toepasbaar in combinatie met compressietherapie.
- ♦ Het product kan op maat geknipt worden.
- ♦ Beide zijden van het product kunnen op de wond worden aangebracht.
- ♦ Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk in zijn geheel te verwijderen. Atraumatische verwijdering voorkomt schade aan nieuw gevormd weefsel en pijn tijdens de verbandwissel.

## Samenstelling

- ♦ Natriumcarboxymethyl cellulose.
- ♦ Versterkende vezels van polyethyleen met hoge dichtheid van polyethyleentereftalaat (CMC).

## Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Z-index nummer
Cutimed® Gelling Fiber	5 x 5 cm	71218-00	10 stuks	17034892
○○○○ - ●○○○ ☺ ☑ ☒	10 x 10 cm	71218-01	10 stuks	17034906
	15 x 15 cm	71218-02	5 stuks	17034914
	2 x 45 cm	71218-06	5 stuks	17034922

## Wisselfrequentie

Cutimed Gelling Fiber mag maximaal 7 dagen blijven zitten, behalve bij brandwonden en donorsites, waar het maximaal 14 dagen mag blijven zitten.

## Toepassingen

Cutimed Gelling Fiber is vezelverband dat wondvocht vasthoudt in wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven, die oppervlakkig of diep zijn en waarvan de wondbodem bedekt is met granulatieweefsel en/of fibrineus beslag, bijvoorbeeld:

- ♦ Ulcus cruris venosum, decubitus (cat. 2-4) en diabetische voet.
- ♦ Chirurgische wonden (bijv. postoperatief, secundair genezende wonden en donorsites).
- ♦ Tweedegraads brandwonden.
- ♦ Oncologische wonden.
- ♦ Traumatische wonden (bijv. schaafwonden en skin tears).

## Contra-indicaties

- ♦ Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld als alternatief voor Cutisoft (cotton).
- ♦ Cutimed Gelling Fiber is niet bedoeld voor gebruik in lichaamsholtes of in gesloten wonden.
- ♦ Een infectie is geen contra-indicatie voor het gebruik van Cutimed Gelling Fiber.