

ENG Bacteria binding ribbon gauze

Device Description

Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze is a sterile, bacteria and fungi binding wound dressing. It consists of a green Sorbact® wound contact layer, which allows passage of wound exudate into a secondary dressing. The dressing can be used in compression therapy.

Mode of Action

Cutimed® Sorbact® binds microorganisms, such as *Staphylococcus aureus* (including MRSA), *Streptococcus* species, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Candida albicans*, as shown in vitro. These microorganisms are removed from the wound each time the dressing is changed.

Intended Use
Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze is intended for use in the management of clean, contaminated, colonized or infected exuding wounds, such as cavity wounds and fistulas. Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze is also intended for use in fungal infections in skin folds.

Contraindications

There are no known contraindications to the use of Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze. Attention is drawn to the warnings and precautions.

Warnings and Precautions

If the treated condition deteriorates, fails to improve or a side effect is observed, consult a physician or an appropriate health care provider.

Do not use on patients with a known hypersensitivity to any of the dressing components. The dressing should always be applied in direct contact with the wound area to allow microorganisms to bind to the dressing.

Should the dressing adhere to the wound, moisten or soak the dressing to assist removal and avoid disruption of the healing wound.

Do not use in combination with oily products, such as ointments, creams and solutions as they may decrease the binding of microorganisms.

Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze is for single use only and should not be re-used. Re-use may lead to increased risk of infection or cross-contamination.

Do not re-sterilize.

Do not use if the pouch is already open or damaged, as the sterility of the dressing is guaranteed only when the package is unopened and undamaged prior to use.

Prior to radiation therapy, remove Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze. A new dressing can be applied following treatment.

Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze does not contain x-ray thread and should not be used in open surgery.

Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze is magnetic resonance imaging (MRI) safe.

Instructions for use for wound management

1. Prepare the wound according to local clinical practice. If desired, gently press a Cutimed® Sorbact® round swab against the moist wound surface to remove superficial microbial contamination.

2. Select an appropriate dressing size for the wound.

3. Remove the dressing from the pouch using an aseptic technique.

4. If cutting the dressing, use an aseptic technique. Discard any open and unused dressing.

5. Direct wound contact is a prerequisite for the effective binding of microorganisms. Always apply the dressings in a way that ensures direct contact with the wound surface. Moist wound conditions are essential to ensure the efficacy of Cutimed® Sorbact® and to avoid potential sticking to the wound.

6. In cavity wounds and fistulas, unfold and fluff up one or more dressings and line/fill the cavity or fistula. Avoid dense packing. Always leave a part of the dressing protruding so that it can be easily removed. If cutting the dressing, it is recommended to leave the cut end outside the cavity or fistula to avoid residual threads in the wound.

7. Depending on the amount of wound exudate, Cutimed® Sorbact® ribbon gauze can be covered with all types of hydroactive secondary dressings such as foams, superabsorbent dressings or alginate.

8. The dressing change frequency depends on exudate levels and the overall condition of the wound and surrounding skin. Should the clinical condition allow, the dressing can be left in place for up to 7 days. The final decision on the therapy regimen needs to be taken by health care professionals.

Instructions for use for fungal infections

1. Prepare the affected area according to local clinical practice.

2. Do not use antifungal creams or ointments in combination with the dressing.

3. Select an appropriate dressing size to be able to cover the affected area.

4. Apply the dressing, cut if necessary. Ensure that the dressing comes into direct contact with the affected area.

5. Dressings can be secured with undergarments if necessary. The use of a skin friendly adhesive is recommended if additional fixation is needed. The adhesive should be applied outside the affected area.

6. Change the dressing once daily in conjunction with inspection.

7. Continue to use the dressing for 2-3 days after the symptoms have resolved to avoid recurrence.

Storage and Disposal

Keep dry and away from sunlight. Disposal should be made according to local environmental procedures.

Notice

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to BSN medical GmbH and the competent authority of your state.

FR Mèche bactério-adsorbante

Description du dispositif

La gaze ruban Cutimed® Sorbact® est un pansement stérile de fixation des micro-organismes bactériens et fongiques. Elle se compose d'une couche verte Sorbact® en contact avec la peau qui permet le passage de l'exsudat de la plaie dans un pansement secondaire. Le pansement peut être utilisé en traitement par compression.

Mode d'action

Cutimed® Sorbact® se lie aux micro-organismes, tels que *Staphylococcus aureus* (y compris le SARM), *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* et *Candida albicans*, comme le démontrent les tests in vitro. Ces micro-organismes sont retirés de la plaie à chaque changement de pansement.

Indications

La gaze ruban Cutimed® Sorbact® est destinée à être utilisée pour la prise en charge des plaies exsudatives propres, contaminées, colonisées ou infectées, telles que les plaies à cavité et les fistules. La gaze ruban Cutimed® Sorbact® est également destinée à être utilisée dans les cas d'infection fongique des plis cutanés.

Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication connue à l'utilisation de la gaze ruban Cutimed® Sorbact®. Porter une attention particulière aux avertissements et précautions.

Avertissements et précautions

Si l'état de la lésion traitée se dégrade, ne s'améliore pas ou présente un effet secondaire, consulter un médecin ou un professionnel de santé approprié.

Ne pas utiliser sur des patients présentant une hypersensibilité à l'un des composants du pansement.

Le pansement doit en permanence être en contact direct avec la plaie afin de permettre aux micro-organismes de se fixer au pansement.

Si le pansement adhère à la plaie, humidifier ou tremper le pansement pour faciliter le retrait et éviter toute perturbation de la plaie cicatricelle.

Ne pas utiliser avec des produits gras, tels que des onguents, des crèmes ou des solutions, car ils peuvent diminuer le potentiel de fixation des micro-organismes.

La gaze ruban Cutimed® Sorbact® est destinée à un usage unique et ne doit pas être réutilisée. La réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée.

Ne pas utiliser si la languette d'ouverture est déjà ouverte ou endommagée, car la stérilité du pansement n'est garantie que si l'emballage n'a pas été ouvert ni endommagé avant utilisation.

Avant la radiothérapie, retirer la gaze ruban Cutimed® Sorbact®. Un nouveau pansement peut être appliquée après le traitement. La gaze ruban Cutimed® Sorbact® ne contient pas de fil détectable aux rayons X et ne doit pas être utilisée en chirurgie ouverte. La gaze ruban Cutimed® Sorbact® est compatible avec l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Mode d'emploi (prise en charge de la plaie)

1. Préparer la plaie conformément aux pratiques cliniques en vigueur. Au besoin, appliquer délicatement un écouvillon rond Cutimed® Sorbact® contre la surface humide de la plaie afin d'éliminer la contamination microbienne superficielle.

2. Sélectionner le pansement adapté à la taille de la plaie.

3. Retirer le pansement de l'emballage selon une technique aseptique. Jeter tout pansement ouvert et non utilisé.

4. En cas de découpure du pansement, utiliser une technique aseptique. Jeter tout pansement ouvert et non utilisé. Le contact direct avec la plaie est une condition préalable à une fixation efficace des micro-organismes. Appliquer systématiquement les pansements de manière à ce qu'ils soient en contact direct avec la surface de la plaie. Pour garantir l'efficacité du produit Cutimed® Sorbact® et pour éviter tout risque d'adhésion à la plaie, il est essentiel que des conditions d'humidité soient établies au niveau de la plaie.

6. Dans les plaies à cavité et les fistules, déplier et gonfler un ou plusieurs pansements et aligner/remplir la cavité ou la fistule. Eviter un rembourrage excessif. Toujours laisser une portion du pansement dépasser de manière à pouvoir le retirer facilement. Si le découpage du pansement est nécessaire, il est recommandé de laisser l'extrémité coupée hors de la cavité et de la fistule pour éviter l'insertion de fils résiduels dans la plaie.

7. En fonction de la quantité d'exsudat de la plaie, la gaze ruban Cutimed® Sorbact® peut être recouverte avec tous les types de pansements secondaires hydroactifs tels que les moussets, pansements hyperabsorbants ou alginate.

8. La fréquence de changement du pansement dépend du niveau d'exsudat et de l'état général de la plaie et de la peau environnante. Si l'état clinique le permet, le pansement peut être laissé en place pendant 7 jours maximum. La décision finale relative au schéma thérapeutique doit être prise par des professionnels de santé.

Mode d'emploi pour les infections fongiques

1. Préparer la zone concernée conformément aux pratiques cliniques en vigueur.
2. Ne pas utiliser de crème ou d'onguent antifongique en association avec le pansement.
3. Sélectionner une taille de pansement adaptée à la zone affectée.
4. Appliquer le pansement ; le couper, au besoin. Veiller à ce que le pansement entre directement en contact avec toute la surface de la plaie.
5. Les pansements peuvent être fixés avec des sous-vêtements, au besoin. Il est recommandé d'utiliser un ruban adhésif doux pour la peau si une fixation supplémentaire est nécessaire. Le ruban adhésif doit être appliqué en dehors de la zone affectée.
6. Changer le pansement une fois par jour tout en procédant à une inspection de la plaie.
7. Afin d'éviter toute récurrence, continuer à utiliser le pansement pendant 2 à 3 jours après la disparition des symptômes.

Conservation et élimination

Tenir au sec et à l'abri de la lumière du soleil. L'élimination doit respecter les procédures environnementales locales.

Avis

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à BSN medical GmbH, ainsi qu'aux autorités compétentes du pays.

ES Apósito antimicrobiano de captación bacteriana – Venda de gasa

Descripción del dispositivo

Cutimed® Sorbact® es un apósito antimicrobiano y estéril de captación bacteriana y fungica. consta de una capa de contacto con la herida Sorbact® de color verde que permite el paso del exudado de la herida hacia un apósito secundario. El apósito se puede utilizar en terapias de compresión.

Modo de acción

Cutimed® Sorbact® capta microorganismos, como *Staphylococcus aureus* (incluidos MRSA), *Streptococcus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Candida albicans*, como se muestra in vitro. Estos microorganismos se retiran de la herida cada vez que se cambia el apósito.

Indicaciones

Cutimed® Sorbact® está indicada para su uso en el tratamiento de heridas limpias, contaminadas, colonizadas o infectadas con exudado, como heridas cavidad y fistulas. Cutimed® Sorbact® también está indicada para su uso en infecciones micóticas en pliegues cutáneos.

Contraindicaciones

No se conocen contraindicaciones del uso de la Cutimed® Sorbact®. Se debe prestar atención a las advertencias y precauciones.

Advertencias y precauciones

Si la lesión tratada empeora, no mejora o presenta algún efecto secundario, consulte con un médico o con el profesional de atención sanitaria correspondiente.

No utilice el apósito en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del mismo. El apósito siempre se aplica directamente sobre la zona de la herida para favorecer la fijación de los microorganismos al apósito.

Si el apósito se adhiere a la herida, humedezca o empape el apósito para facilitar la retirada y evitar la interrupción de la herida cicatrizante.

No lo utilice en combinación con productos grasos, como ungüentos, cremas y soluciones, ya que pueden reducir la fijación de los microorganismos.

Cutimed® Sorbact® es para un solo uso y no debe reutilizarse. La reutilización puede ocasionar un aumento del riesgo de infección o contaminación cruzada.

No reesterilizar.

No utilizar si el envase está abierto o dañado, ya que la esterilidad del apósito solo se garantiza cuando el envase no está abierto ni dañado antes de su uso.

Antes de la terapia de radiación, retire la venda de gasa Cutimed® Sorbact®. Después del tratamiento, se puede aplicar un apósito nuevo.

Cutimed® Sorbact® no contiene hilo de rayos X y no se debe utilizar en cirugía abierta.

Cutimed® Sorbact® es seguro en la toma de imágenes por resonancia magnética (RM).

Instrucciones de uso para el tratamiento de la herida

1. Prepare la herida conforme a al protocolo habitual. Si lo desea, presione suavemente una torunda Cutimed® Sorbact® contra la superficie húmeda de la herida para eliminar la contaminación microbiana superficial.

2. Seleccione el tamaño del apósito adecuado para la herida.

3. Retire el apósito del envase con una técnica aseptica.

4. Si corta el apósito, utilice una técnica aseptica. Deseche cualquier apósito abierto y sin usar.

5. El contacto directo con la herida es un requisito previo para la captación efectiva de microorganismos. Aplique siempre los apóistos de forma que se garantice el contacto directo con la superficie de la herida. La humedad de la herida es esencial para garantizar la eficacia de Cutimed® Sorbact® y evitar que se pegue a esta.

6. En heridas y fistulas cavidad, despliegue y ahouette uno o más apóistos, y alinee o rellene la cavidad o fistula. Evite apretar demasiado. Deje siempre una parte del apósito que sobresalga para que pueda retirarse fácilmente. Si corta el apósito, se recomienda dejar el extremo cortado de la herida cavidad o fistula para evitar que los hilos residuales entren en la herida.

7. Dependiendo de la cantidad de exudado de la herida, Cutimed® Sorbact® se pueden cubrir con todo tipo de apóistos secundarios hidroactivos, como espumas, apóistos superabsorbentes o alginate.

8. La frecuencia de cambio del apósito depende de los niveles de exudado y de la condición general de la herida y de la piel circundante. Si la afección clínica lo permite, el apósito se puede dejar en su lugar durante un máximo de 7 días. La decisión final sobre el régimen de tratamiento deben tomarla los profesionales sanitarios.

Instrucciones de uso para infecciones micóticas

1. Prepare la herida conforme al protocolo habitual.

2. No utilice cremas o ungüentos antimicóticos en combinación con el apósito.

3. Seleccione un tamaño de apósito apropiado para poder cubrir la zona afectada.

4. Aplique el apósito y cortelo si es necesario. Asegúrese de que el apósito esté en contacto directo con el área afectada.

5. Los apóistos se pueden fijar con ropa interior si es necesario. Se recomienda el uso de un adhesivo apto para la piel si se necesita una fijación adicional. El adhesivo debe aplicarse fuera de la zona afectada.

6. Cambie el apósito una vez al día y realice una inspección.

7. Siga utilizando el apósito durante 2 o 3 días después de que los síntomas hayan desaparecido para evitar que se repita.

Almacenamiento y eliminación

Mantener seco y proteger de la luz solar directa. La eliminación debe realizarse de acuerdo con los procedimientos medioambientales locales.

Aviso</


Cutimed® é uma marca registrada da BSN medical GmbH.
Sorbact® é uma marca registrada da ABIGO Medical AB.
To Cutimed® é o símbolo da BSN medical GmbH.
To Sorbact® é o símbolo da ABIGO Medical AB.
Cutimed® é registrada blagovna znamka družbe BSN medical GmbH.
Sorbact® je registrirana blagovna znamka družbe ABIGO Medical AB.
Cutimed® é register trademark oleh BSN medical GmbH.
Sorbact® è register trademark oleh ABIGO Medical AB.

كوتيميد هو علامة تجارية مسجلة لدى بي إس إن ميديال. سوباكت هو علامة تجارية مسجلة لدى بي إس إن ميديال.



LATEX FREE FORMULA

Não use a embalagem/bolsa estiver danificada
Mn храните и отпотребете едн в същността/
Өткючىلىقى ئىتتەن ئىچىدۇ
Не употребите, че јеembalaža/vrečka poškodovana
Jangan digunakan jika kemasan rusak
نعم تصنیعه من المطاط الطبیعی (الاتکس)
عدم الاستخدام اذا كان الملفت متغير أو تالف



Dispositivo médico
Iatrogenyko logopoi
Medicinski pripravnik
Alat Kesehatan
جهاز طبي



Fármaco




Feridas infectadas
Molosérna traumatis
Okuzene rane
Luka terinfeksi
الجرح المصابة بالعدوى



Níveis de exsudato baixo a moderado
Хиспъл ёңс мөртә
επίπεδα εξόρμωσης
Nizke do zmerne
ravn eksudata
Level eksudat
rendah sampai sedang
sedang sampai tinggi
مستويات الإفراز من خفيف إلى متعدد



Níveis de exsudato moderado a alto
Мөртә ёңс ахырла
επίπεδα εξόρμωσης
Zmerne do visoke
ravn eksudata
Level eksudat
sedang sampai tinggi
مستويات الإفراز من متوسط إلى عالي



Profundidade da ferida:
profunda
Бафыс трауматос:
бафу
Globina rane: globoka
Kedalaman luka : Dalam
عن الجرح: عميقة

Cutimed® Sorbact®

Bacteria binding ribbon gauze

Platzhalter
QR-Code
12 x 12 mm

Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de uso Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Instrução de uso Οδηγίες χρήσης Navodila za uporabo Petunjuk penggunaan إرشادات الاستخدام

(PT) (Brazil) Tira de gaze com barreira antibacteriana

Descrição do dispositivo

O Cutimed® Sorbact® gaze em rolo é um curativo estéril que capta bactérias e fungos. Ele consiste em uma camada verde, Cutimed® Sorbact®, e contém uma barreira que permite a passagem do exsudado da ferida para um curativo secundário. O curativo pode ser usado em terapia de compressão.

Modo de ação

O Cutimed® Sorbact® atrai microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Espécies de estreptococos, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, conforme mostrado in vitro. Esses microrganismos são removidos da ferida cada vez que o curativo é trocado.

Indicações

A gaze em rolo Cutimed® Sorbact® destina-se a ser usada no manejo de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas, como feridas cavitárias e fistulas. A gaze em rolo Cutimed® Sorbact® também é indicada para uso em infecções fúngicas em dobras cutâneas.

Contraindicações

Não existem contraindicações conhecidas com relação ao uso do Gaze em rolo Cutimed Sorbact. Atenção às advertências e precauções.

Advertências e Precauções

Se a ferida tratada piorar, não melhorar ou se for observado algum efeito colateral, consulte um médico ou um profissional de saúde adequado.

Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do curativo.

O curativo sempre deve ser aplicado em contato direto com a ferida, para permitir que os microrganismos sejam atraídos pelo curativo.

Caso o curativo fique aderido à ferida, umedeça ou molhe o curativo para ajudar a removê-lo e evitar a ruptura da ferida em processo de cicatrização.

Não use o curativo juntamente com produtos oleosos, como pomadas, cremes e soluções, pois eles podem diminuir a captação dos microrganismos.

O Cutimed Sorbact gaze em rolo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar um maior risco de infecção ou de contaminação cruzada.

Não reesterilize.

Não use o produto se a embalagem já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do curativo só é garantida quando a embalagem não está aberta e não está danificada antes do uso.

Antes do uso de radioterapia, remove o Rolo de Gaze Cutimed® Sorbact®. Pode ser aplicado um novo curativo após o tratamento.

O Cutimed® Sorbact® gaze em rolo não contém fio radiopaco e não deve ser usado em cirurgias abertas.

O Cutimed® Sorbact® gaze em rolo é seguro para uso com ressonância magnética (RM).

Instruções de uso para tratamento de feridas

1. Prepare a ferida de acordo com a prática clínica local. Se desejar, pressione suavemente um swab redondo de Cutimed® Sorbact® contra a superfície úmida da ferida para remover a contaminação microbiana superficial.

2. Selecione um curativo com tamanho apropriado para a ferida.

3. Remova o curativo da embalagem usando uma técnica aseptica.

4. Se cortar o curativo, use uma técnica aseptica. Descarte qualquer curativo aberto e não usado.

5. O contato direto com a ferida é um pré-requisito para a captação eficaz de microrganismos. Sempre aplique os curativos de maneira a garantir o contato direto com a superfície da ferida. Um ambiente úmido para a ferida é essencial para assegurar a eficácia do Cutimed® Sorbact® e evitar a aderência do curativo à ferida

6. Nas feridas com cavidade e em fistulas, desdobre e preencha de maneira suave com um ou mais curativos a cavidade ou fistula. Evite um tamponamento denso. Deixe sempre uma parte do curativo saliente, de forma que ele possa ser facilmente removido. Se cortar o curativo, recomenda-se deixar a extremidade do corte da cavidade e da fistula para evitar fios residuais na ferida.

7. Dependendo da quantidade de exsudado da ferida, os Cutimed® Sorbact® gaze em rolo podem ser cobertos por todos os tipos de curativos secundários hidroáticos, como espumas, curativos superabsorventes ou alginatos.

8. A frequência da troca do curativo depende dos níveis de exsudado e da condição geral da ferida e da pele adjacente. Caso o quadro clínico permita, o curativo pode ser deixado no lugar por até 7 dias. A decisão final sobre o regime de terapia deve ser tomada por um profissional de saúde.

Instruções de uso em infecções fúngicas

1. Prepare a ferida de acordo com a prática clínica local.

2. Não use cremes ou pomadas antifúngicas em combinação com o curativo.

3. Selecione um curativo de tamanho apropriado para cobrir a área afetada.

4. Aplique o curativo e corte, se necessário. Certifique-se de que o curativo entre em contato direto com a área afetada.

5. Os curativos podem ser presos com as roupas íntimas, se necessário. Recomenda-se o uso de um adesivo adequado à pele se for necessária fixação adicional. O adesivo deve ser aplicado fora da área afetada.

6. Troque o curativo uma vez ao dia durante a inspeção.

7. Continue a usar o curativo por 2-3 dias após os sintomas terem desaparecido, para evitar recorrência.

Armazenamento e descarte

Mantenha o produto seco e longe da luz solar. O descarte deverá ser feito de acordo com os procedimentos ambientais locais.

Aviso

Qualquer incidente grave ocorrido com o produto deve ser informado à BSN medical GmbH e à autoridade competente do seu estado.

Δικτυωτή γάζα δέσμευσης βακτηρίων

Περιγραφή του προϊόντος

To Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze é uma aeroportada em exsudado de trânsito de paciente que atua como barreira antibacteriana e atrai microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, que são isolados in vitro. Auto de microrganismos é removido da ferida a cada vez que o curativo é trocado.

Προστίμημενη χρήση

To Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze é projetado para ser usado como barreira antibacteriana e atrair microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, que são isolados in vitro. Auto de microrganismos é removido da ferida a cada vez que o curativo é trocado.

Αντενδείξεις

Deve ser informado ao seu médico se houver reações adversas ao uso de Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze. Apresenta-se a terapia de compressão.

Προειδοποίησης e προφύλαξης

Se a ferida piorar, não melhorar ou se for observado algum efeito colateral, consulte um médico ou um profissional de saúde adequado.

Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do curativo.

O curativo sempre deve ser aplicado em contato direto com a ferida, para permitir que os microrganismos sejam atraídos pelo curativo.

Caso o curativo fique aderido à ferida, umedeça ou molhe o curativo para ajudar a removê-lo e evitar a ruptura da ferida em processo de cicatrização.

Não use o curativo juntamente com produtos oleosos, como pomadas, cremes e soluções, pois eles podem diminuir a captação dos microrganismos.

O Cutimed Sorbact gaze em rolo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar um maior risco de infecção ou de contaminação cruzada.

Não reesterilize.

Não use o produto se a embalagem já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do curativo só é garantida quando a embalagem não está aberta e não está danificada antes do uso.

Antes do uso de radioterapia, remove o Rolo de Gaze Cutimed® Sorbact®. Pode ser aplicado um novo curativo após o tratamento.

O Cutimed® Sorbact® gaze em rolo é seguro para uso com ressonância magnética (RM).

Εδώπονης γάζα δέσμευσης βακτηρίων

Περιγραφή του προϊόντος

To Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze é uma aeroportada em exsudado de trânsito de paciente que atua como barreira antibacteriana e atrai microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, que são isolados in vitro. Auto de microrganismos é removido da ferida a cada vez que o curativo é trocado.

Προειδοποίησης e προφύλαξης

Se a ferida piorar, não melhorar ou se for observado algum efeito colateral, consulte um médico ou um profissional de saúde adequado.

Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do curativo.

O curativo sempre deve ser aplicado em contato direto com a ferida, para permitir que os microrganismos sejam atraídos pelo curativo.

Caso o curativo fique aderido à ferida, umedeça ou molhe o curativo para ajudar a removê-lo e evitar a ruptura da ferida em processo de cicatrização.

Não use o curativo juntamente com produtos oleosos, como pomadas, cremes e soluções, pois eles podem diminuir a captação dos microrganismos.

O Cutimed Sorbact gaze em rolo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar um maior risco de infecção ou de contaminação cruzada.

Não reesterilize.

Não use o produto se a embalagem já estiver aberta ou danificada, pois a esterilidade do curativo só é garantida quando a embalagem não está aberta e não está danificada antes do uso.

Antes do uso de radioterapia, remove o Rolo de Gaze Cutimed® Sorbact®. Pode ser aplicado um novo curativo após o tratamento.

O Cutimed® Sorbact® gaze em rolo é seguro para uso com ressonância magnética (RM).

Εδώπονης γάζα δέσμευσης βακτηρίων

Περιγραφή του προϊόντος

To Cutimed® Sorbact® Ribbon Gauze é uma aeroportada em exsudado de trânsito de paciente que atua como barreira antibacteriana e atrai microrganismos, como Staphylococcus aureus (incluindo MRSA), Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans, que são isolados in vitro. Auto de microrganismos é removido da ferida a cada vez que o curativo é trocado.

Προειδοποίησης e προφύλαξης

Se a ferida piorar, não melhorar ou se for observado algum efeito colateral, consulte um médico ou um profissional de saúde adequado.

Não use em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do curativo.

O curativo sempre deve ser aplicado em contato direto com a ferida, para permitir que os microrganismos sejam atraídos pelo curativo.

Caso o curativo fique aderido à ferida, umedeça ou molhe o curativo para ajudar a removê-lo e evitar a ruptura da ferida em processo de cicatrização.

Não use o curativo juntamente com produtos oleosos, como pomadas, cremes e soluções, pois eles podem diminuir a captação dos microrganismos.

O Cutimed Sorbact gaze em rolo não deve ser reutilizado. A reutilização pode causar um maior risco de infecção