

Actimove[®]



Actimove[®]

Assortimentsoverzicht
apotheken

Acti*move*[®]



Inhoudsopgave

Actimove® SPORTS EDITION

Hand/pols

Actimove® Polsbandage	8
Actimove® Polsbandage met duimlus	9
Actimove® Duimstabilisator	10

Elleboog

Actimove® Verstelbare Elleboogondersteuning	11
Actimove® Tenniselleboogbrace	12

Knie

Actimove® Kniebandage open knieschijf	13
Actimove® Patellabandje	14

Enkel

Actimove® Enkelbandage	15
Actimove® Stabiliserende Enkelbandage	16

Actimove® EVERYDAY SUPPORTS

Elleboog

Actimove® Elleboogondersteuning	20
---------------------------------	----

Knie

Actimove® Kniebandage	21
-----------------------	----

Actimove® KIDS


Arm/schouder

Actimove® Sling for Kids	23
--------------------------	----

Actimove®

Arm/schouder

Actimove® Sling	25
Actimove® EpiSport	27



Actimove behoort al vele jaren tot één van de voornaamste en meest gewaardeerde merken voor medische professionals. Het portfolio bestaat uit een breed scala aan innovatieve braces en bandages van uitstekende kwaliteit. De producten voldoen aan de behoefte van iedere individuele patiënt.

Of men nu een marathon loopt, aan het herstellen is van een blessure of te maken heeft met dagelijkse artritis, Actimove biedt de ondersteuning die men nodig heeft.

Om in te spelen op de uiteenlopende behoeften van patiënten zijn verschillende lijnen orthopedische producten ontworpen, die comfort en functionaliteit bieden en helpen pijn te verlichten.

Actimove® Sports Edition

Deze lijn is ontworpen om acute pijn na een sportblessure te verminderen of om een nieuwe blessure te voorkomen. Het hoogwaardige, ademende en sneldrogende materiaal zorgt voor een hoog draagcomfort.

Actimove® Everyday Supports

Deze lijn is ontwikkeld voor het beheersen van chronische pijn bij degeneratieve, mobiliteitsbeperkende gewrichtsaandoeningen.

Actimove® Kids

Actimove for Kids is speciaal ontworpen voor de kleine patiënten en biedt ondersteuning en comfort dankzij de hoogwaardige, zachte materialen.

Actimove. Feel good. Move better.




Actimove® SPORTS EDITION

Veel sporters dragen neopreen braces en bandages tijdens hun activiteiten. Deze kunnen warm aanvoelen en overmatig zweten veroorzaken¹.

Actimove Sports Edition verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie. De braces en bandages bieden veel comfort door de uitstekende vochtregulerende en huidvriendelijke materialen.

- Vervaardigd met de COOLMAX® AIR² technologie. Draagcomfort met uitzonderlijk ademend vermogen dankzij het sneldrogende materiaal.
- Het geperforeerde, hoogwaardige materiaal is neopreenvrij en huidvriendelijk.
- Compressie zorgt voor ondersteuning en stabiliteit.


COOLMAX®
PRO



3D-Diamond voering met COOLMAX® AIR



Hoogwaardig geperforeerd materiaal



¹ Essity End-User Validation Research 10/2012; n= 400 OSC shoppers in de VS

² COOLMAX® AIR is een handelsmerk van The Lycra Company

Actimove® Polsbandage

Elastisch wikkelsysteem

Duurzame ondersteuning tijdens dagelijkse activiteiten en sport


- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Draagcomfort en ademend vermogen dankzij het hoogwaardige, sneldrogende materiaal.
- Neopreenvrij, vervaardigd met de COOLMAX® AIR-technologie.
- De krachtige elastische klittenband biedt stevige, verstelbare steun bij elke activiteit.
- Draagcomfort dankzij badstof voering.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.
- Bevat latex.

Indicaties:

- Zwakke, pijnlijke en vermoeide polsen
- Overbelasting
- Artritis
- Ondersteuning tijdens dagelijkse activiteiten en sport

3D-Diamond voering met COOLMAX® AIR



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Polsomtrek	Kleur	Inhoud
	73416-81	16903110	Actimove Polsbandage	Universeel	14 - 20 cm	Zwart	1

Actimove® Polsbandage met duimlus

Verstelbaar

Voor zwakke of geblesseerde polsen

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Draagcomfort en ademend vermogen dankzij het hoogwaardige, sneldrogende materiaal.
- Neopreenvrij, vervaardigd met de COOLMAX® AIR-technologie.
- De ondersteuning kan door middel van klittenband worden aangepast voor meer comfort, ongeacht de activiteit.
- Houdt de handen droog en comfortabel dankzij de open handpalm.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.


Indicaties:

- Zwakke, pijnlijke en vermoeide polsen
- Overbelasting
- Milde verstuikingen en verrekkingen
- Artritis
- Ondersteuning tijdens dagelijkse activiteiten



3D-Diamond voering met COOLMAX® AIR



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Polsomtrek	Kleur	Inhoud
	75626-11	16989430	Actimove Polsbandage met duimlus	Universeel	14 – 20 cm	Zwart	1

Actimove® Duimstabilisator

Extra baleinen

Bevordert het herstelproces bij duimblessures

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Stabiliseert de duim met twee geïntegreerde anatomische baleinen.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Comfortabel dankzij het hoogwaardige, zachte materiaal.
- Stevige, verstelbare ondersteuning van de pols door de krachtige elastische klittenbandsluiting.
- Door het open ontwerp behouden vingers volledige bewegingsvrijheid en is goede handcoördinatie mogelijk.
- Verkrijgbaar in twee maten.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.
- Leverbaar in zwart of beige.

Indicaties:

- Milde tot middelzware verrekkingen en verstuikingen (bijv. skiduim)
- Ontstekingen
- Beginnende artrose
- Overbelasting door herhaaldelijke bewegingen zoals appen of gamen

Volledige bewegingsvrijheid van de overige vingers



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Polsomtrek	Kleur	Inhoud
	75636-34	16989449	Actimove Duimstabilisator	S/M	14 – 19 cm	Zwart	1
	75636-35	16989457	Actimove Duimstabilisator	L/XL	19 – 23 cm	Zwart	1
	75636-36	16989465	Actimove Duimstabilisator	S/M	14 – 19 cm	Beige	1
	75636-37	16989473	Actimove Duimstabilisator	L/XL	19 – 23 cm	Beige	1

Actimove® Verstelbare Elleboogondersteuning

Slip-on ontwerp

Makkelijk aan te trekken en te verstellen

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Snel en eenvoudig aan te trekken door het slip-on ontwerp en het verstelbare klittenband.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.


Indicaties:

- Pijnlijk elleboogletsel en blessurepreventie



Slip-on ontwerp



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Elleboog- omtrek	Kleur	Inhoud
	75617-32	16989414	Actimove Verstelbare Elleboogondersteuning	Universeel	19 – 37 cm	Zwart	1

Actimove® Tenniselleboogbrace

Hot/cold pack

Extra pijnverlichting bij tennis- en golferselleboog

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Extra pijnverlichting door een uitneembaar hot/cold pack.
- Blijft bij activiteit op zijn plaats dankzij de voering met siliconen.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Tennis- en golferselleboog (epicondylitis)




Hot/cold pack



Voering met siliconen



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Elleboog- omtrek	Kleur	Inhoud
	75742-31	16989481	Actimove Tenniselleboogbrace	Universeel	28 – 40 cm	Zwart	1

Actimove® Kniebandage open knieschijf

Verstelbaar

Helpt pijn bij knieblessures te verlichten

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Door het open ontwerp wordt de druk op de knieschijf verminderd.
- Draagcomfort en ademend vermogen dankzij het hoogwaardige, sneldrogende materiaal.
- Neopreenvrij, vervaardigd met de COOLMAX® AIR-technologie.
- Door het wikkelsysteem eenvoudig en pijnvrij aan te trekken.
- De ondersteuning kan door middel van klittenband worden aangepast voor meer comfort, ongeacht de activiteit.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Pijnlijke knieblessures en preventie
- Lichte verrekkingen, verstuikingen en kneuzingen
- Lichte beschadigingen van de meniscus
- Zwelling van de gewrichten

Ovaalvormige open knieschijf



3D-Diamond voering met COOLMAX® AIR



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Knieomtrek	Kleur	Inhoud
	75593-11	16989384	Actimove Kniebandage open knieschijf	Universeel	29,5 – 41 cm	Zwart	1

Actimove® Patellabandje

Verstelbaar

Voor gerichte pijnverlichting

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Doelgerichte pijnverlichting door verhoogde druk op de knieschijfpees, door middel van het voorgevormde inzetstuk van high-density EVA.
- Draagcomfort en ademend vermogen dankzij het hoogwaardige, sneldrogende materiaal.
- Neopreenvrij, vervaardigd met de COOLMAX® AIR-technologie.
- Blijft bij activiteit op zijn plaats dankzij de voering met siliconen.
- De ondersteuning kan door middel van klittenband worden aangepast voor meer comfort, ongeacht de activiteit.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Jumpers knee
- Patellofemoraal pijnsyndroom
- Chondromalacie van de patella
- Ziekte van Osgood-Schlatter



Voering met siliconen



COOLMAX®
PRO

	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Knietrek	Kleur	Inhoud
	75859-04	16989503	Actimove Patellabandje	Universeel	29,5 – 41,5 cm	Zwart	1

Actimove® Enkelbandage

Elastisch wikkelsysteem


Duurzame ondersteuning voor uitstekende stabiliteit

- Ontworpen om acute pijn na een sportblessure te verminderen of een nieuwe blessure te voorkomen.
- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Ademend, elastisch klittenband voor meer comfort.
- Ultra slanke pasvorm dankzij extra dun, duurzaam materiaal.
- Verstelbaar.
- Verkrijgbaar in vier maten.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.
- Bevat latex.

Indicaties:

- Pijnlijke enkelblessures en preventie
- Milde verstuikingen
- Zwakke enkels
- Zwellingen



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Enkelomtrek	Kleur	Inhoud
	73414-83	16903064	Actimove Enkelbandage	S	18 - 20,5 cm	Zwart	1
	73414-84	16903072	Actimove Enkelbandage	M	20,5 - 23 cm	Zwart	1
	73414-85	16903080	Actimove Enkelbandage	L	23 - 25,5 cm	Zwart	1

Actimove® Stabiliserende Enkelbandage

Verstelbaar

Blijft goed zitten dankzij de hiellus, verstelbaar voor betere stabiliteit

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Blijft goed zitten dankzij de elastische hiellus.
- Het ondersteuningsniveau kan worden aangepast voor meer comfort, ongeacht de activiteit.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Pijnlijke enkelblessures & preventie
- Milde verstuikingen
- Zwakke enkels
- Zwellingen



Elastische hiellus



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Enkelomtrek	Kleur	Inhoud
	75620-11	16989422	Actimove Stabiliserende Enkelbandage	Universeel	20 – 27 cm	Zwart	1





Actimove® EVERYDAY SUPPORTS

Actimove Everyday Supports is speciaal ontworpen voor het beheersen van chronische pijn bij degeneratieve, mobiliteitsbeperkende gewrichtsaandoeningen.

- Anatomisch gevormde ontwerpen voor een goede pasvorm.
- Draagcomfort door speciale comfortzones.
- Vervaardigd uit zacht, latex- en katoenvrij materiaal voor duurzaam comfort.
- Het unieke helix ontwerp is geïnspireerd op fysiologische taping.

Actimove® Elleboogondersteuning

Met comfortzone

Betrouwbare, duurzame ondersteuning voor dagelijkse mobiliteit

- Stevige compressie om elleboogpijn te verlichten.
- Naadloos, anatomisch gevormd ontwerp voor een goede pasvorm.
- Comfortzone in de elleboogholte.
- Zacht, latex- en katoenvrij materiaal voor een duurzaam comfort.
- Versterkte randen voor een langdurig gebruik.
- Verkrijgbaar in vier maten.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Degeneratieve elleboogaandoeningen
- Overbelasting of RSI
- Chronische elleboogpijn



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Elleboogomtrek	Kleur	Inhoud
	75614-34	16902777	Actimove Elleboogondersteuning	S	20 - 23 cm	Beige	1
	75614-35	16902785	Actimove Elleboogondersteuning	M	23 - 26 cm	Beige	1
	75614-36	16902793	Actimove Elleboogondersteuning	L	26 - 29 cm	Beige	1
	75614-37	16902807	Actimove Elleboogondersteuning	XL	29 - 32 cm	Beige	1

Actimove® Kniebandage


Met gesloten knieschijf

Stevige compressie en duurzame ondersteuning voor dagelijkse mobiliteit

- Stevige compressie om kniepijn te verlichten.
- Anatomisch gevormd ontwerp met helix design, voor een goede pasvorm.
- Zachte comfortzone bij de knieholte.
- Extra stabiliteit door spiraalvormige balein, zowel mediaal als lateraal.
- Zacht, latex- en katoenvrij materiaal voor een duurzaam comfort.
- Versterkte randen voor een langdurig gebruik.
- Verkrijgbaar in vier maten.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

Indicaties:

- Degeneratieve knieaandoeningen
- Overbelasting
- Chronische kniepijn
- Lichte verrekkingen
- Verstuikingen en kneuzingen
- Lichte beschadigingen van de meniscus
- Gewrichtszwelling



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Knieomtrek	Kleur	Inhoud
	75575-32	16902866	Actimove Kniebandage	S	31 - 36 cm	Beige	1
	75575-33	16902874	Actimove Kniebandage	M	36 - 41 cm	Beige	1
	75575-34	16902882	Actimove Kniebandage	L	41 - 46 cm	Beige	1
	75575-35	16902890	Actimove Kniebandage	XL	46 - 52 cm	Beige	1



Actimove® Sling for Kids

Vrolijke draagband voor de arm

- Actimove Sling for Kids zorgt voor stabilisatie en ontlasting van het schoudergewricht.
- Biedt goede ondersteuning voor de onderarm.
- Draagcomfort.
- Gebruiksklaar en reeds voorgeknipt voor snelle toepasbaarheid.
- Patiënten kunnen de draagband makkelijk aan- en uitdoen.
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex.

Indicaties:

- Letsels aan pols, elleboog, bovenarm of schoudergordel
- Ondersteuning na fractuurbehandeling.



Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Inhoud
73117-01	16731158	Actimove Sling for Kids	3,6 cm x 1,4 m	Blauw met print	1



Actimove® Sling

Comfortabele draagband voor de arm

- Actimove Sling zorgt voor stabilisatie en ontlasting van het schoudergewricht.
- Biedt goede ondersteuning voor de onderarm.
- Draagcomfort.
- Gebruiksklaar en reeds voorgeknipt voor snelle toepasbaarheid.
- Patiënten kunnen de draagband makkelijk aan- en uitdoen.
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex.

Indicaties:

- Letsels aan pols, elleboog, bovenarm of schoudergordel
- Ondersteuning na fractuurbehandeling.



Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Afmeting	Kleur	Inhoud
72859-24	16789954	Actimove Sling	5,5 cm x 1,7 m	Blauw	1



Actimove® EpiSport

Anatomisch gevormde elleboogbrace

- Lokale druk op de spieren door rigide structuur, ter beperking van de impact op de aanhechting.
- Eenvoudig verstelbaar dankzij een elastische fixatieband. Voorkomt afknelling.
- Verlichting van de pijn dankzij gerichte dubbele druk.
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex.
- Licht flexibel en zachte bekleding voor een verhoogd draagcomfort.

Indicaties:

- Tennis- en golferselleboog (epicondylitis)



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Elleboog-omtrek	Kleur	Inhoud
	73470-10	15521508	Actimove EpiSport	XS	20 - 23 cm	Zwart	1
	73470-11	15521516	Actimove EpiSport	S	23 - 25 cm	Zwart	1
	73470-12	15521524	Actimove EpiSport	M	25 - 28 cm	Zwart	1
	73470-13	15521532	Actimove EpiSport	L	28 - 30 cm	Zwart	1
	73470-14	15521540	Actimove EpiSport	XL	30 - 34 cm	Zwart	1



Actimove®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
medical.cs.nl@essity.com
www.actimove.nl