

# Actimove® Patellabandje

## Verstelbaar

### Voor gerichte pijnverlichting


- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Doelgerichte pijnverlichting door verhoogde druk op de knieschijfpees, door middel van het voorgevormde inzetstuk van high-density EVA.
- Draagcomfort en ademend vermogen dankzij het hoogwaardige, sneldrogende materiaal.
- Neopreenvrij, vervaardigd met de COOLMAX® AIR-technologie.
- Blijft bij activiteit op zijn plaats dankzij de voering met siliconen.
- De ondersteuning kan door middel van klittenband worden aangepast voor meer comfort, ongeacht de activiteit.
- Universele maat.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.

#### Indicaties:

- Jumpers knee
- Patellofemoraal pijnsyndroom
- Chondromalacie van de patella
- Ziekte van Osgood-Schlatter



Voering met siliconen



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Knieomtrek	Kleur	Inhoud
	75859-04	16989503	Actimove Patellabandje	Universeel	29,5 – 41,5 cm	Zwart	1