

Cutimed® Cavity

Schuimverband voor diepe wonden



Eigenschappen en functies

Cutimed Cavity is zacht en plooibaar, asorbeert zeer veel wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu wat de genezing bevordert.

De kleine poriën in Cutimed Cavity minimaliseren de verkleving met de vochtige wond of ingroeien van weefsel.

Voor de patiënt is daarmee de pijn/het ongemak bij verbandwisseling minimaal.

Toepassingen

- Cutimed Cavity is geschikt voor toepassing in diepe(re) vochtige wonden.

Assortiment

Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed® Cavity				
5 x 6 cm	72621-00	10	10	15390330
10 x 10 cm	72621-01	10	10	15390349
15 x 2 cm	72621-02	10	10	15390357
15 x 15 cm	72621-03	5	10	15390365