

Cutimed® HydroControl

Hydropolymeer verband



Eigenschappen en functies

Cutimed HydroControl stimuleert patiëntvriendelijk autolytisch debridement op basis van osmolariteit. Dit is gebaseerd op innovatieve technologie waarbij vier aspecten gecombineerd worden om de ideale omstandigheden voor wondgenezing te creëren.

- De hydroactieve gelmatrix stimuleert door middel van osmotische werking de wondgenezing en autolytisch debridement.
- Bescherming van de wondranden en huid rondom de wond door verticale absorptie en retentie van wondvocht.
- Betrouwbaar exsudaat management op basis van folie met hoge waterdampdoorlatendheid, flexi-poriën en absorberend vermogen van de gelmatrix.
- Het verband is comfortabel, dun, kan op maat worden geknipt en is gemakkelijk aan te brengen, waardoor patiëntvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid worden bevorderd.

Toepassingen

Cutimed HydroControl creëert een optimale omgeving om wondgenezing te bevorderen. Hierdoor is het verband geschikt voor uiteenlopende wondtypen, maar met name voor wonden waarin de voortgang van de wondgenezing stagneert of die gebaat zijn bij ondersteuning van het autolytisch debridement.

Cutimed HydroControl is geschikt voor de behandeling van secundair genezende oppervlakkige, droge tot matig vochtige chronische wonden zoals:

- veneuze en/of arteriële ulcera
- decubitus
- diabetische ulcera
- postchirurgische en/of opengesprongen wonden

Cutimed HydroControl is geschikt voor gebruik onder compressie.

Assortiment

Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed® HydroControl				
4,5 x 4,5 cm	73231-00	10	30	16198964
7,5 x 7,5 cm	73231-01	10	30	16198972
10 x 10 cm	73231-02	10	10	16198948
15 x 15 cm	73231-03	5	10	16198956