

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Bacteriënbindend schuimverband met siliconen border voor effectieve en veilige behandeling van infecties



Eigenschappen en functies

Cutimed Siltec Sorbact biedt de voordelen van infectie- en exsudaat management door een bacterie bindende wondcontactlaag te combineren met een innovatief en zacht schuimverband. Omdat de Sorbact wondcontactlaag op geheel natuurlijke wijze infecties bestrijdt, zonder chemische bestanddelen, kan Cutimed Siltec Sorbact onbeperkt en voor langere perioden worden ingezet.


Toepassingen



Cutimed Siltec Sorbact is geschikt voor alle matig tot veel vocht producerende, gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden, waaronder:

- Complexe wonden, zoals arteriële, veneuze of diabetische ulcera en decubitus
- Wonden die na een operatie zijn open gesprongen
- Traumatische wonden
- Wonden na excisie van fistels en abscessen
- Preventief op niet geïnfecteerde, vochtige wonden

Samenstelling



Waterdampdoorlatende toplaag

Grotere absorptiecapaciteit

Superabsorbers

Houden wondvocht vast, ook onder compressie

Polyurethaan schuim

Uitstekende verticale absorptie

Sorbact wondcontactlaag

Effectieve behandeling van wondinfecties

Siliconen border

Betrouwbare en huidvriendelijke fixatie

Cutimed®

Productoverzicht

Omschrijving	Afmeting wondkussen	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed® Siltec® Sorbact®					
7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	73251-00	10	10	15802205
10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	73251-14	10	10	16595912
12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	73251-01	10	10	15802213
15 x 15 cm	10 x 10 cm	73251-02	10	10	15802221
17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	73251-03	5	10	15802248
22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	73251-04	5	10	15802256
Cutimed® Siltec® Sorbact® Ovaal					
7 x 10 cm	3 x 6 cm	73251-18	10	10	16595920
Cutimed® Siltec® Sorbact® Sacrum					
17,5 x 17,5 cm		73251-05	5	10	25802264
23 x 23 cm		73251-06	5	10	15802272