

Cuticell®

Niet-verklevend synthetisch zalfgaas

Eigenschappen en functies

Cuticell werkt verzachtend en voorkomt ingroeien van weefsel, waardoor de pijn bij het verwisselen minimaal is. De drager is gemaakt van een glad synthetisch weefsel en geïmpregneerd met een neutrale zalf op basis van Eucerit®. Dit maakt het product geschikt voor patiënten met een gevoelige huid. Eventueel wondvocht kan door het zalfgaas heen en opgenomen worden door een absorberend verband. Bij het verwijderen van Cuticell laat het zalfgaas geen overtollig zalf achter op de wond.

Dragermateriaal:

Glad synthetisch weefsel

Zalf:

Neutrale zalf op basis van Eucerit®

Toepassingen

Oppervlakkig vochtafgevend wonden:

- 2e graads brandwonden
- acute wonden zoals snij-, schaaf- en rijtwonden
- chirurgische wonden

Een zalfgaas kan gebruikt worden voor oppervlakkige, vochtafgevend wonden.



Assortiment

Cuticell®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
7,5 x 7,5 cm	72539-00	10	60 x 10 (600)	15183254
7,5 x 20 cm	72539-02	10	30 x 10 (300)	15183262
20 x 40 cm	72539-04	25	6 x 25 (150)	15354474