

Cuticell® Classic

Katoenen zalfgaas- geïmpregneerd met paraffine

Eigenschappen en functies

Cuticell® Classic is een niet-verklevend wijdmazig zalfgaas van katoen geïmpregneerd met paraffine. Het werkt pijnverminderend door bedekken van openliggende zenuwuiteinden. De drager is gemaakt van 100% katoen en geïmpregneerd met zachte, witte paraffine. Het gaas is bedoeld voor die fase waarin nieuw gevormd weefsel bescherming nodig heeft. Eventueel wondvocht kan door het zalfgaas heen en opgenomen worden door een absorberend verband.

Voor de behandeling van oppervlakkige wonden is Cuticell Classic een voordelige oplossing. Daarnaast is Cuticell Classic eenvoudig op maat te knippen.

Dragermateriaal:

100% katoenen kompres

Zalf:

Geïmpregneerd met zachte paraffine

Toepassingen

Oppervlakkig vochtafgevende wonden:

- 2e graads brandwonden
- acute wonden zoals snij-, schaaf- en rijtwonden
- chirurgische wonden

Een zalfgaas is een goede oplossing voor behandeling van oppervlakkige wonden. Het voorkomt verkleving van een secundair verband aan het wondbed.



Assortiment

| Cuticell® Classic | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Omschrijving | Artikelnummer | Inhoud van doos | Inhoud verzendkarton | Z-indexnummer |
| 5 x 5 cm | 72538-00 | 5 | 120 x 5 (600) | 15183211 |
| 10 x 10 cm | 72538-02 | 10 | 60 x 10 (600) | 15183238 |
| 10 x 40 cm | 72538-04 | 10 | 30 x 10 (300) | 15183246 |
| 7 m x 10 cm | 72538-06 | 1 | 12 x 1 (12) | 15226298 |