

# Cuticell® Contact

*Siliconen wondcontactlaag*

## *Eigenschappen en functies*

---

**Cuticell Contact** is een dunne wondcontactlaag op basis van siliconen met eenzijdige adhesie. Cuticell Contact is transparant, soepel en heeft een open structuur (geperforeerd).

Door de huidvriendelijke kleeflaag van siliconen wordt het wondbed beschermd en het wondgenezingsproces niet verstoord. Cuticell Contact kleeft alleen op droge huid en niet op het vochtige wondbed. De siliconen beschermen ook de wondranden tegen verweken. Eenzijdige adhesie maakt aanbrengen, ook met handschoenen, eenvoudig en Cuticell Contact past zich moeiteloos aan de contouren van het wondbed aan. Cuticell Contact hoeft niet op maat geknipt te worden want het mag buiten de wondranden aangebracht worden. Omdat Cuticell Contact transparant is en geperforeerd, is het wondbed eenvoudig te inspecteren. De open structuur maakt onbelemmerde doorgang van exsudaat naar het secundaire verband mogelijk. Bij een droge wond kan men volstaan met alleen aanbrengen van Cuticell Contact.

Cuticell Contact verkleeft niet aan het secundaire verband en kan meerdere dagen op de wond blijven zitten. Eenvoudig aanbrengen en pijnloos verwijderen in combinatie met mogelijkheid tot inspectie van de wond bieden gebruiker en patiënt veel comfort.

## **Dragermateriaal:**

Flexibele en transparante polyurethaanfolie

## **Zalf:**

100% siliconen

## *Toepassingen*

---

Cuticell® Contact is geschikt voor acute en complexe wonden met matig tot veel wondvocht, en te gebruiken bij o.a. skin tears, ulcus cruris, decubitus, chirurgische incisies, blaren, oppervlakkige brandwonden, donorsites, rijtwonden, schaafwonden, snijwonden.



**Leukoplast®**

Wound care in best hands

## Assortiment

---

Cuticell® Contact				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
5 x 7,5 cm - per 5	72680-00	1	30 x 1	15930599
7,5 x 10 cm - per 5	72680-01	1	20 x 1	15930688
10 x 18 cm - per 5	72680-02	1	20 x 1	15930696
15 x 25 cm - per 5	72680-03	1	10 x 1	15930718