

Leukomed®

Non-woven eilandpleister

Eigenschappen en functies

Leukomed is een steriele, zachte non-woven eilandpleister voor de gevoelige huid.

Het wondkussen van Leukomed is absorberend en voorzien van een polypropyleen laag, die verkleving aan de wond voorkomt. De lucht- en waterdamp doorlatende eigenschap gaat tegelijkertijd verweking van de huid tegen.

Omdat Leukomed geen stralingsabsorberende bestanddelen bevat hoeft de eilandpleister niet verwijderd te worden bij röntgenologisch onderzoek.

Dragermateriaal

Mix van viscoseweefsel

Assortiment

Kleefmassa

Latex vrij, op basis van huidvriendelijk polyacrylaat

Toepassingen

- Post-operatieve eilandpleister
- Bij behandeling van o.a. snij- en schaafwonden
- Beschikbaar in klein- en grootverpakking



Leukomed®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud van doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
7,2 cm x 5 cm	72380-00	50	8 x 1	15103099
8 cm x 10 cm	72380-01	50	6 x 1	15103102
8 cm x 15 cm	72380-02	50	6 x 1	15103110
10 cm x 20 cm	72380-03	50	8 x 1	15103137
10 cm x 25 cm	72380-04	50	8 x 1	15103153
10 cm x 30 cm	72380-05	50	8 x 1	15103188
10 cm x 35 cm	72380-06	50	8 x 1	15103218
7,2 cm x 5 cm	72380-07	5	38 x 1	15297942
10 cm x 20 cm	72380-10	5	36 x 1	15103129
10 cm x 25 cm	72380-11	5	36 x 1	15103145
10 cm x 30 cm	72380-12	5	36 x 1	15103161
10 cm x 35 cm	72380-13	5	36 x 1	15103196