

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive

Volvlakfixatie met siliconen kleeflaag

Eigenschappen en functies

Leukoplast Fixomull skin sensitive is een non-woven volvlakfixatie met siliconen kleeflaag voor fixatie van wondverband met groot formaat of voor grotere oppervlakten. De siliconen kleeflaag zorgt ervoor dat de huid zo min mogelijk wordt aangetast. Dit maakt Leukoplast Fixomull skin sensitive bijzonder geschikt voor de zeer gevoelige of kwetsbare huid, bijvoorbeeld bij:

- Oudere patiënten, een groeiende groep die vaak een zeer fragiele huid heeft
- Patiënten van wie de huid is aangedaan door ziekte, medicatie of langdurige behandelingen
- Baby's en jonge kinderen waarbij de huid nog niet volledig is ontwikkeld en daardoor zeer gevoelig is

Wisselfrequentie

Vervangen als de bij wondbeleid gekozen primaire en/of secundaire wondbedekker die gefixeerd is vervangen wordt.

Voordelen

- Betrouwbare fixatie met lage belasting van de zeer gevoelige en kwetsbare huid
- Huidvriendelijke, atraumatische verwijdering, laat de huid intact
- Houdt de huid intact
- Ademend non-woven voorkomt verweking van de huid
- Gemakkelijk aan te brengen
- Kan opnieuw worden aangebracht
- Geschikt voor gebruik onder röntgen
- Te onderscheiden van Fixomull stretch door blauw golfpatroon
- Patiënt kan er kort mee douchen



Assortiment

Leukoplast® Fixomull® skin sensitive				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
5 m x 5 cm	79965-01	1 rol	24x1 (24)	16781694
5 m x 10 cm	79965-02	1 rol	12x1 (12)	16781708
5 m x 15 cm	79965-03	1 rol	12x1 (12)	16781716
2 m x 10 cm	79965-04	1 rol	12x1 (12)	16781724

NB: niet geschikt voor fixatie als de complicaties bij loslaten ten koste gaan van patiëntveiligheid