

# Leukoplast® soft white

Huidvriendelijke wondpleister

## Eigenschappen en functies

Leukoplast® soft white pleisters zijn huidvriendelijk en worden ook door een gevoelige huid bijzonder goed verdragen.

Het dragermateriaal is zacht en plooibaar, de lijmlaag is op basis van het huidvriendelijke acryl en het wondkussen is zeer absorberend met laag risico op verkleving. De pleister is daarnaast zeer lucht- en waterdamp doorlatend en het wondkussen is zeer absorberend met laag risico op verkleving. Dit maakt het zeer geschikt voor patiënten met een gevoelige huid.

### Dragermateriaal:

Soepele en zachte non-woven

### Wondkussen:

Absorberend kompres

## Toepassingen

Afdekking van de injectieplaats na vaccinatie of bloedafname en van kleine wondjes, schrammen etc.



## Assortiment

Leukoplast® soft white grootverpakking			
Maat	Artikelnummer	Inhoud detailverpakking	ZI-nummer
<b>Grootverpakking op rol</b>			
5 m x 4 cm	76450-00	1	16901282
5 m x 6 cm	76450-01	1	16901290
5 m x 8 cm	76450-02	1	16901304
<b>Grootverpakking injectiepleisters</b>			
1,9 x 4,0 cm - per 500	76450-26	1	16813723
<b>Grootverpakking strips</b>			
1,9 x 7,2 cm - per 100	76450-03	1	16813782
3,8 x 7,2 cm - per 100	76450-04	1	16813790



Leukoplast®,  
an Essity brand

**Leukoplast®**

Wound care in best hands