

Cutimed® Sorbion	Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer	
<b>Cutimed Sorbion Sachet S</b> Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement)	73232-00	7,5 x 7,5 cm	10	62	16187962	
	73232-01	7,5 x 7,5 cm	25	34	16187970	
	73232-06	10 x 10 cm	10	62	16187989	
	73232-07	10 x 10 cm	25	34	16187997	
	73232-09	20 x 10 cm	10	34	16188020	
	73232-10	20 x 10 cm	25	23	16188039	
	73232-12	15 x 15 cm	10	36	16188004	
	73232-13	15 x 15 cm	25	14	16188012	
	73232-15	20 x 20 cm	10	22	16188047	
	73232-16	20 x 20 cm	25	12	16188055	
<b>Multi Star</b>	73232-18	20 x 30 cm	10	17	16188063	
	73237-01	ø 8 cm	10	-	16188098	
	73237-03	ø 14 cm	10	-	16188101	
<b>XL S Drainage</b>	73240-00	25 x 45 cm	10	-	16188071	
	73241-00	10 x 10 cm	10	62	16211723	
<b>Cutimed Sorbion Border</b> Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels	71010-00	10 x 10 cm	10	32	17159814	
	afmeting wondkussen	5 x 5 cm				
	71010-02	15 x 15 cm	10	14	17159849	
	afmeting wondkussen	10 x 10 cm				
	71010-03	20 x 20 cm	10	12	17159857	
afmeting wondkussen	15 x 15 cm					
71010-04	10 x 23 cm	10	20	17159865		
afmeting wondkussen	5 x 18 cm					
<b>Cutimed Sorbion Sana</b> Superabsorberend wondverband met niet verklevende wond-contactlaag	73233-00	8,5 x 8,5 cm	10	62	16188128	
	73233-03	12 x 12 cm	10	62	16188144	
	73233-06	12 x 22 cm	10	34	16188160	
	73233-07	12 x 22 cm	25	10	16188179	
	73233-09	22 x 22 cm	10	22	16188187	
	<b>Multi Star</b>	73238-01	ø 11 cm	10	62	16188195
		73238-09	ø 17 cm	10	22	16188209

Cutimed® Siltec®	Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer	
<b>Cutimed Siltec (standaard)</b> Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag	73285-00	5 x 6 cm	10	10	15390527	
	73285-01	10 x 10 cm	10	10	15389847	
	73285-02	10 x 20 cm	10	10	15389863	
	73285-03	15 x 15 cm	10	10	15389901	
	73285-04	20 x 20 cm	5	10	15389936	
<b>Hiel 3D</b>	73286-01	voorgevormd	5	6	15730395	
<b>Cutimed Siltec L (Light)</b> Dun schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag	73283-00	5 x 6 cm	10	10	15389952	
	73283-01	10 x 10 cm	10	10	15389979	
	73283-02	15 x 15 cm	10	10	15390004	
<b>Cutimed Siltec PLUS</b> Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag	73288-00	5 x 6 cm	10	10	15930971	
	73288-01	10 x 10 cm	10	10	15931005	
	73288-02	10 x 20 cm	10	10	15930963	
	73288-03	15 x 15 cm	10	10	15931021	
	73288-04	20 x 20 cm	5	10	15931048	
<b>Hiel 2D</b>	73288-05	16 x 24 cm	5	10	15930998	
<b>Cutimed Siltec B (Border)</b> Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag en border	73284-00	7,5 x 7,5 cm	10	10	15390306	
	73284-01	12,5 x 12,5 cm	10	10	15390314	
	73284-06	10 x 22,5 cm	10	10	15930726	
	73284-03	17,5 x 17,5 cm	5	10	15390322	
	73284-04	22,5 x 22,5 cm	5	10	15550613	
<b>Ovaal</b>	73284-14	7 x 10 cm	10	10	16286502	
	73284-21	13 x 16 cm	5	10	16813715	
<b>Sacrum</b>	73287-00	17,5 x 17,5 cm	5	10	15517462	
	73287-01	23 x 23 cm	5	10	15550621	
<b>Cutimed Siltec Sorbact B</b> Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border	73251-43	7,5 x 7,5 cm	10	10	15802205	
	73251-44	12,5 x 12,5 cm	10	10	15802213	
	73251-45	15 x 15 cm	10	10	15802221	
	73251-46	17,5 x 17,5 cm	5	10	15802248	
	73251-47	22,5 x 22,5 cm	5	10	15802256	
	<b>Ovaal</b>	73251-52	7 x 10 cm	10	10	16595920
		73251-48	17,5 x 17,5 cm	5	10	25802264
	<b>Sacrum</b>	73251-49	23 x 23 cm	5	10	15802272

### De Cutimed® pictogrammen ondersteunen het kiezen van het juiste wondverband voor secundair of complex genezende wonden.

- Bij patiënt met diabetes en wond onder de enkel in 1e lijn altijd huisarts en in 2e lijn voetenteam/internist informeren (ook 's avonds en in het weekend).
- Bij alle andere wonden: informeer altijd de huisarts, medisch/verpleegkundig specialist of wondconsulent zodat indien nodig diagnostiek plaats kan vinden.

De productinformatie kan niet worden aangemerkt als medisch advies.

Zie ook [www.medical.essity.nl](http://www.medical.essity.nl) voor meer informatie: productbladen, brochures, publicaties en video's. Selecteer het tabblad 'Downloads'.

### Legenda

#### Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

#### Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

#### Diepte wond

- ☞ Oppervlakkig
- ☞ Diep
- ☞ Oppervlakkig + diep

#### Toepassingen

- ☞ Kan op maat geknipt worden
- ☞ Geschikt voor onder de douche



Essity Netherlands BV  
Arnhemse Bovenweg 120  
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700  
medical.cs.nl@essity.com  
www.cutimed.nl



## Cutimed® assortiment

### Product- en bestelinformatie

Cutimed® Sorbact®	Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer	
<b>Cutimed Sorbact absorberend verband</b> Absorberend wondverband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag	72161-16	7 x 9 cm	5	16	14982269	
	72162-18	10 x 10 cm	5	16	14982277	
	72163-10	10 x 20 cm	20	2	14982234	
<b>Cutimed Sorbact kompres</b> Kompres (acetaat) met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag	72164-17	4 x 6 cm	5	24	14982285	
	72165-15	7 x 9 cm	5	24	14982293	
<b>Cutimed Sorbact gaasstrook</b> Gaasstrook met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag met katoen	72166-11	2 x 50 cm	20	6	14982242	
	72167-07	5 x 200 cm	10	6	14982250	
<b>Cutimed Sorbact gel</b> Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel	72611-20	7,5 x 7,5 cm	10	36	15299201	
	72611-21	7,5 x 15 cm	10	20	15299228	
	72611-28	15 x 20 cm	5	8	16860853	
<b>Cutimed Sorbact Hydroactive B</b> Wondverband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en hydrolyseerbare kern (gelmatrix) en klevende borderrand	79933-00	7 x 8,5 cm	10	10	15833410	
	79933-02	14 x 14 cm	10	10	15833445	
	79933-03	19 x 19 cm	10	10	15833488	
	79933-04	14 x 24 cm	10	10	15833453	
<b>Cutimed Siltec Sorbact B</b> Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border	73251-43	7,5 x 7,5 cm	10	10	15802205	
	73251-44	12,5 x 12,5 cm	10	10	15802213	
	73251-45	15 x 15 cm	10	10	15802221	
	73251-46	17,5 x 17,5 cm	5	10	15802248	
	73251-47	22,5 x 22,5 cm	5	10	15802256	
	<b>Ovaal</b>	73251-52	7 x 10 cm	10	10	16595920
		73251-48	17,5 x 17,5 cm	5	10	25802264
<b>Sacrum</b>	73251-49	23 x 23 cm	5	10	15802272	
<b>Cutimed Sorbion Sorbact</b> Superabsorberend wondverband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag	72698-16	10 x 10 cm	10	12	16187172	
	72698-17	10 x 20 cm	10	6	16187180	
	72698-18	20 x 20 cm	10	4	16187199	
	72698-19	20 x 30 cm	10	4	16187202	



Cutimed® (overig)	Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer
<b>Cutimed Epiona</b> Collageenverband	73229-02	5 x 5 cm	10	5	16252284
	73229-03	10 x 10 cm	10	5	16252292
<b>Cutimed Hydro L (Light)</b> Dun zelfklevend transparant hydrocolloïd wondverband	72636-34	5 x 25 cm	12	40	15575934
	72636-35	7,5 x 7,5 cm	10	80	15390497
	72636-36	10 x 10 cm	10	60	15390500
	72636-37	15 x 15 cm	5	40	15390519
<b>Cutimed Hydro B (Border)</b> Zelfklevend hydrocolloïd wondverband met border	72635-33	7,5 x 7,5 cm	5	128	15390446
	72635-34	10 x 10 cm	5	96	15390454
	72635-35	15 x 15 cm	5	40	15390470
<b>Sacrum</b>	72635-36	15 x 18 cm	3	46	15390489
<b>Cutimed Cavity</b> Schuimverband (niet verklevend) voor diepe wonden	72621-00	5 x 6 cm	10	10	15390330
	72621-01	10 x 10 cm	10	10	15390349
	72621-03	15 x 15 cm	5	10	15390365
<b>Cutimed Alginate</b> Alginaat verband	72634-08	5 x 5 cm	10	60	15390551
	72634-09	10 x 10 cm	10	40	15390578
	72634-10	10 x 20 cm	10	20	15390411
	72634-11	streng 30 cm	5	80	15390373
<b>Cutimed Gel</b> Transparante hydrogel	72610-00	8 gr	10	8	15297969
	72610-01	15 gr	10	8	15297977
	72610-02	25 gr	10	8	15297985
<b>Cutimed Gelling Fiber</b> Gelvormend fiber verband	71218-00	5 x 5 cm	10	100	17034892
	71218-01	10 x 10 cm	10	60	17034906
	71218-02	15 x 15 cm	5	40	17034914
	71218-06	2 x 45 cm	5	100	17034922
<b>Cutimed Debriclean</b> Pad voor mechanisch debridement	76170-00	9 x 13 cm	5	12	16779355
<b>Cutimed ACUTE</b> Hydraterende huidverzorgende mousse op basis van urea	72641-29	125 ml	1	24	15489957

	Cutimed® Sorbact®	Cutimed® Sorbact® gel	Cutimed® Siltec® Sorbact®	Cutimed® Sorbion® Sorbact®	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Cutimed® Siltec® standaard / L	Cutimed® Siltec® PLUS / B	Cutimed® Sorbion® Sachet	Sorbion Sana	Cutimed® Sorbion® Border	Cutimed® Epiona	Cutimed® Hydro L/B	Cutimed® Alginate	Cutimed® Gel	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® Debriclean	Cutimed® ACUTE
<b>Productomschrijving</b>	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag: <ul style="list-style-type: none"> <li>Absorberend verband</li> <li>Kompres</li> <li>Gaasstrook.</li> </ul>	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. Acetaat kompres geïmpregneerd met hydrogel.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De schuimkern absorbeert wondvocht verticaal, superabsorbers dragen bij aan retentie.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De superabsorberende kern zorgt voor een krachtig exsudaatmanagement.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De hydro-polymeerkern absorbeert wondvocht verticaal en stimuleert het autolytisch debridement. Met huidvriendelijke klevende border.	Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende wondcontactlaag zonder border. Ook dunne variant (L) beschikbaar. Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid.	Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag (PLUS). Ook met siliconen border (B) beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid.	Superabsorberend, hypoallergeen wondverband voor wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Geleerde kern na absorptie van wondvocht. Bevordert een vochtig wondmilieu ter ondersteuning van wondgenezing.	Superabsorberend wondverband met 3D polyethyleen wondcontactlaag. Dit voorkomt verkleving aan het wondbed en is daarmee uitermate geschikt voor matig vochtige wonden. Het wondverband creëert een vochtig wondmilieu en houdt tegelijkertijd exsudaat vast in de kern.	Superabsorberend, hypoallergeen wondverband voor wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Geleerde kern na absorptie van wondvocht. Bevordert een vochtig wondmilieu ter ondersteuning van wondgenezing. Atraumatisch te verwijderen dankzij de huidvriendelijke siliconen kleeflaag.	Wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat. Bindt proteasen (MMP's) en zorgt er voor dat in wonden waarin de wondgenezing stagneert de vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt.	Zelfklevende, hydrocolloïde verbanden. Na absorberen van wondvocht vormt zich een zachte hydrocolloïd gel in de wond.	Calcium-natrium alginaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het geleerd verband is stabiel door non woven tussenlaag (ook bij verwijderen).	Transparante en vormloze hydrogel. Ondersteunt het autolytisch debridement.	Gelvormend fiber verband gemaakt van natriumcarboxy-methyl cellulose (CMC) en versterkende vezels. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed.	Debridement pad voor mechanisch debridement. Verwijderd op patiëntvriendelijke wijze niet-vitaal weefsel en biofilm uit de wond en helpt optimale omstandigheden voor wondgenezing te creëren.	Huidverzorgende mousse op basis van urea. Bindt vocht, hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies. Eenvoudig toe te passen, trekt snel in en maakt de huid niet vet.
<b>Indicaties</b>	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.</li> </ul>	Voor droge gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden of bij droge necrose of fibrineus (geel) beslag: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Preventief op niet-geïnfecteerde, droge wonden.</li> </ul>	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde en geïnfecteerde wonden die weinig tot veel vocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.</li> </ul>	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig tot zeer veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Preventief op niet-geïnfecteerde, zeer veel wondvocht producerende wonden.</li> </ul>	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. donor sites en tweedegraads brandwonden</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.</li> </ul>	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. donor sites en tweedegraads brandwonden</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden</li> <li>Gebruik voor het opvullen en absorberen van wondvocht bij diepere wonden Cutimed Cavity.</li> </ul>	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of zeer veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Oncologische ulcera</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.</li> </ul>	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Traumatische exsuderende wonden, zoals decubitus, ulcus cruris, diabetische voetulcera en andere wonden die secundair genezen</li> <li>Ook geschikt voor de kwetsbare huid</li> </ul>	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Oncologische ulcera</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.</li> </ul>	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen</li> <li>Oncologische ulcera</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.</li> </ul>	Voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert, die weinig tot matig wondvocht afgeven en die vrij zijn van infectie en necrose: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden, bijv. donor sites en tweedegraads brandwonden</li> <li>Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.</li> </ul>	Voor absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu. <p>Cutimed® Hydro L (Light):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Epithelialiserende wonden</li> <li>Oppervlakkige brandwonden.</li> </ul> <p>Cutimed® Hydro B (Border):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Donor sites.</li> </ul>	Voor oppervlakkige en diepe droge wonden: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden met secundaire wondgenezing.</li> </ul>	Voor oppervlakkige en diepe droge wonden: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus</li> <li>Acute wonden met secundaire wondgenezing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulcus cruris venosum, decubitus (cat. 2-4) en diabetische voet</li> <li>Chirurgische wonden (bijv. post-operatief, secundair genezende wonden en donorsites)</li> <li>Tweedegraads brandwonden</li> <li>Oncologische wonden</li> <li>Traumatische wonden (bijv. schaaftwonden en skin tears)</li> </ul>	Patiëntvriendelijk en snel debridement in: <ul style="list-style-type: none"> <li>Complex genezende wonden, bijv. diabetische ulcera, veneuze en arteriële ulcera, decubitus</li> <li>Postoperatieve en acute wonden, bijv. brandwonden</li> <li>Secundair genezende wonden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeer droge huid bijv. bij patiënten met diabetes of veneuze ulcera</li> <li>Onder latexvrije therapeutisch elastische kousen te gebruiken.</li> </ul>
<b>Toepassing</b>						<b>Cutimed® Siltec® standaard</b>  <b>Cutimed® Siltec® L</b> 						<b>Cutimed® Hydro L</b>  <b>Cutimed® Hydro B</b> 					
<b>Eigenschappen en functies</b>	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend</li> <li>Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond</li> <li>Geen contra-indicaties bekend</li> <li>Laag risico op allergieën</li> <li>Kompressen: max 4 lagen aanbrengen</li> <li>Gaasstroken: voor bijv. diepe wonden (fistels), bij smetten en tussen tenen.</li> </ul>	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast;</li> <li>Geïmpregneerd met hydrogel</li> <li>Ondersteunt het autolytisch debridement.</li> </ul>	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast;</li> <li>Huidvriendelijk klevende siliconen border</li> <li>Creëert vochtig wondmilieu</li> <li>Douchebestendig.</li> </ul>	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast;</li> <li>Kleefrand van polysulfaathydrogel voor betrouwbare en huidvriendelijke fixatie</li> <li>Stimuleert autolytisch debridement</li> <li>Creëert vochtig wondmilieu</li> <li>Douchebestendig.</li> </ul>	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast;</li> <li>Kleefrand van polysulfaathydrogel voor betrouwbare en huidvriendelijke fixatie</li> <li>Stimuleert autolytisch debridement</li> <li>Creëert vochtig wondmilieu</li> <li>Douchebestendig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet verklevende siliconen wondcontactlaag</li> <li>Verticale absorptie</li> <li>Creëert vochtig wondmilieu</li> <li>Siltec (standaard) - ook anatomische vorm hiel (3D): extra dik voor polsterend effect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag (en border)</li> <li>Verticale absorptie</li> <li>Creëert vochtig wondmilieu</li> <li>Siltec<sup>PLUS</sup> - ook anatomische vorm hiel (2D): extra dik voor polsterend effect</li> <li>Siltec B (Border) - douchebestendig - ook ovaal - ook anatomische vorm Sacrum: extra dik voor polsterend effect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie</li> <li>Verwijderd op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel</li> <li>Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat</li> <li>Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht</li> <li>Geen secundair verband nodig</li> <li>Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie</li> <li>Beschermt nieuw gevormd granulatiweefsel</li> <li>Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat</li> <li>Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht</li> <li>Geen secundair verband nodig</li> <li>Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie</li> <li>Verwijderd op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel</li> <li>Zachte en veilige fixatie</li> <li>Atraumatisch te verwijderen dankzij innovatieve siliconen kleeflaag</li> <li>Waterdichte folie toplaag maakt douchen mogelijk en voorkomt lekkage van wondvocht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het collageen komt overeen met de menselijke dermis</li> <li>Bindt proteasen (MMP's) welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden</li> <li>Zorgt ervoor dat in wonden waar de wondgenezing stagneert de vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt</li> <li>Volledig resorbbaar, mag in meerdere lagen worden aangebracht.</li> </ul>	<p><b>Cutimed® Hydro L (Light):</b> extra dun en transparant. Maakt visuele inspectie van de wond mogelijk. Ook huidbeschermende onderlaag bij (kritische) fixatie.</p> <p><b>Cutimed® Hydro B (Border):</b> met zelfklevende border en afgeschuinde randen voor een betere hechting en een minimaal risico op lekken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterk absorberend en geleerd</li> <li>Creëert een vochtig wondmilieu</li> <li>Gemaakt van natuurlijk zeewier</li> <li>In zijn geheel te verwijderen</li> <li>Mag op maat geknipt worden</li> <li>Zacht en plooibaar</li> <li>Licht hemostatisch effect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effectief debridement van necrotisch weefsel en fibrineus (geel) beslag</li> <li>Zonder conserveermiddelen om het risico van allergische reacties tot een minimum te beperken</li> <li>Transparant</li> <li>Eenvoudig aan te brengen (met applicator).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit</li> <li>Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed</li> <li>Ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen</li> <li>Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk in zijn geheel te verwijderen. Atraumatische verwijdering voorkomt schade aan nieuw gevormd weefsel en pijn tijdens de verbandwissel</li> <li>Beide zijden van het product kunnen op de wond aangebracht worden</li> <li>Toepasbaar in combinatie met compressietherapie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruiken in combinatie met (steriel) water of spoelvoelestof</li> <li>Twee soorten vezels voor optimaal debridement - zachte witte vezels voor makkelijk loskomend debrisis - necrose - stevige blauwe vezels voor hardnekkig debrisis/necrose</li> <li>Handluis ondersteunt optimaal gebruik</li> <li>Blisterverpakking kan worden gebruikt om spoelvoelestof aan te brengen</li> <li>Absorbeert wondvocht en reinigt huid rondom de wond, ook als er sprake is van huidkeratosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brengt balans in het vochtgehalte van de huid</li> <li>Maakt huid zacht en soepel</li> <li>Stabiliseert de natuurlijke werking van de huid</li> <li>Stimuleert regeneratie van de opperhuid</li> <li>Vermindert jeuk</li> <li>Niet aanbrengen in het gezicht.</li> </ul>
<b>Scan de QR code en bekijk de aanleginstructie van Cutimed Sorbact kompres:</b> 																	