

# Cutimed® Sorbion®

Uitstekend en kostenefficiënt  
exsudaatmanagement

EXSUDAATMANAGEMENT



Ontdek het **zachtere gevoel**  
dankzij de **flexibelere kern**



**Cutimed®**  
Your Power to Heal

# Cutimed® Sorbion® creëert de ideale condities ter ondersteuning van wondgenezing

Cutimed Sorbion absorbeert wondvocht en houdt dit betrouwbaar vast in de superabsorberende kern, zelfs bij compressie. Het verband zorgt voor een vochtig wondmilieu en absorbeert verticaal micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's). Dit bevordert de wondgenezing.

## Cutimed® Sorbion®



### Absorptievermogen

Superieur, verticaal absorptievermogen door de gevormde kern met unieke Hydration Response Technology



### Betrouwbare retentie

Door uitstekende retentie van wondvocht wordt lekkage vermeden en worden wondranden beschermd



### Veelzijdig toepasbaar

Geschikt voor wonden met matig tot zeer veel wondvocht



### Meer draagcomfort

Een zachter gevoel dankzij een flexibelere kern



### Eenvoudiger aan te brengen

Vormt zich naar de contouren van de wond en het lichaam

## Het assortiment van Cutimed® Sorbion® biedt drie varianten, in verschillende formaten

### Cutimed Sorbion Sachet

met polypropyleen wondcontactlaag verwijdert fibrineus beslag en necrotisch weefsel tijdens de verbandwissel.



### Cutimed Sorbion Border

heeft dezelfde wondcontactlaag als Cutimed Sorbion Sachet, maar heeft een waterdichte folie toplaag en siliconen kleefrand.



### Cutimed Sorbion Sana

met polyethyleen wondcontactlaag voorkomt verkleving aan het wondbed.




# Indicatie - wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht\* zoals:

## Indicatie 1



Decubitus

## Indicatie 2



Ulcus cruris

## Indicatie 3



Oncologische ulcera

## Indicatie 4



Diabetische voetulcera



\*Zie verder de indicaties in de IFU/gebruiksaanwijzing

# Cutimed® Sorbion®:

## met **bewezen** toegevoegde waarde

### Effectief exsudaatmanagement

De Hydration Response Technology zorgt voor een goede vochtbalans en optimale condities voor wondgenezing.

- ◆ Behoudt een vochtig wondmilieu en absorbeert micro-organismen, toxinen en ontstekingsfactoren (o.a. MMP's).
- ◆ Superieur absorptievermogen en uitstekend hoge retentie voorkomen lekkage.
- ◆ Beperkt het risico van verweking van de wondranden door verticale absorptie.

► **Tijd en kosten besparend dankzij minder verbandwissels**




hydration  
**RESPONSE**  
technology

### Ultiem gebruiksgemak

- ◆ Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht.\*

► **Veilig en gemakkelijk in gebruik**



### Ideaal onder compressietherapie

- ◆ Uitstekende absorptiecapaciteit en hoge retentiegraad, zelfs in combinatie met compressietherapie.

► **Optimaliseert het wond genezingsproces**



\*Dit geldt niet voor Cutimed Sorbion Border



### **NIEUW: verbeterde flexibiliteit\***

- ◆ Meer draagcomfort en een zachter gevoel dankzij een flexibelere kern.
- ◆ Vormt zich naar de contouren van de wond en het lichaam, wat het aanbrengen eenvoudiger maakt.

► **Verbeterd comfort in het aanbrengen en dragen**



### **Reinigend effect Cutimed® Sorbion® Sachet en -Border:**

- ◆ Ondersteunt autolytisch debridement: vermindering van fibrineus beslag.



- ◆ Bindt debris en ontstekingsfactoren zoals MMP's veilig in de absorberende kern.
- ◆ Uitstekende retentieprestaties sluiten geabsorbeerd wondvocht en micro-organismen veilig in waardoor eventuele geur verminderd wordt.

► **Creëert optimale condities voor wondgenezing<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Romanelli M, Vowden K, Weir D, (2010) Exudate management made easy. Wounds Int. 1(2): p. 1-6.

# Uitstekende prestaties op alle vlakken<sup>2</sup>

Gemiddeld **44.7%**

hogere opname capaciteit<sup>1</sup>

Gemiddeld **55%**

hogere retentie<sup>1</sup>

Tot wel **28%**

kostenbesparing<sup>2</sup>

Tot wel **87%**

minder onaangename geur en pijn<sup>3</sup>




**Bespaar tijd en geld tot wel 28%<sup>2</sup>**

- ◆ Snellere genezingstendens
- ◆ Minder verbandwissels
- ◆ Lagere personeelskosten
- ◆ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

## Superieur absorptievermogen

Cutimed Sorbion Technology biedt effectief exsudaatmanagement dat de prestaties van andere superabsorberende verbanden overtreft.



**44%**  
meer absorptievermogen<sup>4</sup>

\* Comparison of the retention performance: Cutimed® Sorbion® Sachet S: 203 ml average other superabsorbent: 131 ml

<sup>1</sup> Compared to comparable dressings (data on file).

<sup>2</sup> Panca, M., et al. (2013): "Clinical and cost-effectiveness of absorbent dressings in the treatment of highly exuding VLU's", Journal of Wound Care, Volume 22., Number 3.

<sup>3</sup> Bronsterning, K., Maassen, A. (2014): "Reduced odour and pain as indicators for quality of life in wound patients – results of an observational study", Poster presented at the Middle East Wounds and Scar Meeting, Dubai.

<sup>4</sup> Essity group - commissioned laboratory testing at SMTL: Evaluation of absorbency and fluid retention of different superabsorbent wound dressings (based on EN 13726). 2024

# Cutimed® Sorbion®

Bewezen behandeling in de praktijk

## Case\* – Decubitus

### Anamnese

- ◆ Decubitus, patiënt 66 jaar oud, dwarslaesie met een aorta-aneurysma, complicatie na operatie door naadlekkage van de abdominale aorta
- ◆ Wond: veel exsudaat, lokale infectie, necrotisch weefsel, wondgrootte 14,8 x 7,7 cm, erytheem
- ◆ Dagelijkse verbandwissel
- ◆ Mechanische wondreiniging



#### Start van de behandeling

Behandeling met Cutimed Sorbact gaasstrook en Cutimed Sorbion Carbon+



#### Dag 4 van de behandeling

Infectievrije en gedeeltelijk granulerende wond. Geen waarneembare wondgeur.



#### Dag 10 van de behandeling

Granulerende wond. Na een verbandwissel (op dag 8) werd Cutimed Alginate gebruikt als wondvuller en Cutimed Sorbion Sachet S als secundair verband.

\*De informatie over het casusvoorbeeld is in samenwerking met Bernd von Hallern opgesteld.



# Veelzijdig toepasbaar

## Cutimed® Sorbion® Sachet S en -Sana De klassiekers

- ◆ Sachet S voor soft debridement
- ◆ Sana voor het voorkomen van verkleving aan het wondbed



## Cutimed® Sorbion® Border De zelfklevende

- ◆ Snelle en betrouwbare fixatie
- ◆ Voorkomt lekkage van wondvocht en dient als bescherming
- ◆ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag
- ◆ Geschikt voor onder de douche
- ◆ Atraumatisch te verwijderen



## Cutimed® Sorbion® Multi Star De Flexibele

- ◆ Vormt zich naar het lichaamsdeel
- ◆ Beschikbaar met zowel Cutimed Sorbion Sachet als Cutimed Sorbion Sana wondcontactlaag



## Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage De 2-delige

- ◆ Splitverband speciaal voor insteekopeningen van drains, PEG sonde en voor suprapubis catheter



## Cutimed® Sorbion® XL De Grote

- ◆ Voor eenvoudige toepassing op wonden op een groot oppervlak, zoals onderbenen
- ◆ Met inkeping voor bijvoorbeeld wreef
- ◆ Met Cutimed Sorbion Sachet als wondcontactlaag







# Past altijd door de verschillende varianten

Behalve drie varianten met verschillende top- en wondcontactlagen biedt het Cutimed Sorbion assortiment vele afmetingen en vormen, inclusief een XL variant. Daarmee is er altijd een juiste variant beschikbaar!

**Overgang hals-hoofd**



**Oksel**



**Palm**



**Vinger**



**Elleboog**



**Elleboogholte**



**Bovenlichaam**



**Sacrum**



**Onderbeen**



**Voet**



**Bovenzijde voet**




**Teen**



**Tracheostoma**












**PEG sonde**



Let op: alle Cutimed Sorbion verbanden hebben aanvullende fixatie nodig, met uitzondering van Cutimed Sorbion Border.

# Productoverzicht

		Artikel nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer		
<b>Cutimed® Sorbion® Sachet</b> Superabsorberend wondverband met wondcontactlaag dat op zachte wijze fibrineus beslag en necrotisch weefsel verwijdert bij iedere verbandwissel (soft debridement) 	<b>S</b> 	73232-00	7,5 x 7,5 cm		10	62	16187962		
		73232-01	7,5 x 7,5 cm		25	34	16187970		
		73232-06	10 x 10 cm		10	62	16187989		
		73232-07	10 x 10 cm		25	34	16187997		
		73232-09	10 x 20 cm		10	34	16188020		
		73232-10	10 x 20 cm		25	23	16188039		
		73232-12	15 x 15 cm		10	36	16188004		
		73232-13	15 x 15 cm		25	14	16188012		
		73232-15	20 x 20 cm		10	22	16188047		
		73232-16	20 x 20 cm		25	12	16188055		
		73232-18	20 x 30 cm		10	17	16188063		
		<b>Multi Star</b> 	73237-01	ø 8 cm		10	-	16188098	
			73237-03	ø 14 cm		10	-	16188101	
		<b>XL</b> 	73240-00	25 x 45 cm		10	-	16188071	
		<b>S Drainage</b> 	73241-00	10 x 10 cm		10	76	16211723	
		<b>Cutimed® Sorbion® Border</b> Superabsorberend wondverband met siliconen border voor atraumatische verbandwissels 		71010-00	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10	32	17159814
				71010-02	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	14	17159849
				71010-03	20 x 20 cm	15 x 15 cm	10	12	17159857
71010-04	10 x 23 cm			5 x 18 cm	10	20	17159865		
<b>Cutimed® Sorbion® Sana</b> Superabsorberend wondverband met niet verklevende wondcontactlaag 		73233-00	8,5 x 8,5 cm		10	62	16188128		
		73233-03	12 x 12 cm		10	62	16188144		
		73233-06	12 x 22 cm		10	34	16188160		
		73233-07	12 x 22 cm		25	10	16188179		
		73233-09	22 x 22 cm		10	22	16188187		
	<b>Multi Star</b> 	73238-01	ø 11 cm		10	62	16188195		
		73238-09	ø 17 cm		10	36	16188209		