

	Cutimed® Sorbact Pad® / Contact® / Ribbon®	Cutimed® Sorbact Hydro® (gel)	Cutimed® Siltec® Sorbact® B	Cutimed® Sorbion® Sorbact®	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Cutimed® Siltec® standaard / L	Cutimed® Siltec® PLUS / B	Cutimed® Sorbion® Sachet	Cutimed® Sorbion® Sana	Cutimed® Sorbion® Border	Cutimed® Epiona	Cutimed® Hydro L/B	Cutimed® Alginate	Cutimed® Gel	Cutimed® Gelling Fiber	Cutimed® ACUTE®	
Product-omschrijving	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag: • Absorberend verband • Kompres • Gaasstrook.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. Acetaat kompres geïmpregneerd met hydrogel.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De schuimkern absorbeert wondvocht verticaal, superabsorbers dragen bij aan retentie.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De superabsorberende kern zorgt voor een krachtig exsudaatmanagement.	Bindt bacteriën en schimmels en voorkomt infecties dankzij de effectieve Sorbact wondcontactlaag. De hydro-polymeerkern absorbeert wondvocht verticaal en stimuleert het autolytisch debridement. Met huidvriendelijke klevende border.	Schuimverband met super-absorbers en niet verklevende wondcontactlaag zonder border. Ook dunne variant (L) beschikbaar. Geschikt voor zeer gevoelige, kwetsbare huid.	Schuimverband met super-absorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag (PLUS). Ook met siliconen border (B) beschikbaar. Geschikt voor normale of gevoelige huid.	Superabsorberend, hypo-allergeen wondverband voor wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Gelerende kern na absorptie van wondvocht. Bevordert een vochtig wond-milieu ter ondersteuning van wondgenezing.	Superabsorberend wondverband met 3D polyethyleen wondcontactlaag. Dit voorkomt verkleving aan het wondbed en is daarmee uitermate geschikt voor matig vochtige wonden. Het wondverband creëert een vochtig wondmilieu en houdt tegelijkertijd exsudaat vast in de kern.	Superabsorberend, hypoallergeen wondverband voor wonden met matig tot (zeer) veel wondvocht. Gelerende kern na absorptie van wondvocht. Bevordert een vochtig wondmilieu ter ondersteuning van wondgenezing. Atraumatisch te verwijderen dankzij de huid-vriendelijke siliconen kleeflaag.	Wondverband op basis van 90% rundercollageen en 10% calciumalginaat. Bindt proteasen (MMP's) en zorgt er voor dat in wonden waarin de wondgenezing stagneert de vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt.	Zelfklevende, hydrocolloïde verbanden. Na absorberen van wondvocht vormt zich een zachte hydrocolloïd gel in de wond.	Calcium-natrium alginaat (70-30%). In staat om tot 20 keer het eigen gewicht aan wondvocht te absorberen. Het gelerend verband is stabiel door non woven tussenlaag (ook bij verwijderen).	Transparante en vormloze hydrogel. Ondersteunt het autolytisch debridement.	Gelvormend fiber verband gemaakt van natriumcarboxy-methyl cellulose (CMC) en versterkende vezels. Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed.	Huidverzorgende mousse op basis van urea. Bindt vocht, hydrateert de huid intensief en voorkomt vochtverlies. Eenvoudig toe te passen, trekt snel in en maakt de huid niet vet.	
Indicaties	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die weinig tot veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.	Voor droge gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden of bij droge necrose of fibrineus (geel) beslag: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Preventief op niet-geïnfecteerde, droge wonden.	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde en geïnfecteerde wonden, die weinig tot veel vocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die veel tot zeer veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.	Voor gecontamineerde, gekoloniseerde of geïnfecteerde wonden die (matig) vochtig zijn en waarin stimuleren van het autolytisch debridement wenselijk is: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Preventief op niet-geïnfecteerde, wondvocht producerende wonden.	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Acute wonden, bijv. donor sites • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Betrouwbaar exsudaatmanagement in wonden die weinig, matig of veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Traumatische exsuderende wonden, zoals decubitus, ulcus cruris, diabetische voetulcera en andere wonden die secundair genezen • Oncologische ulcera • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Oncologische ulcera • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus • Acute wonden, bijv. wonden na de excisie van fistels en abscessen • Oncologische ulcera • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Betrouwbaar exsudaatmanagement bij wonden die matig tot zeer veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus • Acute wonden, bijv. donor sites en tweedegraads brandwonden • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Voor oppervlakkige en diepe wonden waarin de wondgenezing stagneert, die weinig tot matig wondvocht afgeven en die vrij zijn van infectie en necrose: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Acute wonden met secundaire wondgenezing.	Voor absorberen wondvocht en creëren vochtig wondmilieu. Cutimed® Hydro L (Light): • Epithelialiserende wonden • Oppervlakkige brandwonden. Cutimed® Hydro B (Border): • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Donor sites.	Voor oppervlakkige en diepe wonden die matig tot veel wondvocht afgeven: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, diabetische ulcera, decubitus • Acute wonden, bijv. donor sites en tweedegraads brandwonden • Postchirurgische en/of opengesprongen wonden.	Voor oppervlakkige en diepe droge wonden: • Complex genezende wonden, bijv. veneuze ulcera, decubitus • Acute wonden met secundaire wondgenezing.	• Ulcus cruris venosum, decubitus (cat. 2-4) en diabetische voet • Chirurgische wonden (bijv. post-operatief, secundair genezende wonden en donorsites) • Tweedegraads brandwonden • Oncologische wonden • Traumatische wonden (bijv. schaafwonden en skin tears)	• Zeer droge huid bijv. bij patiënten met diabetes of veneuze ulcera • Onder latexvrije therapeutisch elastische kousen te gebruiken.	
Toepassing	Cutimed® Sorbact Pad® ▲▲●●-▲▲●● — ■ Cutimed® Sorbact Contact®/Ribbon® ▲▲●●-▲▲●● — ■■>■	○○○○-▲▲●● — ■■>■	●○○○-▲▲●● — ■■>■	▲▲●●-▲▲●● — ■■	●○○○-▲▲●● — ■■>■	Cutimed® Siltec® standaard ▲▲●●-▲▲●● — ■■■■ Cutimed® Siltec® L ▲▲●●-▲▲●● — ■■■■	●○○○-▲▲●● — ■■■■	▲▲●●-▲▲●● — ■■■■	●○○○-▲▲●● — ■■■■	▲▲●●-▲▲●● — ■■■■>■	●○○○-▲▲●● — ■■■■	Cutimed® Hydro L ○○○○-○○○○ — ■■■■ Cutimed® Hydro B ●○○○-▲▲●● — ■■■■	▲▲●●-▲▲●● — ■■■■	○○○○-○○○○ — ■■■■>■	●○○○-▲▲●● — ■■■■		Geschikt voor de zeer droge en kwetsbare huid.
Eigenschappen en functies Scan de QR code en bekijk de aanleginstructie van Cutimed Sorbact kompres: 	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Geen risico op ontwikkeling van resistentie bekend • Voorkomt de aanwezigheid van extra endotoxinen in de wond • Geen contra-indicaties bekend • Laag risico op allergieën • Kompressen: max 4 lagen aanbrengen • Gaasstroken: voor bijv. diepe wonden (fistels), bij smetten en tussen tenen.	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast; • Geïmpregneerd met hydrogel • Ondersteunt het autolytisch debridement.	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast; • Huidvriendelijk klevende siliconen border • Creëert vochtig wondmilieu • Douchebestendig.	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast; • De gelvormende kern neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op en houdt deze vast (retentie) • Ook geschikt voor gebruik onder compressie • Vermindert risico op verweking • De hydrofobe buitenlaag vermindert het risico op lekkage • Creëert vochtig wondmilieu.	Bindt micro-organismen welke met elke verbandwissel worden verwijderd: • Idem aan Cutimed Sorbact en daarnaast; • Kleefrand van polysulfaathydrogel voor betrouwbare en huid-vriendelijke fixatie • Stimuleert autolytisch debridement • Creëert vochtig wondmilieu • Douchebestendig.	• Niet verklevende siliconen wondcontactlaag • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu (geel) beslag en necrotisch weefsel • Siltec^{PLUS} • Siltec B (Border) • douchebestendig - ook ovaal - ook anatomische vorm Sacrum: extra dik voor polsterend effect.	• Huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag (en border) • Verticale absorptie • Creëert vochtig wondmilieu (geel) beslag en necrotisch weefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat • Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht • Geen secundair verband nodig • Bij fixatie rekening houden met zwellen van verband.	• Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie • Verwijdt op zachte wijze fibrineus (geel) beslag en necrotisch weefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat • Beide zijden kunnen op de wond worden aangebracht • Waterdichte folie toplaag maakt douchen mogelijk en voorkomt lekken van wondvocht.	• Neemt zeer grote hoeveelheden wondvocht op, ook onder compressie • Beschermt nieuw gevormd granulatiweefsel • Zeer huidvriendelijk omdat het product geen bind- of kleefmiddelen bevat • Atraumatisch te verwijderen dankzij innovatieve siliconen kleeflaag • Waterdichte folie toplaag maakt douchen mogelijk en voorkomt lekken van wondvocht.	• Het collageen komt overeen met de menselijke dermis • Bindt proteasen (MMP's) welke de wondgenezing nadelig kunnen beïnvloeden • Zorgt ervoor dat in wonden waar de wondgenezing stagneert de vorming van granulatie- en epitheelweefsel mogelijk wordt • Volledig resorbeerbaar, mag in meerdere lagen worden aangebracht.	Cutimed® Hydro L (Light): extra dun en transparant. Maakt visuele inspectie van de wond mogelijk. Ook huidbeschermende onderlaag bij (kritische) fixatie. Cutimed® Hydro B (Border): met zelfklevende border en afgeschuinde randen voor een betere hechting en een minimaal risico op lekken.	• Sterk absorberend en gelerend • Creëert een vochtig wondmilieu • Gemaakt van natuurlijk zeewier • In zijn geheel te verwijderen • Mag op maat geknipt worden • Zacht en plooibaar • Licht hemostatisch effect.	• Effectief debridement van necrotisch weefsel en fibrineus (geel) beslag • Zonder conserveer-middelen om het risico van allergische reacties tot een minimum te beperken • Transparant • Eenvoudig aan te brengen (met applicator).	• Absorbeert verticaal en heeft hoge absorptiecapaciteit • Na opname van wondvocht verandert het in een zachte gel die een vochtig wondmilieu creëert en zich vormt naar het wondbed • Ondersteunt het autolytisch debridement zonder het nieuw gevormde weefsel te beschadigen • Verkleeft niet aan het wondbed en is gemakkelijk in zijn geheel te verwijderen. Atraumatische verwijdering voorkomt schade aan nieuw gevormd weefsel en pijn tijdens de verbandwissel • Beide zijden van het product kunnen op de wond aangebracht worden • Toepasbaar in combinatie met compressietherapie	• Brengt balans in het vochtgehalte van de huid • Maakt huid zacht en soepel • Stabiliseert de natuurlijke werking van de huid • Stimuleert regeneratie van de opperhuid • Vermindert jeuk • Niet aanbrengen in het gezicht.		