

Sport & Fysiotherapie

Product catalogus



Leukotape®
by Actimove

Partner van het Voetbal Medisch Centrum

Essity

Essity is een toonaangevend internationaal hygiëne- en gezondheidsbedrijf. Met onze producten en diensten zetten wij ons in voor het verbeteren van welzijn. Verkoop vindt plaats in ca. 150 landen via de toonaangevende internationale merken TENA en Tork en andere sterke merken, waaronder Leukotape, Actimove, JOBST, Leukoplast, Tempo, Libresse en Edet.

Op het gebied van sport en fysiotherapie biedt Essity een ruim assortiment aan tapes en klevende windsels voor medisch gebruik.

Inhoud

Tapes en elastisch klevende windsels 6

Huidtypen	7
Leukotape® classic	8
Strappal®	8
Leukotape® K	9
Leukotape® P	
i.c.m. Fixomull Stretch	9
Optiplaste®-C	10
Optiplaste®-E	10
Tensoplast®	11
Acrylastic®	11
Tricoplast®	12
Gazofix®	12
Tensoban®	13
Lightplast® Pro	13
Physiopack®	14
Leukoplast® Foam	14
Tensospray®	15
Leukotape® Remover	15

Bijlage artikelinformatie 16

Leukotape® classic	17
Strappal®	17
Leukotape® K	18
Leukotape® P	18
Optiplaste®-C	19
Optiplaste®-E	19
Tensoplast®	19
Acrylastic®	20
Tricoplast®	20
Gazofix®	21
Tensoban®	21
Lightplast® Pro	21
Physiopack®	22
Leukoplast® Foam	22
Tensospray®	22
Leukotape® Remover	22



Tapes en elastisch klevende windsels

HUIDTYPEN

Voor elke huid een oplossing: kies de juiste tape

Essity heeft voor ieder huidtype verschillende sporttapes en elastisch klevende windsels ontwikkeld. De producten zijn voorzien van een conventionele, zinkoxide kleeflaag of een hypoallergene, acrylaat kleeflaag, hierdoor zijn ze geschikt voor verschillende huidtypen.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke producten bij een bepaald huidtype gebruikt kunnen worden. Producten voor alle huidtypen kunnen op de (zeer) gevoelige huid en de normale huid gebruikt worden. Producten voor de gevoelige huid kunnen ook op de normale huid gebruikt worden.

	Met conventionele kleeflaag	Met hypoallergene kleeflaag
Normale huid	 Leukotape classic Optiplaste-C Tensoplast LightPlast Pro	
Gevoelige huid		 Strappal Leukotape P Optiplaste-E Co-Plus LF Acrylastic Tricoplast
Alle huidtypen		 Strappal Leukotape K Acrylastic Tricoplast Tensoban

Leukotape® classic

Normale huid

Eigenschappen

- Rekvrij katoenweefsel
- Hoge kleef- en trekkracht
- Zinkoxide-rubber kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting, zowel op de huid als op een eventuele onderlaag
- Rigiditeit van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect, zowel mechanisch als proprioceptief
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Eenvoudig in lengte of breedte scheurbaar met de hand

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief tapen van gewrichten, banden en spieren
- Als functioneel immobilisatieverband
- Ter voorkoming van distorsies



Supporter van de KNVB

Leukotape®
by ActiNow



Strappal®

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Dragermateriaal vervaardigd uit viscose
- Hoge kleefkracht
- Rigiditeit van het materiaal zorgt voor ondersteuning
- Eenvoudig in lengte of breedte scheurbaar met de hand
- Gekartelde randen om rafelen te voorkomen
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief tapen van gewrichten, banden en spieren
- Als functioneel immobilisatieverband
- Ter voorkoming van distorsies



Leukotape® K

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Therapeutische tape met huidelastische eigenschappen
- Dragermateriaal vervaardigd uit 100% katoen
- Huidvriendelijke polyacrylaat kleefmassa
- Goede hechting
- Lucht- en waterdampdoorlatend
- Snel en gemakkelijk aan te brengen
- Makkelijk te knippen, er blijven geen lijmresten achter op de schaar

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Voor het corrigeren van de houding



Leukotape® P Combipack i.c.m. Fixomull Stretch

Gevoelige huid

Eigenschappen

- Starre beige tape in combinatie met de zelfklevende volvlakfixatie Fixomull Stretch
- Zinkoxide rubber kleeflaag
- Hoge hechtcracht
- Goede ventilatie van de huid
- Gekartelde randen om rafelen te voorkomen

Toepassingen

- Bij chondropathie van de patella met McConnell technieken
- Voor het beïnvloeden van het gewricht
- Als ondersteuning bij specifieke oefentherapie



Optiplaste®-C

Normale huid

Eigenschappen

- Beige windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgen voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex en colofonium
- Gebruikscomfort door kunststof kern
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Als onderbandage om de proprioceptie te versterken
- Ter voorkoming van distorsies



Optiplaste®-E

Gevoelige huid

Eigenschappen

- Wit windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgen voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend
- Conventionele zinkoxide-rubber kleeflaag is in stroken aangebracht
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Gebruikscomfort door kunststof kern
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Als functioneel immobilisatieverband
- Als onderbandage om de proprioceptie te versterken
- Ter voorkoming van distorsies



Tensoplast®

Normale huid

Eigenschappen

- Wit windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgen voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Gebruikscomfort door kunststof kern
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Als onderbandage om de proprioceptie te versterken
- Ter voorkoming van distorsies



Acrylastic®

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Beige windsel vervaardigd uit 100% katoen
- In lengterichting rekbaar
- Maximale rek 60%
- Ingeweven kettingdraden zorgen voor sterke compressie en ondersteuning
- Huidvriendelijke kleeflaag
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex
- Gebruikscomfort door kunststof kern

Toepassingen

- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Als onderbandage om de proprioceptie te versterken
- Ter voorkoming van distorsies



Tricoplast®

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Kleefbandage vervaardigd uit 100% katoen
- Rek in lengte minimaal 50%
- Rek in breedte minimaal 25%
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Bevat een hypoallergene kleeflaag
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Gebruikscomfort door kunststof kern
- Röntgendoorlaatbaar

Toepassingen

- Als functioneel immobilisatieverband
- Als onderbandage om de proprioceptis te versterken
- Ter voorkoming van distorsies



Gazofix® LF

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Elastisch cohesief verband vervaardigd uit polyamide en katoen
- Bevat een synthetisch polymeer coating
- Antislip
- Luchtdoorlatend
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex

Toepassingen

- Als onderbandage bij een compressieverband
- Tijdens de opbouw van de belasting



Tensoban®

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Pretape
- Zelfhechtende eigenschappen minimaliseren het slippen van het verband
- Goede lucht- en waterdoorlatende eigenschappen
- Rekapaciteit minimaal 100%
- Met de hand afscheurbaar
- Eventueel te gebruiken met Tensospray om verschuiving te voorkomen

Toepassingen

- Onder sportverbanden, in combinatie met tape en elastisch klevende windsels



Lightplast® Pro

Normale huid

Eigenschappen

- Lichte ondersteuning elastische kleefzwachtel
- Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Vochtbestendige rubberen kleeflaag
- Luchtdoorlatend om huidmaceratie te helpen voorkomen

Toepassingen

- Behandeling van verstuikingen en verrekkingen
- Profylactisch gebruik bij sportblessures
- Fixatie van verband



Physiopack®

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Herbruikbaar hot/cold pack
- Blijft warm of koud gedurende de aanbevolen behandel tijd van 20-30 minuten
- Gemakkelijk en snel te koelen in de vriezer
- Snel op te warmen in de magnetron of in heet water (niet kokend)
- Gemakkelijk schoon te maken en te desinfecteren

Toepassingen

Koudetherapie

- Acut letsel
- Zwellingen
- Plaatselijke ontstekingen
- Spierspanning

Warmtetherapie

- Spierpijn
- Spierstijfheid

Let op: Gebruik altijd een doek onder het compres om de huid te beschermen.



Leukoplast® Foam

Alle huidtypen

Eigenschappen

- Kunststof polstermateriaal
- 4 mm dikke schuimlaag, aan één zijde afgewerkt met textiel
- Flexibel

Toepassingen

- Bij het aanleggen van compressie- en steunverbanden
- Voor bescherming tegen druk onder alle soorten verbanden



Tensospray®

Normale huid

Eigenschappen

- Transparante lijmspray voor tapeverbanden
- Legt een dun bescherm laagje op het oppervlak van de huid dat zorgt voor een betere hechting van tapes



Leukotape® Remover

Normale huid

Eigenschappen

- Helpt bij het losweken van zelfklevende tapes
- Verwijdert lijmresten van tapeverbanden



Tapen doe je met Leukotape®

Leukotape®
by Acti**move**



Bijlage

Artikelinformatie

Leukotape® classic

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
01697-00	10 m x 2,00 cm	wit	12	6 x 12 (72)
01632-00	10 m x 2,50 cm	wit	12	10 x 12 (120)
47109-00	10 m x 3,75 cm	wit	12	10 x 12 (120)
02381-00	10 m x 3,75 cm	zwart	12	4 x 12 (48)
09263-00	10 m x 3,75 cm	geel	12	10 x 12 (120)
09317-00	10 m x 3,75 cm	rood	12	10 x 12 (120)
09318-00	10 m x 3,75 cm	blauw	12	10 x 12 (120)
09319-00	10 m x 3,75 cm	groen	12	10 x 12 (120)

Strappal®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
71487-00	10 m x 2,5 cm plateau - per 36	wit	1	1 x 1 (1)
71490-00	10 m x 4 cm plateau - per 24	wit	1	1 x 1 (1)
71493-00	10 m x 5 cm plateau - per 18	wit	1	1 x 1 (1)

Leukotape® K

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
72978-10	5 m x 2,5 cm	beige	5	10 x 5 (50)
72978-11	5 m x 5 cm	beige	5	10 x 5 (50)
72978-12	5 m x 7,5 cm	beige	5	8 x 5 (40)
72978-15	5 m x 2,5 cm	rood	5	10 x 5 (50)
72978-16	5 m x 5 cm	rood	5	10 x 5 (50)
72978-17	5 m x 7,5 cm	rood	5	8 x 5 (40)
72978-20	5 m x 2,5 cm	blauw	5	10 x 5 (50)
72978-21	5 m x 5 cm	blauw	5	10 x 5 (50)
72978-22	5 m x 7,5 cm	blauw	5	8 x 5 (40)
72978-23	5 m x 5 cm	zwart	5	10 x 5 (50)
72978-24	5 m x 5 cm	lichtblauw	5	10 x 5 (50)
72978-25	5 m x 5 cm	roze	5	10 x 5 (50)
72978-38	5 m x 5 cm	oranje	5	10 x 5 (50)

Leukotape® P

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
76067-00	Leukotape P Combipack	beige	1	10 x 1 (10)

Optiplaste®-C

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Kleinverpakking				
02506-00	4,5 m x 6 cm	beige	5	9 x 5 (45)
02508-00	4,5 m x 8 cm	beige	5	6 x 5 (30)
02510-00	4,5 m x 10 cm	beige	5	6 x 5 (30)
Grootverpakking				
47186-00	4,5 m x 6 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47187-00	4,5 m x 8 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47188-00	4,5 m x 10 cm	beige	12	6 x 12 (72)

Optiplaste®-E

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Kleinverpakking				
02680-00	4,5 m x 6 cm	wit	5	9 x 5 (45)
02681-00	4,5 m x 8 cm	wit	5	6 x 5 (30)
02682-00	4,5 m x 10 cm	wit	5	6 x 5 (30)
Grootverpakking				
02619-00	4,5 m x 6 cm	wit	12	6 x 12 (72)
02642-00	4,5 m x 8 cm	wit	12	6 x 12 (72)
02647-00	4,5 m x 10 cm	wit	12	6 x 12 (72)

Tensoplast®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
72067-00	4,5 m x 2,5 cm - per 12	wit	1	6 x 1 (6)
71545-00	4,5 m x 5 cm - per 12	wit	1	6 x 1 (6)
71546-00	4,5 m x 7,5 cm - per 12	wit	1	6 x 1 (6)
71547-00	4,5 m x 10 cm - per 12	wit	1	6 x 1 (6)

Acrylastic®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Kleinverpakking				
02406-00	4,5 m x 6 cm	beige	5	9 x 5 (45)
02408-00	4,5 m x 8 cm	beige	5	6 x 5 (30)
02410-00	4,5 m x 10 cm	beige	5	6 x 5 (30)
Grootverpakking				
47190-00	4,5 m x 6 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47191-00	4,5 m x 8 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47192-00	4,5 m x 10 cm	beige	12	6 x 12 (72)

Tricoplast®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Kleinverpakking				
02306-00	4,5 m x 6 cm	beige	5	9 x 5 (45)
02308-00	4,5 m x 8 cm	beige	5	6 x 5 (30)
02310-00	4,5 m x 10 cm	beige	5	6 x 5 (30)
Grootverpakking				
47261-00	4,5 m x 6 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47262-00	4,5 m x 8 cm	beige	12	6 x 12 (72)
47264-00	4,5 m x 10 cm	beige	12	6 x 12 (72)

Gazofix®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
02935-01	4 m x 4 cm	beige	10	28 x 10 (280)
02936-01	4 m x 6 cm	beige	10	28 x 10 (280)
02937-01	4 m x 8 cm	beige	10	14 x 10 (140)
02938-01	4 m x 10 cm	beige	10	14 x 10 (140)
46640-01	20 m x 4 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46641-01	20 m x 6 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46642-01	20 m x 8 cm	beige	1	24 x 1 (24)
46643-01	20 m x 10 cm	beige	1	24 x 1 (24)
47329-01	20 m x 8 cm	blauw	1	24 x 1 (24)

Tensoban®

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
71500-05	20 m x 7 cm - per 1	wit	1	80 x 1 (80)
71500-08	20 m x 7 cm - per 12	wit	1	9 x 1 (9)
71500-06	20 m x 10 cm - per 1	wit	1	80 x 1 (80)
71500-01	20 m x 10 cm - per 10	wit	1	4 x 1 (4)

Lightplast® Pro

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
76953-00	Lightplast® Pro 3,75 cm x 2,35 m	wit	32	
76954-00	Lightplast® Pro 5 cm x 2,35 m	wit	24	
76955-00	Lightplast® Pro 7,5 cm x 2,35 m	wit	16	
76957-00	Lightplast® Pro 7,5 cm x 6,8 m	wit	16	

Physiopack®

Artikelnummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
72075-16	12 x 29 cm - Per 1	1	1 x 12 (12)
72075-20	12 x 29 cm - Per 25	1	1 x 1 (1)
72075-21	16 x 26 cm - Per 20	1	1 x 1 (1)

Leukoplast® Foam

Artikelnummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
09776-00	30 cm x 20 cm - per 10	1	14 x 1 (14)

Tensospray®

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
71602-00	Tensospray 300 ML	1	12 x 1 (12)

Leukotape® Remover

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
97285-05	Leukotape Remover 350 ml	1	20 x 1 (20)

Digitaal assortimentsoverzicht

Voor een volledig overzicht van al onze producten, scan dan de QR code om naar ons digitaal assortimentsoverzicht te gaan.



Leukotape.nl

Wil je meer weten over Leukotape?

Scan de QR code om naar de website te gaan.



Neem voor meer informatie of advies contact op met Essity.

De productinformatie kan niet worden aangemerkt als medisch advies. Er kunnen aan deze catalogus geen rechten worden ontleend.

