

Cutimed® Cuticell

Niet-verklevend synthetisch zalfgaas



Eigenschappen en functies

Cutimed Cuticell werkt verzachtend en voorkomt ingroeien van weefsel, waardoor de pijn bij het verwisselen minimaal is. De drager is gemaakt van een glad synthetisch weefsel en geïmpregneerd met een neutrale zalf op basis van Eucerit®. Dit maakt het product geschikt voor patiënten met een gevoelige huid. Eventueel wondvocht kan door het zalfgaas heen en opgenomen worden door een absorberend verband. Bij het verwijderen van Cuticell laat het zalfgaas geen overtollig zalf achter op de wond.

Dragermateriaal:

Glad synthetisch weefsel

Zalf:

Neutrale zalf op basis van Eucerit®


Toepassingen

Oppervlakkig vochtafgevend wonden:

- ◆ 2e graads brandwonden
- ◆ acute wonden zoals snij-, schaaf- en rijtwonden
- ◆ chirurgische wonden






Een zalfgaas kan gebruikt worden voor oppervlakkige, vochtafgevend wonden.

Assortiment

	Omschrijving	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
Cutimed Cuticell 	7,5 x 7,5 cm	71007-00	10	60 x 10 (600)	15183254
	7,5 x 20 cm	71007-02	10	30 x 10 (300)	15183262
	20 x 40 cm	71007-04	25	6 x 25 (150)	15354474

Legenda




Type weefsel

-  Wond met necrose
-  Geïnfecteerde wond
-  Wond met fibrineus beslag
-  Granulerende wond
-  Epithelialiserende wond



Hoeveelheid wondvocht

-  Droog
-  Weinig wondvocht
-  Matig wondvocht
-  Veel wondvocht
-  Zeer veel wondvocht

Diepte wond

-  Oppervlakkig
-  Diep
-  Oppervlakkig + diep

Toepassingen

-  Kan op maat geknipt worden
-  Geschikt voor onder de douche