

Cutimed® Sorbact®

Bacteriënbindend wondverband



Eigenschappen en functies

Vanwege het puur natuurkundige werkingsmechanisme bindt en verwijdt Cutimed Sorbact bacteriën en schimmels, zonder het vrijkomen van antibacterieel werkende stoffen. De werkzaamheid is gebaseerd op hydrofobe interactie. Cutimed Sorbact heeft sterk hydrofobe (waterafstotende) eigenschappen. Ook bacteriën en schimmels hebben hydrofobe eigenschappen en worden daardoor onomkeerbaar aan het wondverband gebonden. Bij iedere verbandwissel worden de gebonden bacteriën en schimmels gemakkelijk en efficiënt uit de wond verwijderd.

Ervaar zelf de effectiviteit van Cutimed Sorbact. Samen kunnen we infectiemanagement in elk opzicht veiliger maken.

Altijd een passende oplossing voor elk type wond

Kies Cutimed Sorbact voor infectiemanagement^{1,2}

1. Makkelijk in gebruik
2. Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden, geen contra-indicaties bekend
3. Te gebruiken bij oppervlakkige en diepe wonden die droog, vochtig of (zeer) nat zijn

Bijvoorbeeld:

- ♦ Complexe wonden; veneuze, arteriële of diabetische ulcera en decubitus
- ♦ Wonden die na een operatie zijn opengesprongen
- ♦ Traumatische wonden
- ♦ Wonden na excisie van fistels en abscessen
- ♦ Dermale schimmelinfecties

Cutimed Sorbact wordt rechtstreeks toegepast op de wond.

Speciaal voor droge (diepe) wonden is er Cutimed Sorbact gel geïmpregneerd met hydrogel. Dit bacteriënbindend kompres creëert een vochtig wondmilieu en ondersteunt hierdoor ook het autolytisch debridement.

Varianten

Cutimed® Sorbact Pad® (absorberend wondverband)

●●● - ●●● - ■

Bacteriënbindend absorberend wondverband

Cutimed® Sorbact Contact® (kompres)

●●● - ●●● - ■

Bacteriënbindend (acetaat) kompres

Cutimed® Sorbact Ribbon® (gaasstrook)

●●● - ●●● - ■

Bacteriënbindende (katoen) gaasstrook

Cutimed® Sorbact Hydro® (gel)

○○○ - ●●● - ■■

Bacteriënbindend (acetaat) kompres geïmpregneerd met hydrogel

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (border)

●●● - ●●● - ■■

Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand

Cutimed® Siltec® Sorbact® B

●●● - ●●● - ■

Schuimverband met superabsorbers en bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag en huidvriendelijk klevende siliconen border

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

●●● - ●●● - ■

Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag

Overige eigenschappen

- ♦ Geen contra-indicaties bekend*
- ♦ Er blijven geen antibacterieel werkende stoffen achter in de wond
- ♦ Laag risico op allergieën
- ♦ Altijd veilig inzetbaar bij acute en complex genezende wonden
- ♦ Geschikt voor langdurige behandeling
- ♦ Geen opbouw van resistentiemechanisme bekend

* Wees voorzichtig met gebruik van Cutimed Sorbact gel bij gebruik onder 5 jaar, en patiënten met lever- of nieraandoeningen

1 Stanirowski et al. Randomized Controlled Trial Evaluating Dialkylcarbamoyl Chloride Impregnated Dressings for the Prevention of Surgical Site Infections in Adult Women Undergoing Cesarean Section. Surg Infect (Larchmt). 2016 Aug;17(4):427-35

2 Mosti et al. Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study. J Wound Care. 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7

Assortiment

	Artikel-nummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzend-karton	Z-index nummer
Cutimed® Sorbact Pad® (absorberend wondverband) Bacteriënbindend absorberend wondverband 	72161-24	7 x 9 cm		5	16	14982269
	72162-27	10 x 10 cm		5	16	14982277
	72163-14	10 x 20 cm		20	2	14982234
	72164-33	4 x 6 cm		5	24	14982285
	72165-63	7 x 9 cm		5	24	14982293
	72166-17	2 x 50 cm		20	6	14982242
	72167-11	5 x 200 cm		10	6	14982250
	72611-44	7,5 x 7,5 cm		10	36	15299201
	72611-45	7,5 x 15 cm		10	20	15299228
	72611-46	15 x 20 cm		5	8	16860853
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (Border) Bacteriënbindend wondverband met hydropolymeerkern (gelmatrix) en Sorbact wondcontactlaag met klevende borderrand 	79933-00	7 x 8,5 cm	5 x 6,5 cm	10	10	15833410
	79933-02	14 x 14 cm	10 x 10 cm	10	10	15833445
	79933-03	19 x 19 cm	15 x 15 cm	10	10	15833488
	79933-04	14 x 24 cm	10 x 20 cm	10	10	15833453
	73251-43	7,5 x 7,5 cm	4 x 4 cm	10	10	15802205
	73251-44	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	10	10	15802213
	73251-45	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	10	15802221
	73251-46	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	5	10	15802248
	73251-47	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	5	10	15802256
	ovaal 73251-52	7 x 10 cm	3 x 6 cm	10	10	16595920
	sacrum 73251-48	17,5 x 17,5 cm		5	10	25802264
	sacrum 73251-49	23 x 23 cm		5	10	15802272
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorberend verband met bacteriënbindende Sorbact wondcontactlaag 	72698-16	10 x 10 cm		10	12	16187172
	72698-17	10 x 20 cm		10	6	16187180
	72698-18	20 x 20 cm		10	4	16187199
	72698-19	20 x 30 cm		10	4	16187202

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- Diep
- Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- Kan op maat geknipt worden
- Geschikt voor onder de douche