

# Elastomull® haft

*Elastisch, op zichzelf klevend fixatiewindsel*

## Eigenschappen en functies

**Elastomull haft** is een rekbaar en latexvrij fixatiewindsel. Dit materiaal zorgt ervoor dat Elastomull haft niet verschuift. Dankzij de weeftechniek en het gebruik van polyamide is Elastomull haft rekbaar. Verbanden kunnen snel en gemakkelijk worden gefixeerd.

Elastomull haft is luchtdoorlatend en heeft antislip eigenschappen. Daarnaast is het comfortabel te dragen en snel en eenvoudig aan te brengen.

## Toepassingen

- Fixeren van verbanden en splinten, ook op gebogen en bewegende lichaamsdelen, zoals armen, benen, vingers, tenen, hoofd/hals en romp
- Antisliplaag onder compressieverbanden
- Licht compressie- en steunverband, bijvoorbeeld na verwijdering van een gipsspalk
- Geschikt voor stompzwachtelen



## Assortiment

| Elastomull haft        |               |                 |                      |               |
|------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Omschrijving           | Artikelnummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton | Z-indexnummer |
| <b>Elastomull haft</b> |               |                 |                      |               |
| 4 m x 4 cm             | 45470-00      | 10              | 16 x 10 (160)        | 13299530      |
| 4 m x 6 cm             | 45471-00      | 10              | 12 x 10 (120)        | 13299549      |
| 4 m x 8 cm             | 45472-00      | 10              | 24 x 10 (240)        | 13299557      |
| 4 m x 10 cm            | 45473-00      | 10              | 24 x 10 (240)        | 13299565      |
| 4 m x 12 cm            | 45474-00      | 10              | 12 x 10 (120)        | 13621912      |
| 20 m x 4 cm            | 45475-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 13606565      |
| 20 m x 6 cm            | 45476-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 13606573      |
| 20 m x 8 cm            | 45477-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 13606581      |
| 20 m x 10 cm           | 45478-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 13606603      |
| 20 m x 12 cm           | 45479-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 13606611      |

**Leukoplast®**

Healing for every body

## Assortiment

| Elastomull haft                    |               |                 |                      |               |
|------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Omschrijving                       | Artikelnummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton | Z-indexnummer |
| <b>Elastomull haft color rood</b>  |               |                 |                      |               |
| 20 m x 6 cm                        | 45374-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 15253929      |
| 20 m x 8 cm                        | 45475-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 15253937      |
| 20 m x 10 cm                       | 45376-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 15253945      |
| <b>Elastomull haft color blauw</b> |               |                 |                      |               |
| 4 m x 6 cm                         | 72207-03      | 10              | 12 x 10 (120)        | 14981815      |
| 4 m x 8 cm                         | 72207-04      | 10              | 24 x 10 (240)        | 14981823      |
| 4 m x 10 cm                        | 72207-05      | 10              | 24 x 10 (240)        | 14981831      |
| 20 m x 6 cm                        | 45371-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 14883155      |
| 20 m x 8 cm                        | 45372-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 14883163      |
| 20 m x 10 cm                       | 45373-00      | 1               | 24 x 1 (24)          | 14883171      |