

Leukoplast® Leukomed® skin sensitive

Non-woven eilandpleister met siliconen kleeflaag

Eigenschappen en functies

Leukoplast Leukomed skin sensitive is een steriele, zachte, non-woven eilandpleister met siliconen kleeflaag voor het beschermen van wonden op de zeer gevoelige en kwetsbare huid.

Bedekt en beschermt wonden met een laag tot matig wondvochtniveau, zoals gesloten chirurgische wonden, snij- en schaafwonden. Absorbeert bloed en wondvocht. Het ademende vermogen helpt verweking van de huid te voorkomen.

Leukoplast Leukomed skin sensitive is huidvriendelijk en atraumatisch te verwijderen. De siliconen kleeflaag zorgt ervoor dat de huid niet of zo min mogelijk wordt belast.

Dit maakt deze eilandpleister bijzonder geschikt voor de zeer gevoelige en kwetsbare huid, bijvoorbeeld bij:

- Oudere patiënten, een groeiende groep die vaak een zeer fragiele huid heeft
- Patiënten van wie de huid is aangedaan door ziekte, medicatie of langdurige behandelingen
- Baby's en jonge kinderen waarbij de huid nog niet volledig is ontwikkeld en daardoor zeer gevoelig is

Dragermateriaal

Mix van viscoseweefsel

Kleeflaag

Huidvriendelijke siliconen

Wondkussen

Absorberend wondkussen met niet-verklevende wondcontactlaag

Toepassingen

- Post-operatieve eilandpleister
- Acute en secundair of complex genezende wonden
- Bedekken en beschermen van o.a. kleine traumatische wonden, chirurgische wonden, weinig exsuderende huidlaesies bij zeer gevoelige en kwetsbare huid



Leukoplast®

Healing for every body

Assortiment

Leukomed®				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
7,2 x 5 cm	71239-04	5 stuks	36 x 5 (180)	17076560
8 x 10 cm	71239-05	5 stuks	36 x 5 (180)	17076587
8 x 15 cm	71239-06	5 stuks	36 x 5 (180)	17076595
7,2 x 5 cm	71239-08	10 stuks	20 x 10 (200)	17439957
8 x 10 cm	71239-09	10 stuks	20 x 10 (200)	17439965
8 x 15 cm	71239-10	10 stuks	20 x 10 (200)	17439981