

Leukoplast® compress absorbent soft

Absorberend kompres

Eigenschappen en functies

Leukoplast compress absorbent soft

(voorheen Cutisorb) is opgebouwd uit diverse functionele lagen. De dikte van dit zeer zachte verband zorgt voor een goede polserwerking en kan de wond tegen druk en stoten beschermen.

De wondzijde van het verband is zacht. Een speciaal vlies transporteert het wondvocht direct naar de bovenliggende vocht-absorberende laag.

Omdat het vlies zelf geen vocht opneemt, wordt verkleving van het verband met de wond tegengegaan. Leukoplast compress absorbent soft laat zich daarom vrij gemakkelijk en pijnloos van de wond verwijderen. Omdat het epitheelproces zo min mogelijk verstoord raakt door de verbandwisselingen, kan de wond zo ongestoord mogelijk genezen.

Leukoplast compress absorbent soft is in staat zeer veel vocht op te nemen en vast te houden.

Aan de bovenzijde heeft het verband een speciale laag die het doorlekken van opgenomen vocht tegengaat, waardoor kleding en beddengoed langer schoon blijven. De blauwe streep op de bovenzijde van het verband laat in een oogopslag zien welke zijde de wondzijde is, zodat foutief gebruik wordt voorkomen.

Leukoplast compress absorbent soft is zowel steriel als niet-steriel leverbaar.

Toepassingen

Leukoplast compress absorbent soft is geschikt voor de behandeling van matig tot veel vochtafgeevende wonden:

- als postoperatief wondverband
- als afdekkend verband bij de behandeling van diepe wonden, al dan niet in combinatie met geavanceerde verbandmaterialen



Leukoplast®

Wound care in best hands

Assortiment

Leukoplast® compress absorbent soft				
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Niet-steriel				
10 x 10 cm	71281-00	Per 100	9 x 1 (9)	17163242
10 x 20 cm	71281-01	Per 100	6 x 1 (6)	17163250
15 x 25 cm	71281-02	Per 100	2 x 1 (2)	17163269
20 x 20 cm	71281-03	Per 100	3 x 1 (3)	17163277
20 x 40 cm	71281-04	Per 50	3 x 1 (3)	17163285
Steriel				
10 x 10 cm	71280-00	Per 25 x 1	16 x 1 (16)	17163439
10 x 20 cm	71280-01	Per 25 x 1	10 x 1 (10)	17163447
15 x 25 cm	71280-02	Per 15 x 1	9 x 1 (9)	17163455
20 x 20 cm	71280-03	Per 25 x 1	6 x 1 (6)	17163463
20 x 40 cm	71280-04	Per 12 x 1	8 x 1 (8)	17163293