

Leukotape[®] Foam

Eigenschappen

- Kunststof polstermateriaal
- 4 mm dikke schuimlaag, aan één zijde afgewerkt met textiel
- Biedt bescherming tegen druk onder alle soorten verbanden
- Flexibel

Toepassingen

- Voor het creëren van een specifieke lokale drukverdeling, bijvoorbeeld bij ulcus cruris, over wondverbanden en bij bepaalde gewrichtsbandages (zoals bij beschadiging van het gewrichtskapsel van het schoudergewricht)
- Voor het opvullen van holtes rondom bijzonder drukgevoelige lichaamsdelen zoals uitstekende botdelen (knie-schijf, enkel, schouder, etc.)
- Als bescherming tegen overmatigedruk, veroorzaakt door alle soorten verbanden
- Als polsterende tussenlaag bij vinger- en teenverbanden
- Als drager van huidzalfen of geleien



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
09776-00	12355097	Leukotape Foam 30 x 20 cm - per 10	1	14 x 1 (14)