

Leukotape K[®]

Therapeutische tape met huidelastische eigenschappen

Eigenschappen

- Therapeutische tape met huidelastische eigenschappen
- Rek van ongeveer 110%
- Dragermateriaal vervaardigd uit 100% katoen
- Huidvriendelijke polyacrylaat kleefmassa
- Draagcomfort door latexvrije samenstelling
- Lucht- en waterdampdoorlatend
- Snel en gemakkelijk aan te brengen
- Goede hechting
- Makkelijk te knippen, er blijven geen lijmresten achter op de schaar

Extra

Scan de QR code voor verschillende technieken om Leukotape[®] K aan te leggen.



Toepassingen

- Ter bevordering van de lymfatische functie
- Bij band- en gewrichtsaandoeningen
- Als functionele ondersteuning bij spierletsel
- Bij sportblessures zoals distorsies, kneuzingen en luxaties



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
72978-10	15134318	5 m x 2,5 cm	beige	5	10 x 5 (50)
72978-11	15134326	5 m x 5 cm	beige	5	10 x 5 (50)
72978-12	15134334	5 m x 7,5 cm	beige	5	10 x 5 (50)
72978-15	15134342	5 m x 2,5 cm	rood	5	10 x 5 (50)
72978-16	15134350	5 m x 5 cm	rood	5	10 x 5 (50)
72978-17	15134369	5 m x 7,5 cm	rood	5	10 x 5 (50)
72978-20	15134377	5 m x 2,5 cm	blauw	5	10 x 5 (50)
72978-21	15134385	5 m x 5 cm	blauw	5	10 x 5 (50)
72978-22	15134393	5 m x 7,5 cm	blauw	5	10 x 5 (50)
72978-23	15597040	5 m x 5 cm	zwart	5	10 x 5 (50)
72978-24	16400429	5 m x 5 cm	lichtblauw	5	10 x 5 (50)
72978-25	16400437	5 m x 5 cm	roze	5	10 x 5 (50)