

Leukotape® classic

Starre tape met hoge kleef- en trekkracht

Eigenschappen

- Rekvrij katoenweefsel
- Hoge kleef- en trekkracht
- Zinkoxide-rubber kleefmassa zorgt voor een uitstekende hechting, zowel op de huid als op een eventuele onderlaag
- Rigiditeit van het materiaal zorgt voor een stabiliserend effect, zowel mechanisch als proprioceptief
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Eenvoudig in lengte of breedte scheurbaar met de hand
- Gemakkelijk van de rol af te wikkelen
- Gebruikscomfort door afgeronde kanten kunststof kern
- Bevat latex

Toepassingen

- Als functioneel immobilisatieverband na distorsies, contusies en luxaties
- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Ter versteviging van een compressiebandage



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
01632-00	14065673	10 m x 2,50 cm	wit	12	6 x 12 (72)
01697-00	14575450	10 m x 2,00 cm	wit	12	10 x 12 (120)
01701-00	12841400	10 m x 3,75 cm	wit	5	18 x 5 (90)
47109-00	14052768	10 m x 3,75 cm	wit	12	10 x 12 (120)
02381-00	15299155	10 m x 3,75 cm	zwart	12	4 x 12 (48)
09263-00	15299120	10 m x 3,75 cm	geel	12	10 x 12 (120)
09317-00	15299147	10 m x 3,75 cm	rood	12	10 x 12 (120)
09318-00	15299112	10 m x 3,75 cm	blauw	12	10 x 12 (120)
09319-00	15299139	10 m x 3,75 cm	groen	12	10 x 12 (120)