

# Lightplast® Pro

lichte ondersteuning  
elastische kleefzwachtel

Veelzijdige elastische kleefzwachtel voor het tapen en fixeren van enkels, knieën, polsen en handen. De unieke achterkant van Lightplast® Pro is gemaakt van een katoen- en spandex mix waardoor het gemakkelijk de contouren van het lichaam volgt.



## Eigenschappen

- Gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Vochtbestendige rubberen kleeflaag
- Luchtdoorlatend om huidmaceratie te helpen voorkomen

## Toepassingen

- Behandeling van verstuikingen en verrekkingen
- Profylactisch gebruik bij sportblessures
- Fixatie van verband



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Inhoud per doos
76953-00	Lightplast® Pro 3,75 cm x 2,35 m	wit	32
76954-00	Lightplast® Pro 5 cm x 2,35 m	wit	24
76955-00	Lightplast® Pro 7,5 cm x 2,35 m	wit	16
76957-00	Lightplast® Pro 7,5 cm x 6,8 m	wit	16