

# Optiplaste® -C

## Elastisch klevend windsel

### Eigenschappen

- Beige windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Minimale rek van 55% in lengte
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgt voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich zeer goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar
- Sterilisatie mogelijk

### Toepassingen

- Als duurzaam compressieverband
- Als steun- en ontlastingsverband voor spieren, kapsels en gewrichten
- Voor het functioneel taping ter behandeling en voorkoming van verwondingen aan spieren, kapsels en gewrichten
- Als functioneel immobilisatieverband, bijvoorbeeld na een sleutelbeenbreuk of na de verwijdering van een gipsverband
- Als redresserend verband voor het corrigeren van houding of posities van het lichaam



### Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
02506-00	13745247	4,5 m x 6 cm	5	9 x 5 (45)
47186-00	12895830	4,5 m x 6 cm	12	6 x 12 (72)
02508-00	13652877	4,5 m x 8 cm	5	6 x 5 (30)
47187-00	12895873	4,5 m x 8 cm	12	6 x 12 (72)
02510-00	14647516	4,5 m x 10 cm	5	6 x 5 (30)
47188-00	14647524	4,5 m x 10 cm	12	6 x 12 (72)