

Optiplaste® -E

Wit klevend windsel met korte rek

Eigenschappen

- Wit windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Minimale rek van 55% in lengte
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgt voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich zeer goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend
- Conventionele zinkoxide- rubber kleeflaag is in stroken aangebracht
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar
- Sterilisatie mogelijk

Toepassingen

- Als duurzaam compressieverband als steunen ontlastingsverband
- Voor kapsels, spieren en gewrichten
- Als huidbeschermende onderlaag bij tape
- Als redresserend verband voor bijvoorbeeld houdingcorrectie
- Als immobilisatieverband na bijvoorbeeld enkeldistorsies, sleutelbeenluxaties en na het verwijderen van gipsverbanden
- Als sporttape voor de behandeling en het preventief tapen van gewrichten, banden en spieren



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
02680-00	13182021	4,5 m x 6 cm	5	9 x 5 (45)
02619-00	14070251	4,5 m x 6 cm	12	6 x 12 (72)
02681-00	13182048	4,5 m x 8 cm	5	6 x 5 (30)
02642-00	14070278	4,5 m x 8 cm	12	6 x 12 (72)
02682-00	13182056	4,5 m x 10 cm	5	6 x 5 (30)
02647-00	14070286	4,5 m x 10 cm	12	6 x 12 (72)