

# Strappal®

## Hypo-allergene sporttape

### Eigenschappen

- Hypoallergene sporttape
- Vervaardigd uit viscose in combinatie met een zinoxidelijm
- Hoge kleefkracht
- Rigiditeit van het materiaal zorgt voor ondersteuning
- Eenvoudig in lengte of breedte scheurbaar met de hand
- Gekartelde randen om rafelen te voorkomen
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex
- Röntgendoorlaatbaar

### Toepassingen preventiefase

- Bij functionele gewrichtsimmobilisatie
- Als sporttape voor het preventief taping van gewrichten, banden en spieren
- Ter voorkoming van kneuzingen en verrekkingen



### Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
71487-00	14717166	10 m x 2.5 cm plateau - per 36	1	1 x 1 (1)
71490-00	14717174	10 m x 4 cm plateau - per 24	1	1 x 1 (1)
71493-00	14717182	10 m x 5 cm plateau - per 18	1	1 x 1 (1)