

Tensoban®

Vliedunne onderwrap

Eigenschappen

- Pretape
- Lichtgewicht en vervormbaar voor een betere therapietrouw
- Zelfhechtende eigenschappen minimaliseren het slippen van het verband
- Goede lucht- en waterdoorlatende eigenschappen
- Rekapaciteit minimaal 100%
- Met de hand afscheurbaar
- Eventueel te gebruiken met Tensospray om verschuiving te voorkomen

Toepassingen

- Voor fixatie en comprimeren van polstermaterialen onder immobiliserende verbanden
- Onder steunverbanden en/of sportverbanden, in combinatie met tape en elastische klevende windsels



Assortiment

Artikelnummer	Z-indexnummer	Omschrijving	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
71500-08	14883112	20 m x 7 cm - per 12	1	4 x 1 (9)
71500-01	14883104	20 m x 10 cm - per 10	1	9 x 1 (4)
71500-06	15362388	20 m x 7 cm - per 1	1	80 x 1 (4)
71500-05	15362396	20 m x 10 cm - per 1	1	80 x 1 (4)