

Cutimed® Cavity

Schuimverband voor diepe wonden



Eigenschappen en functies

Cutimed Cavity is zacht en plooibaar, absorbeert zeer veel wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu, dat genezing bevordert.

De kleine poriën in Cutimed Cavity minimaliseren de verkleving met de vochtige wond en/of het ingroeien van weefsel. Voor de patiënt is daarmee de pijn/het ongemak bij verbandwisseling minimaal.

Toepassingen

Cutimed Cavity is geschikt voor toepassing in diepe(re), vochtige wonden.

Assortiment

	Afmeting	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Cavity ●●○○○ - ●●●○○ ◡ ■■	5 x 6 cm	72621-00	10	10	15390330
	10 x 10 cm	72621-01	10	10	15390349
	15 x 15 cm	72621-03	5	10	15390365

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- ◡ Oppervlakkig
- ◡ Diep
- ◡ Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- ✂ Kan op maat geknipt worden
- 🚿 Geschikt voor onder de douche



essity

Cutimed®,
an Essity brand

07/2025



Cutimed®
Your Power to Heal