

Tensofast double stretch®

Licht elastisch buisverband voor diverse verbandfixaties

Eigenschappen en functies

Tensofast double stretch is een rondgeweven, licht elastisch buisverband samengesteld uit 59% viscose en 41% elasthan en polyamide. Het materiaal is naadloos geweven en voelt zacht en soepel aan. Het buisverband is zeer geschikt voor het fixeren van diverse kompressen en steunverbanden. Tevens beschermt Tensofast double stretch de huid en kleding bij zalfverbanden.

Gemakkelijk in gebruik

Tensofast double stretch geeft een lichte druk waardoor kompressen goed op hun plaats worden gehouden. Er zijn geen pleisters of fixatiewindsels nodig. Zelfs op moeilijke plaatsen blijft het verband goed op zijn plaats.

Draagcomfort

Tensofast double stretch heeft zowel breedte- als lengterek. Hierdoor vormt het buisverband zich goed naar de lichaamscontouren, rimpelt het niet en snoert het buisverband niet in. Dit verhoogt het draagcomfort voor de patiënt. Door de combinatie van materialen is Tensofast double stretch licht in gewicht en luchtdoorlatend. Hierdoor wordt vocht opbouw onder het verband voorkomen. Tensofast double stretch is latexvrij en dus geschikt voor normale én gevoelige huid.

Voor ieder lichaamsdeel is een passende maat beschikbaar. Door de omvang van het breedste deel van het toepassingsgebied te meten, kan de juiste maat Tensofast double stretch worden bepaald. De gekleurde draad in het product zorgt voor een snelle en gemakkelijke maatherkenning. Daarnaast bevat ook de verpakking duidelijke kleurcodering.

Toepassingen

- Voor de fixatie van kompressen, steun- en zalfverbanden
- Voor de bescherming van huid en kleding bij zalfverbanden
- Als onderkous bij Ambulante Compressie Therapie
- Bij het gebruik van Wet Wrap techniek



Assortiment

Omschrijving	Kleur	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
3,5 cm x 10 m	Rood	73447-00	1	35	15260291
5 cm x 10 m	Groen	73447-01	1	28	15260305
7,5 cm x 10 m	Blauw	73447-02	1	20	15260313
10,75 cm x 10 m	Geel	73447-03	1	14	15260321
17,5 cm x 10 m	Beige	73447-04	1	7	15260348