

Elimineer snel en effectief vertragende factoren van het wondgenezingsproces³



Effectief debridement^{1,2}



Bindt bacteriën⁴



> 99% verwijdering van biofilm²



Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud detail-verpakking	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed DebricClean 9 cm x 13 cm	76170-00	5	12	16779355

¹ JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® DebricClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.
² JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® DebricClean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.
³ EWMA, EWMA document: *Debridement*. 2013, European Wound Management Association. p. 1-49.
⁴ JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® DebricClean and Cutisoft Cotton. July 2018, BSN medical data on file.

Cutimed® DebricClean

Snel en effectief debridement

Altijd
veilig in
gebruik



Ontdek Cutimed® DebriClean

De innovatieve, veilige en effectieve debridement pad

Bij complex genezende wonden vormen niet-vitaal weefsel en biofilm factoren die de wondgenezing kunnen vertragen. Om de omstandigheden voor wondgenezing te optimaliseren, moet niet-vitaal weefsel worden verwijderd en bacteriële belasting worden verminderd³. Cutimed® DebriClean is speciaal ontworpen voor mechanisch debridement van het wondbed ter ondersteuning van de wondbehandeling.



Effectief mechanisch debridement

Het verwijderen van niet-vitaal weefsel draagt bij aan het creëren van ideale omstandigheden voor wondgenezing. Het innovatieve design van Cutimed® DebriClean ondersteunt effectief en snel debridement. Dankzij de combinatie van stevige en zachte vezels wordt zelfs hardnekkig debris verwijderd. Cutimed® DebriClean bindt daarnaast op effectieve wijze bacteriën en verwijdt deze uit de wond.

Cutimed® DebriClean effectiever dan Cutisoft® Cotton bij hardnekkig te verwijderen debris

Percentage hardnekkig te verwijderen debris	0%	25%	50%	75%	100%
Voor reinigen					
Cutisoft® Cotton					
Intact na 1x vegen					
Na 15x vegen					
Cutimed® DebriClean (met blauwe vezels)					
Hardnekkig te verwijderen debris na 1x vegen					
Na 15x vegen					

Figuur 1: Deze test is uitgevoerd met een proteïnekorst die vergelijkbaar is met hardnekkig debris.

Twee soorten vezels voor optimaal debridement

