

JOBST[®]

Compressie voor
wie zich graag
vrij beweegt



Kimberly,
een patiënt met secundair lymfoedeem

JOBST[®] Confidence
Een nieuwe generatie
therapeutische elastische vlakbreikousen

**NIEUW
& UNIEK**



Biedt een echte oplossing voor uw patiënten met licht tot matig lymfoedeem

Patiënten met licht tot matig lymfoedeem verdragen compressiehulpmiddelen niet altijd even goed. Voor deze patiënten is het dan moeilijk om therapietrouw te zijn, ondanks dat ze weten wat compressietherapie voor hen kan betekenen.

Om patiënten effectief te ondersteunen bij het leven met lymfoedeem is het belangrijk om hen een compressiehulpmiddel te bieden waarmee zij hun gezondheids- en therapiedoelen kunnen bereiken, zonder afbreuk te doen aan de manier waarop zij hun leven willen leiden.

Wanneer is er sprake van licht tot matig lymfoedeem?¹

1

STADIUM

De aandoening uit zich in het begin door oedeem dat weer verdwijnt als de arm of het been hoog gehouden wordt. Het oedeem kan in dit stadium pitting zijn.

2

STADIUM

Het oedeem gaat nauwelijks weg door de arm of het been hoog te houden en pitting is goed zichtbaar. In een later stadium verschuift het karakter naar non-pitting en kan fibrose ontstaan.

3

STADIUM

Het weefsel voelt hard aan (fibrose) en er is alleen sprake van non-pitting oedeem. Er ontstaan veranderingen in de huid, zoals verdikkingen, hyperpigmentatie, meer huidplooiën, vetophogingen en wratjes.

LICHT

MATIG

ERNSTIG

Inzicht in de behoeften van uw patiënten bevordert een geslaagde **behandeling**

Goede therapietrouw vraagt om het best mogelijke compressiehulpmiddel. De patiënt hulp bieden bij het vinden van een product dat in hun voornaamste behoeften voorziet, zoals comfort of de wens om een zo normaal mogelijk leven te leiden, dient de hoogste prioriteit te krijgen om een prettige en consequente behandeling mogelijk te maken.

Samenwerken met uw patiënten en meedenken met hun individuele behoeften kan hen helpen de weerstand tegen het gebruik van compressiehulpmiddelen te overwinnen en zet hen op het goede spoor naar een behandeling die helpt.



JOBST® Confidence

Dankzij de innovatieve breimethode vormt het product zich goed **naar individuele lichaamsvormen**



Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning** biedt



Geavanceerd vocht-regulatiesysteem voor **optimaal draagcomfort**




Het flexibele en goed aansluitende materiaal is ontwikkeld **zodat de producten eenvoudiger aan- en uit te trekken** zijn



Er breekt een **nieuw tijdperk van comfort aan** dankzij deze **innovatieve** vlakbreitechnologie

JOBST Confidence-producten helpen uw patiënten zich vrij te voelen. De vlakbreitechnologie die gebruikt wordt voor JOBST Confidence therapeutische elastische kousen zorgt ervoor dat ze de contouren van het lichaam volgen en daadwerkelijk goed aansluiten. Deze geoptimaliseerde pasvorm biedt niet alleen draagcomfort, maar geeft uw patiënten ook de mogelijkheid zich vrijer te bewegen.

**INNOVATIEVE
TECHNOLOGIE**



Het geheim van het uitstekende draagcomfort dat JOBST Confidence uw patiënten biedt, is het geoptimaliseerde breiproces. Met de nieuwste innovatieve technologie sluiten de producten beter dan ooit aan op de daadwerkelijke lichaamsvorm van uw patiënten.

In dit breiproces worden unieke contour points aangebracht, die aanduiden waar het materiaal op het individu is aangepast, zodat uw patiënten zich vrijer kunnen bewegen in hun dagelijks leven.

De nieuwe Contour Fit-technologie

Voor JOBST Confidence kousen is een nieuwe breitechnologie ontwikkeld die er voor zorgt dat de pasvorm van het product op meerdere plekken kan worden aangepast in plaats van alleen aan de achterkant. Dit maakt een ongekend goede pasvorm mogelijk. JOBST Confidence is ontwikkeld om comfortabel aan te voelen, maar tegelijkertijd de juiste hoeveelheid compressie te bieden die nodig is voor de patiënt.



Goede pasvorm



Geen goede pasvorm



“ Ik wil alles uit mijn leven halen, met compressie! ”

Kimberly, een patiënt met secundair lymfoedeem

Neem barrières weg met **JOBST Confidence** zodat patiënten trouw hun compressiekous dragen

Het leven van uw patiënten positief beïnvloeden geeft veel voldoening. U helpt ze letterlijk weer op de been. Om hen zo goed mogelijk te helpen om te leven met lymfoedeem is het belangrijk dat uw patiënten een compressiehulpmiddel vinden dat optimaal voldoet aan hun behoeften en hen ondersteuning biedt bij de problemen die vaak voorkomen bij de behandeling van lymfoedeem.

JOBST Confidence therapeutische elastische kousen zijn ontworpen om uw patiënten niet alleen te ondersteunen op hun pad naar betere behandelresultaten, maar ook om hen een zo goed mogelijk leven met lymfoedeem te laten leiden.


JOBST Confidence-producten zijn ontwikkeld om:

- meer comfort te bieden
- huidvriendelijker te zijn
- meer bewegingsvrijheid te geven
- eenvoudig aan- en uit te trekken
- betere vochtregulatie te bieden
- een waaiër aan kleuren en ontwerpopties te bieden

Geïnspireerd op **de behoeften van patiënten** en ontwikkeld met behulp van de **innovatieve Contour-Fit-technologie**


Unieke vochtregulatie



JOBST Confidence is ontwikkeld om de huid droog te houden zodat patiënten zich de hele dag prettig voelen. Voor optimaal comfort is net die extra stap gezet. De stof heeft een unieke structuur en is gemaakt van garen die de best mogelijke vochtregulatie biedt. Alleen bij JOBST Confidence wordt gebruikt gemaakt van een tweelaagse breitechniek die ervoor zorgt dat vocht van de huid wordt afgevoerd naar de buitenste laag.



Zachtere garens die prettig aanvoelen op de huid

JOBST Confidence-producten zijn ontwikkeld met soepele garens en een tweelaagse breitechniek. Mede daardoor voelen ze prettig aan op de huid en kunnen ze uw patiënten de flexibiliteit en het gewenste comfort bieden als ze het product gebruiken.





Stevige ondersteuning die zich aanpast aan individuele behoeften

Uw patiënten moeten ervan verzekerd zijn dat ze goede ondersteuning hebben, waarop ze kunnen vertrouwen. Dankzij de innovatieve eigenschappen van het garen past het product zich voor het eerst in de geschiedenis aan de werkelijke afmetingen van het lichaam van de individuele patiënt aan. Daarmee wordt altijd een optimale compressie bereikt volgens RAL-standaard.

Geef uw patiënten de kracht om met vertrouwen voor zichzelf te **zorgen**

Voorlichting over en inzicht in lymfoedeem

Uw patiënten hebben vlak na de diagnose lymfoedeem een heleboel vragen, en vinden het wellicht lastig om te accepteren dat compressietherapie deel van hun nieuwe leven wordt. Door informatie te verstrekken en uw patiënten actief te begeleiden, verkrijgen zij meer inzicht in hun aandoening en zullen zij beter in staat zijn zelf zorg te dragen voor hun behandeling.




Stel doelen

Het kan in het begin lastig zijn om dagelijkse routines te veranderen die nodig zijn voor de uitzonderlijke behoeften van iemand met een chronische aandoening zoals lymfoedeem. Door uw patiënten te helpen met een haalbaar plan en het stellen van doelen op de korte termijn, kan worden voorkomen dat zij overspoeld raken door de nieuwe routines. Regelmatig samen kijken naar deze doelstellingen kan hen helpen in het leven met lymfoedeem en hen gemotiveerd houden om het compressieproduct te dragen.



Creëer een routine

Besteed na ontvangst van het nieuwe JOBST Confidence-product wat tijd aan instructie van uw patiënt zodat deze het product zelfstandig en op een prettige manier kan gebruiken. Onderzoek eventuele belemmerende factoren die therapietrouw in de weg kunnen staan. Geef tips en aanwijzingen zodat zij ook thuis het product met vertrouwen kunnen gebruiken.





JOBST® Confidence

Een uniek assortiment voor elke patiënt

Kleuren



Beige



Jeans Heather



Red Heather



Caramel



Anthracite
Heather



Black

Stijlen



CG1 armkous



AB1 Sok



AD kniekous



AG dijkous



ET Bermuda



AG-HT Monopanty



CT Capri



BIT 3/4



BT 7/8



AT Panty

Drukklasse (RAL)

Armen

CCL 1 ▶ 15 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg


Benen

CCL 1 ▶ 18 - 21 mmHg

CCL 2 ▶ 23 - 32 mmHg

CCL 3 ▶ 34 - 46 mmHg

Designopties



Decoratieve
streep



Initialen

Comfortopties



Knie-
comfortzone



Schuine
voet



Enkel-
comfortzone



JOBST SoftFit is
de nieuwe standaard
voor een kniekous