




Maattabel

JOBST® FarrowWrap® armverband confectie




Meetpunt		S	M	L
ⓐ	Oksel	22-29 cm	29-37 cm	32-44 cm
ⓔ	Elleboog	22-26 cm	26-32 cm	30-39 cm
ⓒ	Pols	14-17 cm	16-19 cm	19-22 cm
Lengte		Kort	Normaal	Lang
<i>l</i> ⓐ-ⓒ		38-42 cm	42-46 cm	46-50 cm



Maattabel

JOBST® FarrowWrap® handverband




Meetpunt		XS	S	M	L
Ⓐ	Omtrek aanzet vingers	< 18 cm	18-20 cm	20-22 cm	> 22 cm
Ⓑ	Omtrek handpalm	< 19 cm	19-21 cm	21-23 cm	> 24 cm



Maattabel

JOBST® Farrow vingerverband


Meetpunt		1	2	3	4	5	6	7	8
A	Omtrek aanzet vingers	16,6-18,0 cm	16,6-18,0 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	19,5-21,5 cm	19,5-21,5 cm	21,5-23,1 cm
C	Pols	15,6-16,7 cm	16,7-18,1 cm	15,9-17,0 cm	17,0-18,5 cm	18,5-20,4 cm	17,2-18,7 cm	18,7-20,6 cm	18,3-20,1 cm





Maattabel

JOBST® FarrowWrap® teenverband




Meetpunt	XS	S	M	L
A Omvang voorvoet	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-28 cm



Maattabel

JOBST® FarrowWrap® voetverband




Meetpunt		XS	S	M	L	XL
(A)	Omvang voorvoet	22-24 cm	25-27 cm	28-30 cm	31-34 cm	35-40 cm
I (A)	Voetlengte normaal (-2 cm / +2 cm*)	16,5 cm	18 cm	19,5 cm	21 cm	23 cm
I (A)	Voetlengte lang (-2 cm / +2 cm*)	18,5 cm	20 cm	21,5 cm	23 cm	25 cm

* De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden



Maattabel

JOBST® FarrowHybrid AD voetcompressie




	S	M	L
Schoenmaat	34-39	39,5-42	42,5-46



Maattabel

JOBST® FarrowWrap® onderbeenverband




Meetpunt		XS	S	M	L	XL
ⓑ	Enkelomvang	20-27 cm	25-32 cm	30-38 cm	37-44 cm	45-52 cm
ⓒ	Kuitomvang	35-45 cm	40-52 cm	48-60 cm	55-65 cm	60-70 cm
<i>l</i> ⓓ	Normale lengte (-2 cm / +2 cm*)	37 cm	39 cm	41 cm	43 cm	44 cm
<i>l</i> ⓓ	Lange lengte (-2 cm / +2 cm*)	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	49 cm



Maattabel

JOBST® FarrowWrap® knieverband




Meetpunt		XS	S	M	L	XL
Ⓒ	Kuitomvang	36-43 cm	42-50 cm	48-58 cm	53-63 cm	58-68 cm
Ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	47-52 cm	53-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm



Maattabel

JOBST® FarrowWrap® bovenbeenverband
(incl. knieverband)



Meetpunt		XS	S	M	L	XL
ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	45-52 cm	50-59 cm	60-66 cm	67-73 cm	74-80 cm
ⓖ	Omtrek bovenbeen	50-70 cm	60-75 cm	70-80 cm	75-90 cm	85-100 cm
I ⓔ-ⓖ	Korte lengte	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
I ⓔ-ⓖ	Normale lengte	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
I ⓔ-ⓖ	Lange lengte	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm