




# Maattabellen

JOBST UltraSheer | JOBST Classic | JOBST Opaque | JOBST Maternity  
Opaque | JOBST Bellavar | JOBST forMen Ambition | JOBST forMen Explore |  
JOBST Elvarex | JOBST Elvarex soft | JOBST Bella Lite

Maten zijn in cm



Maat ▶	I		II		III	IV		V	VI			
Meetpunt ▼	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG Siliconenband</b>	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 69 - 80 cm  
IG lang\*: 80 - 90 cm


### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

\*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

Maten zijn in cm



Maat ▶	I		II		III		IV		V		VI	
Meetpunt ▼	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG Siliconenband</b>	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 69 - 80 cm


### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

\*alleen beschikbaar als panty

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Maten zijn in cm



Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
<b>cG</b>	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
<b>cF</b>	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
<b>cE</b>	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
<b>cD</b>	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
<b>cC</b>	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
<b>cB1</b>	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
<b>cB</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
<b>cY</b>	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
<b>cA</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

### Lengtemaat D

/D petit: 36 - 39 cm

/D regular: 40 - 43 cm

### Lengtemaat F

/F: 58 - 62 cm

### Lengtemaat G

/G: 69 - 74 cm



# Maattabel

**JOBST® forMen Ambition / JOBST® forMen Explore**


Maten zijn in cm

Maat ▶	1	2	3	4	5	6
Meetpunt ▼						
<b>cD</b>	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
<b>cC</b>	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
<b>cB1</b>	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
<b>cB</b>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
<b>cY</b>	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
<b>cA</b>	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

## Lengte D

!D regular: 39 - 45 cm

!D lang: 45 - 51 cm



Maten zijn in cm


Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
<b>cD</b>	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
<b>cC</b>	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
<b>cB1</b>	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
<b>cB</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
<b>cY</b>	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
<b>cA</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

### Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14

ID petite: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm.





# Maattabel

**JOBST® Elvarex Soft**


Maten zijn in cm

Maat ▶	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
Meetpunt ▼												
<b>cD</b>	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
<b>cC</b>	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
<b>cB1</b>	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
<b>cB</b>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32	32 - 34	34 - 36	36 - 38	38 - 40	40 - 42
<b>cY</b>	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 39	34 - 40	35 - 41	36 - 42	37 - 43	38 - 44	39 - 45
<b>cA</b>	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34	29 - 36	31 - 38	33 - 40	35 - 42	37 - 44	39 - 46


## Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm

ID regular: 39 - 45 cm



Maten zijn in cm



Maat	Small	Medium	Large
<b>JOBST Bella Lite armkous klasse 1 en 2 (15-20 mm Hg en 20-30 mm Hg*)</b>			
<b>Omvang pols (C)</b>	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
<b>Omvang midden onderarm (D)</b>	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
<b>Omvang midden bovenarm (F)</b>	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
<b>JOBST Bella Lite handschoen klasse 1 en 2 (15-20 mm Hg en 20-30 mm Hg*)</b>			
<b>Omvang handpalm (A)</b>	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
<b>Omvang pols (C)</b>	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm

### Lengte G

IG: regular tot 43 cm

IG: lang vanaf 43 cm