

# Advieswijzer confectie-assortiment

Voor veneuze klachten

Indicatie	Oedeemneiging	Stiffness	Ultrasheer	Opaque	Maternity Opaque	Classic*	Elvarex Soft RTW	forMen Explore	forMen Ambition
Primaire varices	Nee	Laag	CCL 2 (v)	CCL 2 (m/v)		CCL 2 (m/v)		CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Secundaire varices	Nee	Laag	CCL 2 (v)	CCL 2 (m/v)				CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Zwangerschaps-varices	Nee	Laag		CCL 2 (m/v)	CCL 2 (v)				
	Ja	Hoog					CCL 2** (m/v)		
Trombose (oppervlakkig of diep)	Nee	Laag				CCL 2/3 (m/v)		CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
	Ja	Hoog					CCL 2/3** (m/v)		
CVI met oedeem (Widmer Fase 1)		Laag		CCL 2 (m/v)				CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
CVI met oedeem met lichte huidveranderingen (Widmer Fase 2)		Laag		CCL 2 (m/v)		CCL 2/3 (m/v)	CCL 2/3** (m/v)	CCL 2** (m)	CCL 2** (m)
Veneuze malformaties		Laag				CCL 2/3 (m/v)		CCL 2/3** (m)	CCL 2/3** (m)
Inactiviteitsoedeem (dependency syndrome)		Hoog					CCL 2/3** (m/v)		

\* Alleen mobiele patiënten

\*\* Alleen beschikbaar in AD



## JOBST® Ultrasheer

- Zeer transparante kous
- Verkrijgbaar met een SoftFit-boord om afzakken op een comfortale manier te voorkomen
- Keuze uit verschillende kleuren, inclusief twee trendkleuren

**Tip:** kies bij ernstige spataderen voor JOBST Classic



## JOBST® Opaque

- Zachte, luchtdoorlatende kous
- Verdoezelt zichtbare spataderen
- Hoog aantrekgemak
- Met SoftFit-boord verkrijgbaar om afzakken op een comfortabele manier te voorkomen

**Tip:** kies bij een volle kuit voor JOBST Classic



## JOBST® Classic

- Stevige kous met beperkte lengterek
- Beschikbaar in klasse 2 en 3
- Veel opties mogelijk in confectionie

**Tip:** kies bij snelle oedeemvorming voor JOBST Elvarex soft



## JOBST® Elvarex Soft

- Zachte kous die prettig op de huid voelt
- Vlakbreimateriaal om insnoeren te voorkomen
- Confectionie in AD, CCL 2 en 3


**Tip:** meet voor een optimaal effect op dezelfde wijze als voor de maatwerk JOBST Elvarex Soft



## JOBST® forMen Ambition

- Een stijlvolle kous die lijkt op een sok en de voeten dagelijks fris houdt
- Door het hoge katoengehalte voelt de kous de hele dag prettig
- Verkrijgbaar in extra lange uitvoering

**Tip:** door de neutraliserende garens in de voetsool geen last van hinderlijke geur



## JOBST® forMen Explore

- Een stoere kous die lijkt op een sok en voeten dagelijks fris houdt
- Door het hoge katoengehalte voelt de kous de hele dag prettig
- Verkrijgbaar in extra lange uitvoering

**Tip:** het voetdeel van JOBST forMen is speciaal afgestemd op de mannelijke anatomie