



Therapeutische
elastische
kousen

Assortimentsoverzicht



JOBST® maakt het u makkelijker

Op JOBST.nl kunt u maattabellen, brochures en bestelformulieren vinden die u helpen om uw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

De JOBST compressie-experts adviseren u graag persoonlijk. Zij maken u wegwijs in het assortiment en u kunt bij hen terecht voor het opfrissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

U kunt ons bereiken via 030 - 698 47 00 en jobst.cs.nl@essity.com.





Productinformatie

Therapeutische elastische kousen





JOBST® UltraSheer



Wat kenmerkt JOBST® UltraSheer

Zeer transparant met een elegante uitstraling

Patiënt wil graag de **benen tonen**

Kies bij **oedeemvorming** voor een **andere kous** uit het JOBST assortiment

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie en maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG en AT	SoftFit Noppen Bloem Kant Sensitive
Optie panty (AT)	
Maxibroek Zwangerschap	

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Black	Anthracite	Navy
Cranberry		

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



JOBST® Opaque



Wat kenmerkt JOBST® Opaque

Zachte, verhullende en lichtdoorlatende kous

Patiënt vindt comfort en aantrekgemak belangrijk en heeft benen zonder grote omvangverschillen

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	SoftFit Noppen Kant Sensitive
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp Maxibroek	

Kleuren

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Black	Anthracite	Navy
Cranberry		

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl


Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

MATERNITY
OPAQUE
Beenkous



JOBST® Maternity Opaque



Wat kenmerkt JOBST® Maternity Opaque

Zachte kous die zeer geschikt is tijdens de **zwangerschap**

Ontworpen voor een **groeibende buik**

Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijk** belangrijk

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 1 en 2	Open en gesloten
Lengte	Panty (AT)
AT	Zwangerschap

Kleuren

Navy	Anthracite
Black	Caramel

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



JOBST® Classic



Wat kenmerkt JOBST® Classic

Stevige kous voor actieve patiënten

Patiënt heeft **meer oedeemneiging** en meer ondersteuning nodig

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 2 en 3	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	SoftFit Noppen Kant
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp Zwangerschap	

Kleuren

Sand	Pearl	
Topas	Black*	Anthracite**


* ook in ribuitvoering beschikbaar

** alleen in ribuitvoering beschikbaar

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	63%	37%
3	63%	37%



JOBST® forMen Ambition



Wat kenmerkt JOBST® forMen Ambition

Een **stijlvolle kous** die lijkt op een **sok** en de voeten dagelijks fris houdt.

Patiënt heeft normale tot **smalle kuiten**

Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Lengte
CCL 1, 2 en 3	AD
Teenstuk	
Gesloten	

Kleuren

Khaki	Navy	
Brown	Black	Anthracite

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	15%	63%	1%	21%
2	15%	59%	1%	25%
3	15%	57%	1%	27%

FORMEN
EXPLORE
Beenkous



JOBST® forMen Explore



Wat kenmerkt JOBST® forMen Explore

Een **stoere kous** die lijkt op een sok en voeten dagelijks fris houdt

Patiënt heeft **volle kuiten**

Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Lengte
CCL 1, 2 en 3	AD
Teenstuk	
Gesloten	

Kleuren

Khaki	Navy
Black	Anthracite

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	23%	46%	1%	30%
2	25%	39%	1%	35%
3	27%	33%	1%	39%



JOBST® Bellavar



Wat kenmerkt **JOBST® Bellavar**

Rondreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**

Patiënt heeft oedeemvorming en meer **ondersteuning nodig**

Patiënt heeft benen **zonder** grote **omvangverschillen**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondreikous	Confectie en maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 2 en 3	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD, AF, AG, AGT, AT en ATGT	Noppen Kant
Optie panty (AT)	
Compressiebroek Gulp	

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Boordafwerking
CCL 2	Noppen
Lengte	
CG, CG1 en CH	

Kleuren

Sahara	Black
Pearl	

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	65%	35%

Kleuren

Sahara

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

ELVAREX
SOFT
Been-/Armkoos



JOBST® Elvarex Soft



Wat kenmerkt JOBST® Elvarex Soft

Zachte, luchtdoorlatende kous

Ontworpen voor personen met een **kwetsbare huid** en ouderen

Ontworpen om bestand te zijn tegen **lotions en crèmes**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 2 en 3	Open en gesloten (confectie alleen open teen)
Lengte	Boordafwerking
verkrijgbaar in vele uitvoeringen (confectie alleen AD)	SoftFit Noppen (confectie alleen met noppen)
Opties	
Compressiebroek Knoopsgatelastiek	

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Boordafwerking
CCL 1 en 2	SoftFit Noppen SoftFit Noppen
Lengte	
CG1	

Kleuren

Beige*	Grey	Dark Blue	
Dark Brown	Black	Ruby Red	Cranberry

* confectie alleen beschikbaar in beige

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	70%	30%
3	65%	35%

Kleuren

Beige	Dark Brown	Grey	Cranberry
Macchiato	Black	Dark Blue	Ruby Red

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl



JOBST® Confidence



Wat kenmerkt JOBST® Confidence

Sluit aan op de lichaamscontouren dankzij de **unieke contour fit**

Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**

Patiënt wil graag **vrij bewegen**

Ontwikkeld om de huid droog te houden zodat patiënten zich de hele dag **prettig voelen**

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 1, 2 en 3	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
AD en AG	SoftFit Noppen* *alleen bij AG
Opties	
Decoratieve streep Initialen Kniecomfortzone Schuine voet Enkelcomfortzone	

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Lengte
CCL 1, 2	CG1
Opties	Boordafwerking
Initialen Armcomfortzone Hoek elleboog 45 graden	SoftFit Noppen

Kleuren

Beige	Caramel	Black
Jean's Heather	Anthracite Heather	Red Heather

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%
3	45%	32%	23%

Kleuren

Beige	Caramel	Black
Jean's Heather	Anthracite Heather	Red Heather

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl



JOBST® Elvarex



Wat kenmerkt JOBST® Elvarex

Sterke vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**

Patiënt heeft **gemiddeld** tot **ernstig** oedeem

De oppervlaktestructuur is ontworpen om een **micromassage-effect** op de huid te creëren, vooral tijdens beweging en om lymfedrainage te stimuleren.

Assortiment beenkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk en confectie
Drukklasse (RAL)	Teenstuk
CCL 1, 2, 3, 3 Forte, 4 en 4 Super	Open en gesloten
Lengte	Boordafwerking
Verkrijgbaar in vele uitvoeringen	Knoopsgatelastiek Noppen SoftFit
Opties	
Compressiebroek Meerdere comfortzones	

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklasse (RAL)	Lengte
CCL 1, 2 en 2 Forte	AG, AG1, CG, CG1 en CH
Opties	Boordafwerking
Elleboogcomfortzone BH bevestiging Lichaamsband	SoftFit Noppen

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Kleuren

Beige	Grey	Dark Blue
Cranberry	Dark Brown	Black
Denim	Henna	Graphite

Samenstelling

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%

Kleuren

Beige	Macchiato	Dark Blue
Caramel	Black	Ruby Red
		Cranberry

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%



JOBST® Elvarex Soft Seamless



Wat kenmerkt JOBST® Elvarex Soft Seamless

Gemaakt van **zachte stof**

Naadloos voor meer comfort en
therapietrouw

Ontworpen voor patiënten met
licht tot gemiddeld oedeem
waarbij **meer comfort** gewenst is

Assortiment handschoen en teenkap

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklassse (RAL)	Opties tenen/vingers
CCL 1 en 2	Tenen open (met tenen)
Lengte	Zonder kleine teen (met tenen, zonder kleine teen)
AA, AC1 en AE	

Kleuren

Beige	Dark Brown	Grey	Cranberry
Macchiato*	Black	Dark Blue	Ruby Red

*Macchiato alleen beschikbaar als handschoen

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties
op jobst.nl

Samenstelling

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%



JOBST® Elvarex Plus



Wat kenmerkt JOBST® Elvarex Plus

Ontworpen met 3D-breitechniek voor een **perfecte pasvorm**

Meer bewegingsvrijheid door naadloze afwerking

Patiënt heeft **gemiddeld** tot **ernstig oedeem** en wil niet in bewegelijkheid beperkt worden

Assortiment handschoen en teenkap

Kwaliteit	Leverbaar in
Vlakbreikous	Maatwerk
Drukklassse (RAL)	Opties tenen/vingers
CCL 1 en 2	Tenen open (met tenen) Zonder kleine teen (met tenen, zonder kleine teen)
Lengte	Vingers + duim open (met vingers en duim) Duim open (alleen met duim)
AA, AC1 en AE	

Kleuren

Beige	Grey	Dark Blue	Caramel*
Dark Brown**	Black	Cranberry	Ruby Red

* Caramel alleen beschikbaar als handschoen

** Dark Brown alleen beschikbaar als teenkap

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Samenstelling handschoen

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

Samenstelling teenkap

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%



JOBST® Bella Lite



Wat kenmerkt JOBST® Bella Lite

Hoog draagcomfort dankzij de **luchtdoorlatende** en **lichtgewicht** breistructuur

Kan geschikt zijn als **extra** kous

Patiënt heeft **licht** oedeem

Assortiment armkous

Kwaliteit	Leverbaar in
Rondbreikous	Confectie
Drukklasse	Compressie
CCL 1 en 2 Klasse-indeling volgens de Amerikaanse norm	15-20 mmHg 20-30 mmHg
Lengte	Boordafwerking
AC1 en CG	Siliconenband Noppen

Kleuren

Beige

Black

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl



JOBST® maakt het u makkelijker

Op JOBST.nl kunt u maattabellen, brochures en bestelformulieren vinden die u helpen om uw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

De JOBST compressie-experts adviseren u graag persoonlijk. Zij maken u wegwijs in het assortiment en u kunt bij hen terecht voor het opfrissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

U kunt ons bereiken via 030 - 698 47 00 en jobst.cs.nl@essity.com.





Algemene informatie en maattabellen

Therapeutische elastische kousen



Maattabellen

JOBST® UltraSheer | JOBST® Opaque | JOBST® Maternity Opaque | JOBST® Classic | JOBST® forMen Ambition | JOBST® forMen Explore | JOBST® Bellavar | JOBST® Elvarex | JOBST® Elvarex soft | JOBST® Bella Lite



Confectie maattabel (in cm)

JOBST® Ultrasheer | JOBST® Opaque | JOBST® Maternity Opaque* | JOBST® Classic

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cT	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
cH	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
cG siliconenband	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm
ID regular: 39 - 45 cm

Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm
IG regular: 69 - 80 cm
IG lang**: 80 - 90 cm

**Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm
IK regular: 75 - 85 cm

*alleen beschikbaar als panty

Eén voetlengte per standaardmaat
(voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Confectie maattabel (in cm) **JOBST® Bellavar**

Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtemaat D

D petit: 36 - 39 cm

D regular: 40 - 43 cm

Lengtemaat F

F: 58 - 62 cm

Lengtemaat G

G: 69 - 74 cm



Confectie maattabel (in cm) **JOBST® forMen Ambition** | **JOBST® forMen Explore**

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Lengte D

/D regular: 39 - 45 cm

/D lang: 45 - 51 cm

Confectie maattabel (in cm) **JOBST® Elvarex**

Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14

/D petite: 36 - 39 cm

/D regular: 40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm.



Confectie maattabel (in cm) **JOBST® Elvarex soft**

Maat ▶	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
Meetpunt ▼												
cD	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
cC	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
cB1	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
cB	18 - 20	20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30		
cY	26 - 31	28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40		
cA	17 - 22	19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34		

Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm

ID regular: 39 - 45 cm



Confectie maattabel (in cm) **JOBST® Bella Lite**

Maat	Small	Medium	Large
JOBST Bella Lite armkous klasse 1 en 2			
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
Omvang midden onderarm (D)	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
Omvang midden bovenarm (F)	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
JOBST Bella Lite handschoen klasse 1 en 2			
Omvang vinger aanzet (A)	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm

Lengte G

IG: regular tot 43cm

IG: lang vanaf 43cm

Uitvoeringen beenkousen en teenkappen



Uitvoeringen beenkousen en teenkappen



AA

AB

AB1

AD

AF

AG

AGT

AT



ATGT

B1G

BD

BG

CG

CGT




CTGT

DF

FT

GT

HT



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Uitvoeringen armkousen en handschoenen



Uitvoeringen armkousen en handschoenen




CG1



CH



CG



AC1



AE



AG




AG1




AH



DF



CE1



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

Boordafwerking



Boordafwerking

Buitenzijde




Noppen



SoftFit



Sensitive




Bijou



Bloem

Binnenzijde



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](https://www.jobst.nl)

SoftFit-technologie



SoftFit-technologie

Ervaar een nieuw niveau van comfort met kousen die omhoog blijven

Comfort is een belangrijk aspect voor uw patiënt, het kan namelijk helpen om dagelijkse compressietherapie vol te houden.

Therapeutische elastische kousen met de unieke **JOBST SoftFit-technologie** hebben meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van het boord. Door het speciale garen blijven de kousen op hun plek zonder dat ze insnoeren. Met JOBST SoftFit bieden wij u de kans om uw patiënten een nieuw niveau van comfort te laten ervaren met kousen die op hun plaats blijven.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



Contour Fit



Contour Fit

De nieuwe Contour Fit-technologie

Voor JOBST Confidence kousen is een nieuwe breitechnologie ontwikkeld die er voor zorgt dat de pasvorm van de kous op meerdere plekken kan worden aangepast in plaats van alleen aan de achterkant. De **Contour points** geven aan waar de kous op de individuele contouren is aangepast.

Deze geoptimaliseerde pasvorm biedt niet alleen draagcomfort, maar geeft uw patiënten ook de mogelijkheid zich vrijer te bewegen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



Comfortzones



Comfortzones

Een betere pasvorm voor extra comfort

De knie, elleboog en enkel kunnen een gevoelige plek zijn voor patiënten. De JOBST **knie-, elleboog- en enkelcomfortzones** zijn ontworpen om een comfortabele oplossing te bieden. Een unieke breitechneik draagt bij aan een betere pasvorm.

De **topcomfortzone** bestaat uit een verhoogd beenstuk aan de voorkant én zijkant van het bovenbeen. Deze comfortzone is ontworpen voor een optimale pasvorm van de lies tot aan de billen. De zone is geschikt voor patiënten met in verhouding zeer forse bovenbenen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw JOBST accountmanager of met customer service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



Daarom JOBST®

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met uw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**


Ga voor meer
informatie naar
jobst.nl



JOBST®,
an Essity brand

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl



06619912M