

Optiplaste®-C

Elastisch klevend windsel

Eigenschappen

- Beige windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Minimale rek van 55% in lengte
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgt voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich zeer goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar
- Sterilisatie mogelijk



Indicaties:

- Als duurzaam compressieverband
- Als steun- en ontlastingsverband voor spieren, kapsels en gewrichten
- Voor het functioneel tapen ter behandeling en voorkoming van verwondingen aan spieren, kapsels en gewrichten
- Als functioneel immobilisatieverband, bijvoorbeeld na een sleutelbeenbreuk of na de verwijdering van een gipsverband
- Als redresserend verband voor het corrigeren van houding of posities van het lichaam

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
47186-00	Optiplaste®-C	6 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Beige	12	6 x 12 (72)
47187-00	Optiplaste®-C	8 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Beige	12	6 x 12 (72)
02510-00	Optiplaste®-C	10 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Beige	5	6 x 5 (30)

* Lengte uitgetrokken