

Optiplaste®-E

Wit klevend korterek windsel

Eigenschappen

- Wit windsel vervaardigd uit 100% katoen
- Minimale rek van 55% in lengte
- Hoge treksterkte
- In lengterichting rekbaar
- Ingeweven kettingdraden zorgt voor sterke compressie en ondersteuning
- Uitstekende en langdurige hechting
- Materiaal laat zich zeer goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren
- Luchtdoorlatend
- Conventionele zinkoxide- rubber kleeflaag is in stroken aangebracht
- Buitenzijde van het dragermateriaal is waterafstotend
- Bevat latex
- Röntgendoorlaatbaar
- Sterilisatie mogelijk.



Indicaties:

- Als duurzaam compressieverband als steun- en ontlastingsverband
- Voor kapsels, spieren en gewrichten
- Als huidbeschermende onderlaag bij tape
- Als redresserend verband voor bijvoorbeeld houdingcorrectie
- Als immobilisatieverband na bijvoorbeeld enkeldistorsies, sleutelbeenluxaties en na het verwijderen van gipsverbanden
- Als sporttape voor de behandeling en het preventief tappen van gewrichten, banden en spieren

Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Kleur	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
02619-00	Optiplaste®-E	6 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Wit	12	6 x 12 (72)
02642-00	Optiplaste®-E	8 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Wit	12	6 x 12 (72)
02680-00	Optiplaste®-E	6 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Wit	5	9 x 5 (45)
02681-00	Optiplaste®-E	8 cm x 2,5 m (4,5 m*)	Wit	5	6 x 5 (30)

* Lengte uitgetrokken