

Actimove® Duimstabilisator

Extra baleinen

Bevordert het herstelproces bij duimblessures

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Stabiliseert de duim met twee geïntegreerde anatomische baleinen.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Comfortabel dankzij het hoogwaardige, zachte materiaal.
- Stevige, verstelbare ondersteuning van de pols door de krachtige elastische klittenbandsluiting.
- Door het open ontwerp behouden vingers volledige bewegingsvrijheid en is goede handcoördinatie mogelijk.
- Verkrijgbaar in twee maten.
- Kan zowel links als rechts gedragen worden.
- Leverbaar in zwart of beige.

Indicaties:

- Milde tot middelzware verrekkingen en verstuikingen (bijv. skiduim)
- Ontstekingen
- Beginnende artrose
- Overbelasting door herhaaldelijke bewegingen zoals appen of gamen

Volledige bewegingsvrijheid van de overige vingers



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Polsomtrek	Kleur	Inhoud
	75636-34	16989449	Actimove Duimstabilisator	S/M	14 – 19 cm	Zwart	1
	75636-35	16989457	Actimove Duimstabilisator	L/XL	19 – 23 cm	Zwart	1
	75636-36	16989465	Actimove Duimstabilisator	S/M	14 – 19 cm	Beige	1
	75636-37	16989473	Actimove Duimstabilisator	L/XL	19 – 23 cm	Beige	1