


**Actimove**<sup>®</sup>



## *Closed Shell Walker*

Gesloten walker voor een goede stabilisatie met een hoog patiëntencomfort

# Actimove® Closed Shell Walker

## Gesloten walker voor een goede stabilisatie met een hoog patiëntencomfort

- Een gesloten walker met een optimale combinatie van stabilisatie en hoog comfort.
- De stevige buitenschaal geeft een goede bescherming aan de voet, de enkel en het onderbeen. 3 brede klittenbanden zorgen over de hele omtrek voor extra stabiliteit.
- De afgeronde hiel en de schokabsorberende zool stimuleren een natuurlijk looppatroon.
- De Actimove® Closed Shell Walker beschikt over een ingebouwd pomp- en klepsysteem, een in de voering geïntegreerde luchtkamer en een verstelbare teenbescherming. Deze zorgen voor een goede individuele aanpasbaarheid.
- Voor de behandeling van achillespeesrupturen kan een apart verkrijgbare hakverhoging (Heel wedge) toegevoegd worden die de voet in plantairflexie plaatst. Indien gewenst kunnen er lagen van de hakverhoging verwijderd worden om zo een correcte stand te verkrijgen.

- Kunststofdelen en klittenbanden afwasbaar
- Binnenbekleding met de hand wasbaar
- Single-use
- Latexvrij

### Toepassingen:

- Stabiele fracturen
- Arthrodeses
- Achillespeesruptuur
- Enkelbandletsel



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
76276-10	Actimove Closed Shell Walker	XS laag	1	16 x 1 (16)
76276-11	Actimove Closed Shell Walker	S laag	1	16 x 1 (16)
76276-12	Actimove Closed Shell Walker	M laag	1	16 x 1 (16)
76276-13	Actimove Closed Shell Walker	L laag	1	16 x 1 (16)
76276-14	Actimove Closed Shell Walker	XL laag	1	12 x 1 (12)
76276-15	Actimove Closed Shell Walker	XS hoog	1	12 x 1 (12)
76276-16	Actimove Closed Shell Walker	S hoog	1	12 x 1 (12)
76276-17	Actimove Closed Shell Walker	M hoog	1	12 x 1 (12)
76276-18	Actimove Closed Shell Walker	L hoog	1	12 x 1 (12)
76276-19	Actimove Closed Shell Walker	XL hoog	1	8 x 1 (8)
76277-94	Actimove Closed Shell Walker	Heel wedge	1	50 x 1 (50)