

Actimove[®]

**NIEUWE VERPAKKING &
VERBETERD PRODUCT**

*Actimove[®]
Abdominal*

ACTIMOVE[®] PROFESSIONAL LINE

Actimove® Abdominal

Buikgordel

Helpt om wondproblemen te vermijden na abdominale operaties.
Tevens geschikt ter ondersteuning en stabilisatie van de buik.


- Nieuwe maatvoering, geschikt voor een lichaamsomvang van 55 cm tot 195 cm.
- Verkrijgbaar in twee breedtematen.
- Verhoogd draagcomfort door zachte, met badstof gevoerde foampad. Geeft extra ondersteuning aan het geopereerde gebied.
- Dankzij de extra brede klittenbandsluiting kan de bandage eenvoudig om en af worden gedaan, wat efficiënte wondcontrole mogelijk maakt.
- Bevat geen natuurlijke rubberlatex.

Indicaties:

- Postoperatief en posttraumatisch gebruik
- Ondersteuning van onderbuik en thorax



Nieuwe logistieke gegevens

	Artikelnr.	Omschrijving	Breedte	Lichaamsomvang	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
	75514-13	Actimove Abdominal XS	23 cm	55 - 85 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-14	Actimove Abdominal S	23 cm	85 - 115 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-15	Actimove Abdominal M	23 cm	115 - 155 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-16	Actimove Abdominal L	23 cm	155 - 195 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-17	Actimove Abdominal XS	30 cm	55 - 85 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-18	Actimove Abdominal S	30 cm	85 - 115 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-19	Actimove Abdominal M	30 cm	115 - 155 cm	1	12 x 1 (12)
	75514-20	Actimove Abdominal L	30 cm	155 - 195 cm	1	12 x 1 (12)