

**Actimove®**



# *Post-op ROM knee brace*

De lichtgewicht, universele kniebrace  
met instelbaar scharnier

# Actimove® Post-op ROM knee brace

De lichtgewicht, universele kniebrace met instelbaar scharnier

- De Actimove® Post-Op ROM knee brace met eenvoudig instelbaar scharnier zorgt voor een optimale bewegingscontrole van het kniegewricht van de patiënt.
- Dankzij de universele maatvoering kan de brace aangepast worden aan zowel het rechter- als het linkerbeen.
- De kniebrace biedt de patiënt optimale ondersteuning tijdens de behandeling in de acute fase na een letsel, post-operatief of tijdens de revalidatie.
- De snelle vergrendeltoetsen immobiliseren de knie in een hoek van 0°, 15° of 30°.
- De telescopische staven kunnen in de lengte aangepast worden en daardoor is de Actimove® Post-Op ROM knee brace geschikt voor het gebruik bij de overgrote meerderheid van patiënten.
- De flexievergrendeling is mogelijk van -10° tot 120°, de extensievergrendeling van -10° tot 90°, dit met een instelbaarheid per 10°.
- Makkelijk aan te leggen dankzij de verstelbare gespen.

- Hoog draagcomfort, lichtgewicht, ademend materiaal
- Eenvoudig schoon te maken
- Single-use
- Latexvrij

## Indicaties:

- Kruisbandletsels (ACL/PCL), mediale- en laterale band letsels
- Tibiaplateaufracturen
- Osteochondrale ingrepen
- Meniscusoperaties
- Patellapeesreconstructies
- Condylaire fracturen
- Knieluxaties



| Artikelnummer | Maat       | Inhoud detailverpakking | Inhoud verzendkarton |
|---------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 76278-55      | Universeel | 1                       | 1 x 1 (1)            |