

**Actimove**<sup>®</sup>

*Actimove*<sup>®</sup>  
*Rugbrace*

Lumbaalbrace met  
hoge densiteit

# Actimove® Rugbrace

Hoge densiteit

Verstelbare dubbellaagse compressie



## Verstevigt en stabiliseert de lendestreek

- Verlicht de pijn en ondersteunt genezing door evenwichtige warmte en medische compressie.
- Verstevigt en stabiliseert de lendestreek met een taps toelopende plaat van hoge densiteit.
- Ontlastend massage-effect door middel van pelottes.
- Draagcomfort en ademend vermogen door neopreenvrij materiaal.
- Eenvoudig aan te brengen en verstelbare compressie, dankzij de vingerzakjes en klittenbandlussen.
- Verkrijgbaar in twee maten.

### Indicaties:

- Acute en chronische lage rugpijn
- Degeneratieve rug aandoeningen (bv. spondylose)
- Lumbale instabiliteit (bv. spierinsufficiëntie)
- Postoperatieve zorg en revalidatie



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Tailleomtrek	Kleur	Inhoud
	73450-30	16903099	Actimove Rugbrace	S/M	74 - 94 cm	Zilvergrijs	1
	73450-31	16903102	Actimove Rugbrace	L/XL	94 - 114 cm	Zilvergrijs	1