

Actimove® Offloading Shoe

- Door een dorsale hoek van 15 graden, verplaatst het lichaamsgewicht naar de hak. De voorvoet wordt minder belast en hierdoor het genezingsproces minder verstoord.
- Door de speciale sluiting wordt de voorvoet ontzien. De brede basis en de enkelband geven een verhoogd gevoel van stabiliteit.
- De vierkante neusbuffer biedt extra bescherming bijvoorbeeld bij gebruik van Kirschner draden.
- De uitneembare binnenzool kan worden aangepast met aanvullende polstering.
- Deze kwalitatief hoogwaardige schoen is zowel links als rechts te dragen door de universele vormgeving.

Indicaties:

- Bij ulcera, infecties, traumata aan de voet
- Na chirurgische ingrepen aan de voorvoet



Artikelnr.	Z-indexnummer	Omschrijving	Schoenmaat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
65004-20	17278805	Actimove Offloading Shoe XS	32,5 - 37	1	36 x 1 (36)
65004-21	17278813	Actimove Offloading Shoe S	37,5 - 39,5	1	36 x 1 (36)
65004-22	17278821	Actimove Offloading Shoe M	40 - 41,5	1	36 x 1 (36)
65004-23	17278848	Actimove Offloading Shoe L	42 - 44	1	36 x 1 (36)
65004-24	17278864	Actimove Offloading Shoe XL	44,5 - 47	1	36 x 1 (36)