

Cutimed® Cavity

Schuimverband voor diepe wonden



Eigenschappen en functies

Cutimed Cavity is zacht en plooibaar, asorbeert zeer veel wondvocht en creëert een vochtig wondmilieu, dat genezing bevordert.

De kleine poriën in Cutimed Cavity minimaliseren de verkleving met de vochtige wond en/of het ingroeien van weefsel. Voor de patiënt is daarmee de pijn/het ongemak bij verbandwisseling minimaal.

Toepassingen

Cutimed Cavity is geschikt voor toepassing in diepe(re), vochtige wonden.

Assortiment

| | Afmeting | Artikel nummer | Inhoud per doos | Inhoud verzendkarton | Z-index nummer |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Cutimed® Cavity | 5 x 6 cm | 72621-00 | 10 | 10 | 15390330 |
| ●●○○ - ●●●○ ◡ ■■ | 10 x 10 cm | 72621-01 | 10 | 10 | 15390349 |
| | 15 x 2 cm | 72621-02 | 10 | 10 | 15390357 |
| | 15 x 15 cm | 72621-03 | 5 | 10 | 15390365 |

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- ◡ Oppervlakkig
- ◡ Diep
- ◡ Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- ✂ Kan op maat geknipt worden
- 🚿 Geschikt voor onder de douche