

Cutimed® DebriClean

Veilig en effectieve debridementpad,
zacht voor nieuwgevormd weefsel.



Eigenschappen en functies

Cutimed DebriClean is een innovatieve, efficiënte en makkelijk te gebruiken pad voor mechanisch debridement. Bij complex genezende wonden vormen niet-vitaal weefsel en biofilm factoren die de wondgenezing kunnen vertragen. Om de omstandigheden voor wondgenezing te optimaliseren moet niet-vitaal weefsel worden verwijderd en bacteriële belasting worden verminderd³. Dit kan zacht maar doeltreffend met Cutimed Debriclean.

Cutimed DebriClean is speciaal ontworpen voor mechanisch debridement van de wond ter ondersteuning van de wondbehandeling.

- ♦ Zachte witte vezels voor zacht debridement en verwijderen makkelijk loskomend debris/ biofilm/ micro-organismen
- ♦ De stevige grijze vezels kunnen zelfs hardnekkig debris aan
- ♦ Geperforeerde tussenlaag ondersteunt absorptiefunctie tijdens reiniging
- ♦ De schuimlaag heeft een absorberende functie tijdens de reiniging. Dit maakt de reiniging nog effectiever.
- ♦ Sterk klevende laag verbindt de toplaag met de schuimkern
- ♦ Bedrukte toplaag bevordert correct gebruik en vermindert doorlekken van vloeistof
- ♦ Handlus ondersteunt optimaal gebruik
- ♦ Blisterverpakking kan worden gebruikt om spoelvloeistof aan te brengen. Afhankelijk van de klinische praktijk en richtlijnen, kunnen alle gebruikelijke spoelvloeistoffen worden gebruikt.⁵

 Zachte zijde  Ruwe zijde

Toepassingen ○○○○ - ●●●● — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cutimed DebriClean helpt bij het debridement van oppervlakkige wonden en de omliggende huid bij bijvoorbeeld:

- ♦ Diabetische ulcus
- ♦ Veneuze en arteriële ulcera
- ♦ Doorligwonden
- ♦ Postoperatieve en secundair genezende wonden
- ♦ Oppervlakkige brandwonden
- ♦ De absorptie van exsudaat, niet-vitaal weefsel

Elimineer snel en effectief vertragende factoren van het wondgenezingsproces³



Effectief debridement^{1,2}



Bindt bacteriën⁴



> 99% verwijdering van biofilm²

1 JB4 40031810, In vitro evaluation of the cleansing effect of Cutimed® Debriclean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.

2 JB4 40031908, In vitro evaluation of removal of viable biofilm by Cutimed® Debriclean and Cutisoft Cotton. August 2018, BSN medical data on file.

3 EWMA, EWMA document: Debridement. 2013, European Wound Management Association. p. 1-49.

4 JB4 40031811, In vitro evaluation of the bacterial adhesion to Cutimed® Debriclean and Cutisoft Cotton. July 2018, BSN medical data on file.

5 Product is compatible with commonly used wound cleansing solutions based on PHMB, sodium hypochlorite or hypochlorous acids, octenidine, 0.9% medical saline solution, water and Ringer's solution

Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® DebrisClean ○○○ - ●●● - — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	9 cm x 13 cm	76170-00	5	12	16779355

Legenda

Type weefsel

- Wond met necrose
- Geïnfecteerde wond
- Wond met fibrineus beslag
- Granulerende wond
- Epithelialiserende wond

Hoeveelheid wondvocht

- Droog
- Weinig wondvocht
- Matig wondvocht
- Veel wondvocht
- Zeer veel wondvocht

Diepte wond

- Oppervlakkig
- ⌒ Diep
- ⌒ Oppervlakkig + diep

Toepassingen

- ✂ Kan op maat geknipt worden
- 🚿 Geschikt voor onder de douche