

# Cutimed® Protect

Bescherming van huid- en wondranden



## Eigenschappen en functies

Het beschermen van de kwetsbare wondranden en huid rond een wond is een noodzakelijk deel van wondverzorging. Cutimed Protect spray en swab vormen na aanbrengen een duurzame, beschermende barrièrefilm.

Deze barrièrefilm beschermt zowel tegen externe bedreigingen, door bijvoorbeeld incontinentie en wondvocht, als tegen het verlies van huideigen vocht.

Na het aanbrengen vormt Cutimed Protect een duurzame en waterdichte film, die werkt als een beschermend schild tegen schadelijke invloeden van wondvocht, ander lichaamsvocht, agressieve kleeflagen en wrijving en trekkrachten. Tegelijk is Cutimed Protect zuurstof- en waterdampdoorlatend, zodat de huid blijft ademen.

Cutimed Protect spray is eenvoudig toe te passen en vormt een gelijkmatige film die waterdicht en zuurstof- en waterdampdoorlatend is.

Cutimed Protect swabs bieden een nauwkeurige oplossing voor bescherming van de wondranden.

Met behulp van de stick in de verpakking brengt u de barrièrefilm eenvoudig en precies aan op de juiste plaatsen.

## Samenstelling

Alcoholvrije, niet prikkende, niet irriterende polymerische oplossing

## Toepassingen

Cutimed Protect spray en swab zijn in het bijzonder geschikt:

- ♦ als bescherming van wondranden
- ♦ als bescherming van huid rond de wond
- ♦ als bescherming van intacte en geïrriteerde huid
- ♦ om verweking te voorkomen

## Assortiment

	Afmeting	Artikel nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
Cutimed® Protect spray	28 ml	72653-00	1	12	15925927
	28 ml	72653-01	12	4	15925935
Cutimed® Protect swab	1 ml	72654-00	5	24	15927008
	1 ml	72654-01	25	6	15927016
	3 ml	72654-02	5	20	15927024
Cutimed® Protect crème	28 gr.	72652-00	1	12	15925900
	90 gr.	72652-03	12	4	15925919