

# Cutimed® Siltec®

## Schuimverband met superabsorbers en siliconen wondcontactlaag



### Eigenschappen en functies

Cutimed Siltec is een schuimverband met superabsorbers en siliconen wondcontactlaag.

Met Cutimed Siltec kunt u vertrouwen op betrouwbare resultaten in alle omstandigheden.

#### Sterk ademende bovenlaag van polyurethaan

- Verdampst meer of minder wondvocht afhankelijk van de verzadiging van het verband
- Voorkomt doorlekken van wondvocht
- Gemakkelijk te zien of het verband verzadigd is, dus voorkomt onnodige verbandwisselingen

#### Krachtige superabsorbers

- Betrouwbare absorptie voor wonden met weinig tot veel wondvocht
- Effectieve retentie en comfort, zelfs onder compressie
- Het verband hoeft minder vaak te worden vervangen

#### Open, poreuze schuimstructuur

- Wondvocht wordt snel verticaal opgenomen
- Overmatig wondvocht wordt van de randen van de wond weggehouden om maceratie te voorkomen
- Absorbeert vocht met lage tot hoge viscositeit





#### Geperforeerde siliconen wondcontactlaag

- Wondvocht, van welke viscositeit dan ook, dringt gemakkelijk tot de kern van het verband door
- Patiëntvriendelijk verklevende wondcontactlaag beschermt het nieuwe weefsel en voorkomt verweking van de wondranden
- Atraumatische verwijdering bij verbandwisselingen

### Samenstelling

Cutimed Siltec is gemaakt van polyurethaan schuim. Aan de onderzijde is een siliconen wondcontactlaag gelamineerd. Op de bovenkant van Cutimed Siltec zijn superabsorberende deeltjes aangebracht in zichtbare lijnen. De bovenzijde is bedekt met een lucht- en waterdampdoorlaatbare folie.

### Varianten

- **Cutimed® Siltec® (standaard)**  Schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag  
**Cutimed® Siltec® Hiel 3D**  
Anatomisch gevormd
- **Cutimed® Siltec® L (Light)**  Dun schuimverband met superabsorbers en niet verklevende siliconen wondcontactlaag
- **Cutimed® Siltec® PLUS**  Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag  
**Cutimed® Siltec® PLUS Hiel 2D**  
Speciaal ontworpen voor de hiel, extra dik voor polsterend effect
- **Cutimed® Siltec® B (Border)**  Schuimverband met superabsorbers en huidvriendelijk klevende siliconen wondcontactlaag en border  
**Cutimed® Siltec® B Ovaal**  
Ovaal gevormd  
**Cutimed® Siltec® B Sacrum**  
Extra brede border om een goede fixatie te garanderen









### Toepassingen

Chronische en acute wonden, zoals decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, maligne wonden, chirurgische wonden, tweedegraads brandwonden en donorsites. Ook geschikt voor oppervlakkige, secundair genezende wonden. De hechting door siliconen beschermt niet alleen nieuw weefsel maar maakt ook inspectie van de wond en opnieuw aanbrengen mogelijk. Het verband kan bovendien op maat geknipt worden.

Cutimed Siltec kan maximaal 7 dagen blijven zitten, afhankelijk van de conditie van de wond en omliggende huid, of (als dit eerder is) totdat er wondvocht zichtbaar is op 2 cm van de border/rand. Tevens moeten lokale klinische protocollen in acht worden genomen.

# Cutimed®

# Assortiment

Omschrijving		Artikel nummer	Afmeting	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer
<b>Cutimed Siltec (standaard)</b>		73285-00	5 x 6 cm	10	10	15390527
		73285-01	10 x 10 cm	10	10	15389847
		73285-02	10 x 20 cm	10	10	15389863
		73285-03	15 x 15 cm	10	10	15389901
		73285-04	20 x 20 cm	5	10	15389936
<b>Hiel 3D</b>		73286-01	voorgevormd	5	6	15730395
		<hr/>				
<b>Cutimed Siltec L (Light)</b>		73283-00	5 x 6 cm	10	10	15389952
		73283-01	10 x 10 cm	10	10	15389979
		73283-02	15 x 15 cm	10	10	15390004
<b>Cutimed Siltec<sup>PLUS</sup></b>		73288-00	5 x 6 cm	10	10	15930971
		73288-01	10 x 10 cm	10	10	15931005
		73288-02	10 x 20 cm	10	10	15930963
		73288-03	15 x 15 cm	10	10	15931021
		73288-04	20 x 20 cm	5	10	15931048
<b>Hiel 2D</b>		73288-05	16 x 24 cm	5	10	15930998
		<hr/>				
<b>Cutimed Siltec B (Border)</b>		73284-00	7,5 x 7,5 cm	10	10	15390306
		73284-01	12,5 x 12,5 cm	10	10	15390314
		73284-06	10 x 22,5 cm	10	10	15930726
		73284-03	17,5 x 17,5 cm	5	10	15390322
		73284-04	22,5 x 22,5 cm	5	10	15550613
<b>Ovaal</b>		73284-14	7 x 10 cm	10	10	16286502
		73284-21	13 x 16 cm	5	10	16813715
<b>Sacrum</b>		73287-00	17,5 x 17,5 cm	5	10	15517462
		73287-01	23 x 23 cm	5	10	15550621